

Корректировка Перечня товаров, работ и услуг, планируемых к закупу для научных исследований в 2026 году в рамках выполнения государственного заказа в НАО «Казахский агротехнический исследовательский университет им. С. Сейфуллина» на 26.08.2026 г.

№ п.п.	Наименование оборудования, программного обеспечения, работ или услуг	Характеристики (для оборудования допускается указание модели, марки, страны и др. сведений)	Обоснование закупок	Планируемая стоимость, тенге	Сроки закупок	Условия оплаты (50/50%, 30/70%, 100%)	Контакты
1	2	3	4	5	6	7	
1	Закуп услуг по сертификации производства продукции органической аквакультуры (переходной период)	Услуги по сертификации производства продукции органической аквакультуры	Для перехода обычного предприятия по производству рыбной продукции (рыбопосадочного материала, маточного стада, товарной рыбы) на органический способ производства необходим процесс сертификации на соответствие требованиям органического производства	1 200 000	Февраль 2026 г.	100% оплата после заключения договора	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
2	Стажировка по органической аквакультуре	Услуги по стажировке по органической аквакультуре	Для повышения компетенций исследовательской группы необходимо изучение современных тенденций по направлению органической аквакультуры	1 500 000	Февраль 2026 г.	100% оплата после заключения договора	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
3	Система очистки воды Milli-Q® SQ 240 -1 штука	Предусмотренная конфигурация, состоящая из станции производства чистой воды обратного осмоса (RO), модуля очистки и дозирования сверхчистой воды (тип I) с гравитационным клапаном SQ и гибким дозатором (от 1,6 л/мин до капельного дозирования) и 1 бака Switch 3,5 л. Установка рассчитана на получение воды до 10 л/день. Дозирование воды типа I путем контролируемого пользователем передвижения регулятора скорости на съемной рукоятке. От скорости 1,6 л/мин. до капельной подачи и полного закрытия	для получения сверхчистой воды (тип I), которая будет использоваться в ходе проведения исследовательских работ согласно календарному плану на 2026 год	4 686 575	Май 2026 г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
4	Стол лабораторный химический с навесной полкой- 4штуки	Столешница – керамическая плитка. Каркас из трубы квадратного сечения, краска полимерно-порошковая. Также имеются металлические ящики на телескопических направляющих. Надстройка представляет собой металлический шкаф с двумя распашными дверцами. Опора стола регулируемая, компенсирующая неровности пола. Заглушки на открытых концах труб пластиковые. В комплект стола входят две брызгозащитные розетки. Габариты: 1200*900*900/1950	Будут использоваться для различных работ в рамках проекта при проведении анализов, установки лабораторного оборудования, проведении различных измерений, калибровок, опытов и исследований.	1 660 000	Май 2026 г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
5	Антивибрационный стол для весов -1 штука	Антивибрационный стол для весов размером 600×400×800 мм предназначен для точного взвешивания образцов в условиях лабораторий, где вибрации от оборудования, пола или внешней среды могут повлиять на результаты измерений.	Необходим для размещения чувствительного аналитического оборудования, в первую очередь весов, которые будут использоваться в ходе выполнения исследовательских работ согласно календарному плану на 2026 год	195 000	Май 2026 г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
6	Сульфадiazин, 100 г, стандартный образец для калибровки элементного анализатора Vario Max Cube CNS, чистота не менее 99%	Сульфадiazин, (Sulfadiazine, 100 g), 1шт, производитель: Elementar Analysensysteme GmbH. Стандартный образец для калибровки элементного анализатора Vario Max Cube CNS, чистота не менее 99%	для использования в качестве стандартного образца для калибровки элементного анализатора Vario Max Cube	342 273	Июнь 2026 г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz

7	Соль Мора (Аммоний железо (II)сернистый6-вод.)	ЧДА, в количестве 1 кг	для определения химических, агрохимических, параметров почв	9 700	Июнь 2026 г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
8	Калий двуххромовокислый	Ч, в количестве 1 кг	для определения химических, агрохимических, параметров почв	29 000	Июнь 2026 г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
9	Натрий гидроокись	ЧДА, в количестве 1 кг	для определения химических, агрохимических, параметров почв	5 600	Июнь 2026 г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
10	Натрий серноокислый	3 кг	для определения химических, агрохимических, параметров почв	33 000	Июнь 2026 г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
11	Фенантролин моногидрат-1,10	reagentgradeP9375-5G, упак. 5 г Германия, 0,1 кг	для определения химических, агрохимических, параметров почв	78 000	Июнь 2026 г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
12	Трилон Б (соль динатриевая соль этилендиамин-тетрауксусной кислоты 2-водную)	ХЧ или ЧДА, в количестве 1 кг	для определения химических, агрохимических, параметров почв	12 000	Июнь 2026 г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
13	Фильтры синяя лента	одноразовый расходный материал, необходим для подготовки и обработки почвенных образцов при проведении лабораторных исследований, 25 пачек	для определения химических, агрохимических, параметров почв	52 500	Июнь 2026 г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
14	Кислород газообразный	Кислород газообразный особой чистоты, (99,999%), 40 л, 1 баллон	для обеспечения работы элементного анализатора Vario Max Cube при определении элементного состава ЭВМС и органического вещества почв	232 000	Июнь 2026 г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
15	Гелий газообразный	Гелий газообразный особой чистоты, (99,999%), 40 л, 1 баллон		580 000	Июнь 2026 г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
16	ГСО фосфат-ионов	1г/л6А-1, в количестве 3 ампулы	для определения фосфата в почвенных образцах	12 300	Июнь 2026 г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
17	ГСО сульфата	1г/л4А-1, в количестве 3 ампулы	для определения сульфата в почвенных образцах	12 300	Июнь 2026 г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
18	ГСО хлорида	1г/л, в количестве 3 ампулы	для определения фосфата в почвенных образцах	12 300	Июнь 2026 г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
19	Тигли керамические, для специальных применений	Тигли керамические, для специальных применений (Crucibles, ceramic, for special applications - 100pcs./package), 2 уп.	используются при определении элементного состава ЭВМС и органического вещества почв в высокотемпературном режиме до 1200 °С	1 234 614	Июнь 2026 г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
20	Захватный рычаг со вставкой	Gripper arm with insert (CNS), 1 шт	является комплектующим элементного анализатора Vario Max Cube	919 250	Июнь 2026 г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
21	Гранулят WO ₃ , для заполнения трубки сгорания	(WO ₃ -granulate, for filling comb. Tube) 4 шт	является расходным материалом элементного анализатора, и используется для заполнения трубки сгорания	444 768	Июнь 2026 г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
22	Корундовые шарики	(Corundum balls, 50 g), 4шт	являются расходными материалами элементного анализатора Vario Max Cube и используются при определении элементного состава ЭВМС и органического вещества почв в соответствии с календарным планом проекта на 2026 год	80 520	Июнь 2026 г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
23	Вата кварцевая	(Quartz wool, 10 g), 3 шт		112 149	Июнь 2026 г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
24	Принтер	Epson L121, в количестве 1 шт	для распечатывания цветных схем, рисунков, фотографий и карт отчета проекта	90 750	Июнь 2026 г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
	10-24/ГФ26 АП23489286 «Маркер-опосредованная селекция образцов мировой коллекции и гибридных популяций чечевицы по генам, контролирующим время зацветания растений и высоту прикрепления нижнего боба»						
25	Канцелярские товары	Бумага А4. Ручка шариковая Doms синяя, черная, красная. Карандаши. Маркеры. Ножницы Линейка 50 см, 100 см. Рулетка 50 м. Калькулятор большой. Скоросшиватель. Скрепки. Степлер большой. ЗАЖИМ ДЛЯ БУМАГ, 41 ММ., СЕРЕБРО. Зажим для бумаг маленький. Скобы для степлера. Корректор, Клей карандаш. Стикеры разноцветные. Антистеплер. Дырокол маленький и большой. Файлы упаковка. Набор текстмаркеров Berlingo "Textline HL500", скошенный наконечник 1-5 мм, 4 цвета. Бейджики	Закупка канцтоваров на расходник по проекту	73 209,2	Июль 2026г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
26	SDS (додecilсульфат натрия), 100 г, Bio-Rad, 1610301	Анионный детергент для лизиса клеток и денатурации белков; степень чистоты для молекулярной биологии; фасовка 100 г; количество – 1 упаковка.	Этот реактив имеет степень чистоты для электрофореза и используется в полиакриламидном геле	73 810	Июль 2026г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz

27	Реагент для выделения РНК PureZOL, 100 мл, Bio-Rad, 7326890	Реагент на основе фенола и гуанидинтиоцианата для выделения тотальной РНК из клеток и тканей; объем 100 мл; количество – 2 упаковок. лизис клеток и тканей, депротеинизация РНК и инаktivация эндонуклеаз за один шаг. . Количество - 5 шт	В связи с увеличением суммы реактива снижено количество единиц	204 587×2 = 409174	Июль 2026г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
28	Перчатки нитриловые, размер S, 50 пар/упак	Одноразовые нитриловые перчатки, неопудренные, устойчивые к химическим реагентам; не менее 50 пар в упаковке; количество – 10 упаковок.	В связи с большим расходом расходного материала увеличено количество закупаемых единиц	4 500×10=45 000	Июль 2026г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
29	ЭДТА (этилендиаминтетрауксусная кислота) ≥99%, 1 кг, Apollo Scientific, BIE0729-1KG	Хелатирующий реагент для приготовления буферных растворов; чистота не менее 99%; фасовка 1 кг; количество – 1 шт.	Реактив при приготовлении рабочих расворов при выделении ДНК,РНК	89 414	Июль 2026г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
30	40% раствор акриламида/биса, 19:1, 500 мл, BioRad, 1610144	Готовый раствор для приготовления полиакриламидных гелей; соотношение акриламид/бисакриламид 19:1; объем 500 мл; количество – 1 упаковка.	Реактив для полиакриламидного геля	100 003	Июль 2026г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
31	Акриламид 98.5%, Extra Pure, 500 г, Thermo Scientific, 164835000	Реагент высокой чистоты для приготовления полиакриламидных гелей; содержание основного вещества не менее 98,5%; фасовка 500 г; количество – 1 упаковка.	Реактив для полиакриламидного геля	51 088	Июль 2026г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
32	Пероксодисульфат аммония (APS) 98+% ACS, 10 г, Thermo Scientific, 401160100	Инициатор полимеризации полиакриламидных гелей; чистота не менее 98%; фасовка 10 г; количество – 1 упаковка.	Более выгоднее выходит купить сразу 10000 шт/упак. Является основным расходным материалов при генотипировании. Расход на данную позиции от 200 шт на один эксперимент	39928	Июль 2026г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
33	TEMED, 100 мл, Glenthام Life Sciences, GE3482-100ml	Катализатор полимеризации полиакриламидных гелей; объем 100 мл; количество – 1 упаковка.	Реактив для полиакриламидного геля	173 085	Июль 2026г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
34	Микроцентрифужные пробирки 1,5 мл, 1000шт/упак, нестер., Ratiolab, RATI5615000	Пробирки из полипропилена объемом 1,5 мл; нестерильные; упаковка 1000 шт.; количество – 3 упаковки.	Расходный материал при молекулярных исследованиях	17 732×3 =53 196	Июль 2026г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
35	Микроцентрифужные пробирки 2 мл, 1000 шт/упак, нестер., Ratiolab, RATI5615000	Пробирки из полипропилена объемом 2 мл; нестерильные; упаковка 1000 шт.; количество – 3 упаковки.	Расходный материал при молекулярных исследованиях	21 960×3 = 65 880	Июль 2026г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
36	Наконечники 100-1000 мкл, рассыпью, голубые, нестерильные, 1000 шт/уп, Corning, 4862	Наконечники для пипеток, универсальные, синие, 100-1000 мкл, 1000 шт/уп, Corning, 4868 универсальные, синие, 100-1000 мкл, рассыпью, в упаковке 1000 штук. Количество - 5 упаковок	Расходный материал при молекулярных исследованиях	9 268×5 = 46 340	Июль 2026г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
37	Наконечники 1-200 мкл, в штативе, желтые, стерильные, 1000 шт/упак, Corning, 4862	Прозрачные наконечники из полипропилена; объем 1–200 мкл; нестерильные; упаковка 1000 шт.; количество – 10 упаковок	Расходный материал при молекулярных исследованиях	9 268×10 = 92 680	Июль 2026г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
38	Наконечники 1-10 мкл, рассыпью, прозрачные, нестерильные, 10000 шт/уп, Corning,	Прозрачные наконечники из полипропилена; объем 1–10 мкл; нестерильные; упаковка не менее 10000 шт.; количество – 2 упаковок.	Основной расходный материал при молекулярных исследованиях	135 038×2 = 270 076	Июль 2026г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
39	2-меркаптоэтанол, 25 мл, Bio-Rad, 1610710	Восстанавливающий агент для молекулярно-биологических исследований и выделения нуклеиновых кислот; объем 25 мл; количество – 1 упаковка.	Реактив для полиакриламидного геля	39 674	Июль 2026г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
40	Подставка для пипеток Gilson, роторная, CARROUSEL™, 7 мест, рассчитан на дозаторы Gilson (кроме Pipetman Concept®), белая, GILSON, F161401	Роторная подставка для размещения до 7 механических дозаторов; совместима с дозаторами Gilson; количество – 2 шт.	Подставка для механических дозаторов	132 804×2 = 265 608	Июль 2026г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz

41	Штатив универсальный для пробирок, п/п, 4/12/32/96 гнезда, Ø 30/16/12/6 мм, Минимед, 12005334	Полипропиленовый штатив с гнездами различных диаметров для пробирок; количество – 5 упаковок.	Штативы для хранения пробирок с реактивами	7 775×5 = 38 875	Июль 2026г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
42	Штатив д/пробирок 15 мл, диам.17 мм*30 гн., 50 мл.д.28 мм*20 гн., ABS, Минимед, 12005010	Штатив из ABS-пластика для пробирок объемом 15 и 50 мл; количество – 5 упаковок.	Штативы для хранения пробирок с реактивами	5 937×5 = 29 685	Июль 2026г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
43	ДНКаза I (свободная от РНКаз), 1 000 единиц, New England Biolabs, M0303S	Фермент для удаления ДНК из РНК-препаратов; активность не менее 1000 единиц; количество – 2 упаковки.	Основной расходный материал при для экспрессии генов	70 828×2 = 141 656	Июль 2026г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
44	Monarch ® РНКаза А, 1 мл, New England Biolabs, T3018L	Высокоочищенная РНКаза для удаления РНК из препаратов ДНК; объем 1 мл; количество – 2 упаковки.	Основной расходный материал при для экспрессии генов	71 672×2 = 143 344	Июль 2026г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
45	Банка лабораторная стеклянная 1 л, с делениями, с навинчив. крышкой, темное стекло, МиниМед, 10006803	Стеклянная емкость объемом 1 л с навинчивающейся крышкой и градуировкой; количество – 10 шт	Данная позиция нужна для приготовления и хранения растворов при молекулярных исследованиях	6603 ×10 = 66 030	Июль 2026г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
46	Склянка лабораторная, 500 мл, из темного стекла с узкой горловиной и притертой пробкой, МиниМед, 10003205	Склянка с узкой горловиной и притертой пробкой; объем 500 мл; количество – 10 шт.	Данная позиция нужна для приготовления и хранения растворов при молекулярных исследованиях	6636 ×10 = 66 360	Июль 2026г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
47	Цилиндр 1000 мл п/п, шестигранное основание, рельефная градуировка, Greetmed, 10004204	Полипропиленовый цилиндр объемом 1000 мл с рельефной градуировкой; количество – 1 шт.	Данная позиция нужна для приготовления и хранения растворов при молекулярных исследованиях	11 451	Июль 2026г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
48	Цилиндр 250 мл п/п, восьмигранное основание, рельефная градуировка, Greetmed, 10004200	Полипропиленовый цилиндр объемом 250 мл с рельефной градуировкой; количество – 1 шт.	Данная позиция нужна для приготовления и хранения растворов при молекулярных исследованиях	5 570	Июль 2026г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
49	Цилиндр 100 мл п/п, восьмигранное основание, рельефная градуировка, Greetmed, 10004208	Полипропиленовый цилиндр объемом 100 мл с рельефной градуировкой; количество – 1 шт	Данная позиция нужна для приготовления и хранения растворов при молекулярных исследованиях	3 251	Июль 2026г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
50	Банка лабораторная стеклянная 250 мл, с делениями, с навинчив. крышкой, светлое стекло, МиниМед, 10006801	Стеклянная емкость объемом 250 мл с навинчивающейся крышкой и градуировкой; количество – 10 шт.	Данная позиция нужна для приготовления и хранения растворов при молекулярных исследованиях	2997×10 = 29 970	Июль 2026г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
51	Колба Кн-2-250-34 ТУ 9464-019-29508133-2015 ,с/дел.,ТС, МиниМед, 10000832	Колба Эрленмейера из термостойкого стекла объемом 250 мл с градуировкой; количество – 5 шт.	Данная позиция нужна для приготовления и хранения растворов при молекулярных исследованиях	3147×5 = 15 735	Июль 2026г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
52	Колба Кн-2-500-34 ТУ 9464-019-29508133-2015 с дел.,ТС, МиниМед, 10000833	Колба Эрленмейера из термостойкого стекла объемом 500 мл с градуировкой; количество – 5 шт.	Данная позиция нужна для приготовления и хранения растворов при молекулярных исследованиях	4477×5 = 22 385	Июль 2026г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
53	Колба Кн-2-1000-50 ТУ 9464-019-29508133-2015 ,с дел.ТС, МиниМед, 10000837	Колба Эрленмейера из термостойкого стекла объемом 1000 мл с градуировкой; количество – 5 шт.	Данная позиция нужна для приготовления и хранения растворов при молекулярных исследованиях	10125×5 = 51 075	Июль 2026г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
54	Перчатки нитриловые, размер М, 50 пар/упак	Одноразовые нитриловые перчатки, неопудренные; не менее 50 пар в упаковке; количество – 10 упаковок.	Расходный материал при молекулярных исследованиях	4500 ×10 = 45 000	Июль 2026г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz

55	30-луночная гребенка, фиксированная высота, 1,5 мм, подходит для камер Sub-Cell и Wide Mini-Sub Cell GT, Bio Rad, 1704449	Гребенка толщиной 1,5 мм для формирования лунок в агарозных гелях; совместима с камерами Sub-Cell и Wide Mini-Sub Cell GT; количество – 2 шт.	Гребенка нужна для заливочного стола закупаемого горизонтального электрофореза	60 908×2 = 121 816	Июль 2026г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
56	Эндонуклеаза рестрикции RsaI, 100% активность в буфере rCutSmart™, 10 000 единиц/мл 1000 единиц, New England Biolabs, R0167S *поставляется с буфером rCutSmart™	Рестриктаза для расщепления двуцепочечной ДНК по специфическому сайту узнавания; активность не менее 1000 единиц; в комплекте буфер rCutSmart™; количество – 1 упаковка.	Реактив для генотипирования	62 396	Июль 2026г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
57	Лизисный буфер, СТАВ, 500 мл, PanReas AppliChem, A4150.0500	Буфер для выделения ДНК из растительных тканей с высоким содержанием полисахаридов и фенольных соединений; объем 500 мл; количество – 3 упаковки	Буфер для выделения ДНК из растительного материала	41192×3 = 123 576	Июль 2026г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
58	Цифровой интеллектуальный орбитальный шейкер деколоратор со светодиодной подсветкой (2 кг) с фиксированной пластиной, двумя светодиодами для независимой индикации времени и скорости. Диапазон скоростей: 40–200 об/мин, бесщёточный двигатель постоянного тока, Biologix, 01-6214A	Орбитальный шейкер с фиксированной платформой; максимальная нагрузка не менее 2 кг; диапазон скоростей 40–200 об/мин; бесщёточный двигатель постоянного тока; независимая индикация времени и скорости на светодиодном дисплее; встроенная светодиодная подсветка; плавная регулировка скорости; количество – 1 шт.	Цифровой интеллектуальный орбитальный шейкер-деколоратор предназначен для равномерного перемешивания жидких образцов, суспензий и растворов в процессе молекулярно-генетических, микробиологических и биотехнологических исследований. Оборудование обеспечивает стабильное орбитальное движение с регулируемой скоростью, что способствует эффективному проведению процедур экстракции нуклеиновых кислот, подготовки образцов и инкубации реакционных смесей.	207 900	Июль 2026г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
59	МФУ HP LaserJet Pro 4103fdn, A4,40ppm, print 1200x1200dpi, scan1200x1200dpi, LCD, LAN, USB,ADF,Duplex,Fax	Лазерное многофункциональное устройство формата А4 с функциями печати, сканирования, копирования и факса; скорость печати не менее 40 стр./мин; разрешение печати не менее 1200×1200 dpi; разрешение сканирования не менее 1200×1200 dpi; автоматическая двусторонняя печать (Duplex); автоподатчик документов (ADF); интерфейсы LAN и USB; ЖК-дисплей; количество – 1 шт.	Для распечатки, сканирования и копирования документов касаемых проекта	219 990	Июль 2026г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
60	Система горизонтального электрофореза Sub-Cell GT, лоток 15 x 25 см, с с заливочным столиком, Bio-Rad, 1704484 В комплектке: гребенки на 15 и 20 лунок, УФ-прозрачный лоток размером 15 x 25 см (Ш x Д), заливочный столик.	Система для проведения горизонтального электрофореза нуклеиновых кислот; размер УФ-прозрачного лотка не менее 15×25 см; в комплекте заливочный столик, гребенки на 15 и 20 лунок; обеспечивает разделение фрагментов ДНК и РНК в агарозных гелях; количество – 1 шт.	Система горизонтального электрофореза Sub-Cell GT предназначена для разделения, визуализации и анализа фрагментов ДНК и РНК в агарозном геле при проведении молекулярно-генетических исследований. Оборудование используется для контроля качества выделенной ДНК, оценки результатов полимеразной цепной реакции (ПЦР), определения размера ампликонов и подтверждения наличия целевых генетических последовательностей.	751 340	Июль 2026г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
61	Моноблок HP All-in-One 24-cr0092ci, 23.8"FHD, Ryzen 7 7730U/16GB/512GB/Radeon Graphics/Win11/Office 2024/dr.Web	Моноблок с экраном не менее 23,8 дюйма Full HD; процессор AMD Ryzen 7 7730U; оперативная память не менее 16 ГБ; SSD накопитель не менее 512 ГБ; встроенная графика Radeon Graphics; предустановленная операционная система Windows 11; пакет Microsoft Office 2024; антивирусное программное обеспечение Dr. Web; количество – 1 шт.	Обработка результатов ПЦР-анализа, работа с программным обеспечением Real-Time PCR, ведение базы данных образцов, подготовка отчетов и протоколов испытаний. Высокая производительность обеспечивает обработку больших массивов генетических данных и работу с специализированным программным обеспечением.	579 960	Июль 2026г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz

62	Вертикальный ламинарный бокс BBS-V1300, 1200*645*610 мм, Biobase	Ламинарный бокс вертикального потока воздуха для защиты образцов от контаминации; размеры рабочей зоны не менее 1200×645×610 мм; HEPA-фильтрация воздуха с эффективностью не менее 99,99%; светодиодное освещение рабочей зоны; цифровая панель управления; низкий уровень шума; количество – 1 шт.	Создание стерильной рабочей среды при подготовке образцов, выделении ДНК и приготовлении реакционных смесей для ПЦР. Обеспечивает защиту образцов от контаминации посторонней ДНК и микроорганизмами, что является критически важным при проведении молекулярно-генетических исследований	2 236 720	Июль 2026г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
63	Шкаф аптечный металлический ТВ-ШАМ	Металлический шкаф для хранения реактивов, расходных материалов и медикаментов; изготовлен из листовой стали с порошковым покрытием; оснащен регулируемыми полками и запираемыми дверцами; устойчив к воздействию дезинфицирующих средств; количество – 1 шт	Хранение реактивов, расходных материалов, лабораторной посуды, стандартных образцов и документации. Обеспечивает соблюдение требований по организации рабочего пространства и безопасному хранению лабораторных материалов.	388 670	Июль 2026г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
11-24/ГФ26 AP23489305 "Агрономические исследования и молекулярно-генетическое изучение устойчивости гороха к полеганию методом маркер-опосредованной селекции для интенсивного растениеводства в Северном и Центральном Казахстане"							
64	Услуга по синтезу олигонуклеотидов	Синтез олигонуклеотидов Количество -1121	Праймеры для генотипирования и экспрессии генов	455×1 121 = 510 000	Июль 2026 г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
65	Канцелярские товары	Бумага А4. Ручка шариковая Doms синяя, черная. Карандаши. Маркер. Ножницы. Линейка 50 см, 100 см. Рулетка 50 м. Калькулятор большой. Скоросшиватель. Скрепки. Степлер большой. ЗАЖИМ ДЛЯ БУМАГ, 41 ММ., СЕРЕБРО. Скобы для степлера. Корректор. Нож канцелярский. Клей карандаш. Стикеры разноцветные. Антистеплер. Дырокол маленький и большой.	Для отчетов, распечатки, структурного анализа при заключении договоров	59 179,15	Июль 2026 г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
66	Набор D-Plants для выделения ДНК из растений, 250 выделений, Биолабмикс, D-Plants-250	Набор реагентов для выделения геномной ДНК из растительного материала методом сорбции на силикагелевой мембране; количество выделений не менее 250; ДНК пригодна для ПЦР, qPCR и секвенирования. Количество – 1 упаковка	Готовый набор для выделения ДНК	557 423	Июль 2026 г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
67	Наконечники для пипеток, объем: 5 мл, ПП, прозрачные, не содержат ДНКазы и РНКазы, подходят для пипеток Eppendorf Research Plus, Biohit Proline Plus и Biologix HiPette объемом 0,5–5 мл, россыпью, 2000 шт/упак, Biologix, 20-5000ES	Наконечники из полипропилена, прозрачные, не содержат ДНКаз, РНКаз и пирогенов; совместимы с дозаторами объемом 0,5–5 мл; упаковка не менее 2000 шт. Количество – 1 упаковка	Расходный материал в молекулярно-генетических исследованиях	161 700	Июль 2026 г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
68	ДНК маркер 100 bp DNA Ladder, 100 п.н. - 1517 п.н., 500 мкг/мл, 100 полос геля (0,1 мл), New England Biolabs, N3231S *поставляется с бесплатным флаконом гелевого красителя Gel Loading Dye, фиолетовый (6X), без SDS (NEB #B7025)	Диапазон фрагментов ДНК 100–1517 п.н.; концентрация 500 мкг/мл; не менее 100 нанесений на гель; в комплекте загрузочный краситель. Количество – 1 упаковка	Фермент предназначен для расщепления ДНК до нуклеотидов и гибриды ДНК/РНК, был заменен производителем	56 304	Июль 2026 г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
69	ДНК маркер 1 kb, от 500 п.н. до 10 тыс. п.н., 500 мкг/мл, 200 полос геля (0,2 мл), New England Biolabs, N3232S *поставляется с фиолетовым красителем для геля (B7025)	Диапазон фрагментов ДНК 500–10000 п.н.; концентрация 500 мкг/мл; не менее 200 нанесений на гель. Количество – 1 упаковка	Фермент предназначен для расщепления ДНК до нуклеотидов и гибриды ДНК/РНК, был заменен производителем	50 592	Июль 2026 г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz

70	Краситель для загрузки геля, синий (6X), 4 мл, New England Biolabs, B7021S	Концентрированный буфер для загрузки образцов ДНК и РНК в агарозные и полиакриламидные гели; объем не менее 4 мл. Количество – 1 упаковка	ДНК -маркер используется при геле документировании образцов электрофореза в агарозном геле. Был заменен производитель	48 144	Июль 2026 г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
71	ДНК-полимераза One Taq, 200 реакций, New England Biolabs, M0480S	Термостабильная ДНК-полимераза для стандартной ПЦР; производительность не менее 200 реакций; высокая эффективность амплификации. Количество – 1 упаковка	Высокоэффективный фермент для проведения полимеразной цепной реакции (ПЦР), предназначенный для амплификации фрагментов ДНК различной длины и сложности. Был заменен производитель	36 720	Июль 2026 г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
72	Наконечники 200 мкл, с фильтром, с широким отверстием, в пакете, стерильные, GenFollower	Наконечники с аэрозольным фильтром; объем до 200 мкл; стерильные; свободны от ДНКаз, РНКаз и пирогенов. Количество – 1 упаковка	Стерильные наконечники объемом 200 мкл с аэрозольным фильтром и широким отверстием предназначены для точного дозирования жидкостей при проведении молекулярно-генетических исследований.	62 000	Июль 2026 г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
73	ДНК-полимераза Taq с горячим стартом, 200 реакций, New England Biolabs, M0495S	Термостабильная полимеразы с горячим стартом для высокоспецифичной ПЦР; не менее 200 реакций. Количество – 2 упаковки	Высокоэффективный фермент для проведения полимеразной цепной реакции (ПЦР), предназначенный для амплификации фрагментов ДНК различной длины и сложности. Был заменен производитель	66 096×2 = 132 192	Июль 2026 г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
74	Одноканальный дозатор, механический, с регулируемым объемом, PIPETMAN® P2, 0,5-2,5 мкл, GILSON	Механический дозатор с регулируемым объемом 0,5–2,5 мкл; высокая точность и воспроизводимость дозирования. Количество – 1 штука	Закуп дозатора необходим для точного дозирования больших объемов буферных растворов, реагентов и образцов при подготовке проб, выделении ДНК и проведении лабораторных исследований.	280 860	Июль 2026 г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
75	Одноканальный дозатор, механический, с регулируемым объемом, PIPETMAN® P5000, 500 - 5000 мкл, GILSON, F144066	Механический дозатор с регулируемым объемом 500–5000 мкл; эргономичная конструкция; высокая точность дозирования. Количество – 1 штука	Закуп дозатора необходим для точного дозирования больших объемов буферных растворов, реагентов и образцов при подготовке проб, выделении ДНК и проведении лабораторных исследований.	280 860	Июль 2026 г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
76	Краситель для нуклеиновых кислот GelRed™ 10000x, 0,5 мл, Biotium, 41003	Высококонтрастный флуоресцентный краситель для визуализации нуклеиновых кислот; концентрация 10000X; объем 0,5 мл. Количество – 2 упаковки	Закуп красителя GelRed™ необходим для безопасной визуализации ДНК и РНК в агарозных гелях при проведении электрофоретического анализа, контроля качества ПЦР-продуктов и молекулярно-генетических исследований.	95 480×2 = 190 960	Июль 2026 г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
77	ПЦР-планшеты Hard-Shell® на 96 лунок, с высоким профилем, с полуюбкой, 25 шт/уп, Bio-Rad, HSS9641	Планшеты для ПЦР и qPCR; 96 лунок; высокий профиль; полуюбка; изготовлены из полипропилена; упаковка 25 шт. Количество – 3 упаковки	Закуп ПЦР-планшетов необходим для проведения амплификации нуклеиновых кислот методом ПЦР и Real-Time ПЦР при выполнении исследований по определению ГМО, генотипированию и молекулярной диагностике.	93 842×3= 281 526	Июль 2026 г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
78	Набор Corning Lambda Plus Starter Kit (Включает одноканальные пипетки 0,5-10 мкл, 2-20 мкл, 20-200 мкл, 100-1000 мкл, универсальная карусельная стойка для шести одноканальных пипеток, наконечники для 10 мкл, 200 мкл, 1000 мкл), Corning, 4069	Комплект дозаторов объемом 0,5–10 мкл, 2–20 мкл, 20–200 мкл и 100–1000 мкл; включает подставку и набор наконечников. Количество – 1 набор	Закуп набора автоматических пипеток необходим для точного дозирования реагентов и образцов в широком диапазоне объемов при проведении молекулярно-генетических, биотехнологических и аналитических исследований, обеспечивая высокую точность и воспроизводимость результатов	476 224	Июль 2026 г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
79	Перчатки нитриловые, размер S, 50 пар/упак	Одноразовые нитриловые перчатки; неопудренные; устойчивые к химическим реагентам; не менее 50 пар в упаковке. Количество – 8 упаковок	Расходный материал при молекулярных исследованиях	4 500×8=36 000	Июль 2026 г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
80	Перчатки нитриловые, размер M, 50 пар/упак	Одноразовые нитриловые перчатки; неопудренные; устойчивые к химическим реагентам; не менее 50 пар в упаковке. Количество – 8 упаковок	Расходный материал при молекулярных исследованиях	4 500×8=36 000	Июль 2026 г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz

81	Набор БиоМастер HS-qPCR SYBR Blue(2×), 2040 реакций, Биолабмикс, МНС030-2040	Готовая реакционная смесь для ПЦР в реальном времени с красителем SYBR Green; не менее 2040 реакций; высокая чувствительность и специфичность. Количество – 1 упаковка	Закуп набора необходим для проведения количественной ПЦР в режиме реального времени (Real-Time PCR), генотипировании и молекулярно-генетических исследованиях, обеспечивая высокую чувствительность и точность определения целевых последовательностей ДНК.	304 721	Июль 2026 г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
82	Набор реактивов ОТ-M-MuLV-RN с праймерами, 250 реакций, Биолабмикс, R01-250	Комплект для синтеза кДНК на основе обратной транскриптазы M-MuLV-RN; не менее 250 реакций. Количество – 1 упаковка	Закуп набора необходим для синтеза комплементарной ДНК (кДНК) на матрице РНК при проведении исследований экспрессии генов, молекулярной диагностики и анализа транскрипционной активности организмов	250 158	Июль 2026 г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
83	Обратная транскриптаза M-MuLV –RN, 10 000 ед, Биолабмикс, R03-10	Фермент для синтеза комплементарной ДНК на матрице РНК; активность не менее 10 000 ЕД. Количество – 1 упаковка	Закуп фермента необходим для проведения реакции обратной транскрипции и получения кДНК из молекул РНК при выполнении молекулярно-генетических и научно-исследовательских работ	88 318	Июль 2026 г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
84	Маркер молекулярной массы белков широкого спектра (10 200 кДа), неокрашенный, 150 полос геля, New England Biolabs, P7717S	Диапазон молекулярных масс 10–200 кДа; неокрашенный; не менее 150 нанесений на гель. Количество – 1 упаковка	Закуп маркера молекулярной массы необходим для контроля качества результатов электрофоретического анализа	124 032	Июль 2026 г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
85	Трис(гидроксиметил)аминометан (ТРИС, триметамол) ≥99,9%, сверхчистый, 1 кг, Apollo Scientific, BI2888-1KG	Чистота не менее 99,9%; сверхчистый реагент для приготовления буферных растворов; фасовка 1 кг. Количество – 1 упаковка	Закуп реагента необходим для приготовления буферных растворов, используемых при выделении нуклеиновых кислот, проведении ПЦР, электрофореза и других молекулярно-генетических исследований, обеспечивая стабильность pH и воспроизводимость результатов анализа.	71 500	Июль 2026 г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
86	Пленка для герметизации планшетов Microseal 'B', клейкая, оптическая, 100 шт/уп, Bio-Rad, MSB1001	Оптическая самоклеящаяся пленка для герметизации ПЦР-планшетов; прозрачная; упаковка не менее 100 шт. Количество – 1 упаковка	Расходный материал при молекулярных исследованиях, был заменен производителем в связи с высокой ценой	155 537	Июль 2026 г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
87	Индикаторная полоска Duotest, pH 1 - 12, длина 5 м, ширина 10 мм, MACHEREY-NAGEL, 90301	Универсальная индикаторная бумага для измерения pH в диапазоне 1–12; длина рулона 5 м; ширина 10 мм. Количество – 1 упаковка	Предназначена для быстрого полуколичественного определения показателя pH водных растворов, буферов, экстрактов и других жидких сред, используемых в лабораторных исследованиях	18 582	Июль 2026 г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
88	Стол лабораторный ЛАБ-М СЛв 120.65.90 KG	Лабораторный пристенный стол с химически стойкой рабочей поверхностью; габаритные размеры не менее 1200×650×900 мм; металлический каркас с порошковым покрытием; предназначен для проведения лабораторных исследований и размещения оборудования. Количество – 1 штука	Закуп лабораторного стола необходим для организации безопасного и эргономичного рабочего места при проведении молекулярно-генетических, аналитических исследований.	652 290	Июль 2026 г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
89	Центрифуга для микропланшетов ВКС-TL4MP	Настольная центрифуга для 96-луночных ПЦР-планшетов и микропланшетов; скорость вращения не менее 2500 об/мин; обеспечивает быстрое осаждение жидкости на дно лунок; компактное исполнение; питание от сети 220 В. Количество – 1 штука	Закуп центрифуги необходим для осаждения содержимого лунок микропланшетов и подготовки образцов к проведению ПЦР, Real-Time ПЦР и других лабораторных исследований	1 550 000	Июль 2026 г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
90	Шкаф аптечный металлический ТВ-ШАМ	Металлический шкаф для хранения медикаментов, реактивов и лабораторных принадлежностей; изготовлен из листовой стали с полимерным покрытием; оснащен запираемыми дверцами и регулируемыми полками. Количество – 2 штуки	Закуп шкафа необходим для организованного и безопасного хранения реактивов, расходных материалов, лабораторной посуды и сопроводительной документации.	388 670×2 = 777 340	Июль 2026 г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz

91	Лабораторный pH-метр SevenDirect SD20 Kit, Mettler-Toledo, 30671554 B комплекте: Прибор (1); Профессиональный держатель электрода (1); pH-электрод InLab Expert Pro-ISM (1); Пакетики с порошком для приготовления буферов для начальной калибровки (9).	Настольный цифровой pH-метр для точного измерения pH, ОБП и температуры растворов; диапазон измерения pH не менее 0–14; автоматическая температурная компенсация; возможность многоточечной калибровки; цифровой дисплей. В комплект входят: прибор, профессиональный держатель электрода, pH-электрод InLab Expert Pro-ISM, пакетики с буферами для первоначальной калибровки. Количество – 1 штука	Закуп pH-метра необходим для точного измерения и контроля кислотности растворов, используемых при приготовлении буферов, выделении нуклеиновых кислот и проведении молекулярно-генетических исследований	1 733 980	Июль 2026 г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
92	Аквадистиллятор АЭ-25 (25 л/ч)	Электрический аквадистиллятор для получения очищенной дистиллированной воды; производительность не менее 25 л/час; материал контактирующих поверхностей — нержавеющая сталь; автоматическое поддержание режима работы и защита от перегрева; питание 380 В. Количество – 1 штука	Закуп аквадистиллятора необходим для получения дистиллированной воды, используемой при приготовлении реактивов, буферных растворов, мойке лабораторной посуды и обеспечении лабораторных исследований водой требуемого качества	715 951	Июль 2026 г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
2-25 МУ/26 АР27509977 «Разработка и применение полимер-модифицированных минеральных удобрений с контролируемым высвобождением питательных веществ для повышения урожайности и устойчивости сельскохозяйственных культур»							
93	Гидроксид натрия	Белое твердое вещество, которое хорошо растворяется в воде, выделяя большое количество теплоты	Реагент используется для регулирования pH растворов, нейтрализации кислых компонентов	5 500	Март 2026 г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
94	Стандарт титры pH	Представляют собой ампулы с точным количеством химических реактивов, позволяющих приготовить 1 дм3 буферного раствора с заданным значением pH	Стандарты pH необходимы для регулярной калибровки pH-метра	26 550	Март 2026 г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
95	Медный купорос	Кристаллическое вещество, растворимое в воде, используется как источник ионов меди в аналитических и биохимических реакциях.	Применяется для определения белков, микроэлементов и проведения химических реакций.	17 250	Март 2026 г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
96	Реагент Несслера	Химический реагент на основе калий-ртутного комплекса, применяемый для качественного и количественного определения аммиака в растворах	Используется для анализа продуктов разложения и контроля содержания азотсодержащих соединений, для оценки биоразложения материалов	36 000	Март 2026 г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
97	Паранитрофенилфосфат	Химический субстрат для ферментативных реакций, используемый для оценки активности фосфатаз	Применяется для определения ферментативной активности при испытаниях в моделируемых биологических условиях, что позволяет оценить устойчивость и разложение полимеров	107 800	Март 2026 г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
98	Центрифуга	Диапазон скорости вращения, об/мин 100-3000 Шаг регулировки скорости вращения: 4 предустановленных скорости Диапазон установки времени, мин:1-99 Потребляемая мощность, не более, ВА 170 Параметры электросети, В 230	Используется для подготовки и очистки проб, отделения продуктов гидролиза и концентрации анализируемых растворов	500 000	Март 2026 г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
99	Кальциметр	Номинальная вместимость бюретки, мл - 250; Цена наименьшего деления, мл - 1; Габаритные размеры, мм - 360x200x700;	Предназначен для определения процентного содержания углекислоты, связанной с химическим поглотителем, а также для определения содержания кислорода в кислородообразующих веществах.	270 872	Март 2026 г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
100	Дистиллятор	CWS-4 Дистиллятор для получения очищенной воды. Автоматическое включение/выключение. Датчик уровня воды/микродатчик уровня. Удаление ржавчины, частиц и накипеобразующих примесей. Нагреватель из нержавеющей стали. Эффективное потребление энергии и воды. Производительность не более 3,5 л/час Размер пор 1 мкм Термостойкость 85°C Чистота воды pH от 5,4 до 7,3. Внутренняя отделка нержавеющей сталь. Производство Корея	Дистиллятор удаляет широкий спектр загрязняющих веществ, включая органические соединения, тяжелые металлы, такие как свинец, химические вещества, такие как хлор, микроорганизмы, такие как бактерии, минералы жесткости, растворенные соли и почти все другие примеси, обычно встречающиеся в питьевой воде.	1 080 000	Март 2026 г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
101	Шейкер орбитальный	Размер рабочей платформы (Д x Ш) 235 x 355 мм. Максимальный вес загрузки платформы 5 кг. Таймер обратного отсчёта, отключаемый, со звуковой сигнализацией 1 минута – 99 часов. Дискретность 1 мин. Скорость вращения платформы 10-300 об/мин. Питание от сети через сетевой адаптер 220 В	Используется для приготовления однородных растворов и смешивания компонентов, что обеспечивает равномерное распределение реагентов.	848 580	Март 2026 г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz

[illegible]

117	ДНК маркер 100 bp DNA Ladder (100 bp - 1,517 bp), на 100 дорожек геля (3 уп)	ДНК маркер 100 bp DNA Ladder (100 bp - 1,517 bp), на 100 дорожек геля, New England Biolabs, N3231S	Позволяет выявить полиморфный признак, методами молекулярной биологии на уровне нуклеотидной последовательности ДНК для определенного гена различных генотипов гречихи.	223 890	Июнь 2026г	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
118	Мастер-микс Luna ® Universal qPCR Master Mix, 2X, 200 реакций, (3 уп)	Мастер-микс Luna ® Universal qPCR Master Mix, 2X, 200 реакций, New England Biolabs, M3003S	Для постановки ПЦР при молекулярном анализе	402 354	Июнь 2026г	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
119	Краситель для загрузки геля, фиолетовый (6X), без SDS, 4 мл (4уп)	Краситель для загрузки геля, фиолетовый (6X), без SDS, 4 мл, New England Biolabs, B7025S	Для подготовки ДНК-маркеров и образцов для загрузки в агарозные или полиакриламидные гели.	233 624	Июнь 2026г	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
120	Фильтр обратного осмоса SQAК™ RO Cartridge (1шт)	Фильтр обратного осмоса SQAК™ RO Cartridge SQAКPR0M1	Необходимы для дополнительной комплектации Системы очистки воды Milli-Q® SQ 240. Требуются для производства воды методом обратного осмоса, получения ультрачистой воды и удаления бактерии, и твердых частиц из воды, которая будет использоваться в ходе проведения исследовательских работ согласно календарному плану на 2026 год	486 172	Июнь 2026г	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
121	Фильтр ультрачистой воды SQAК™ Quanta Cartridge (1 шт)	Фильтр ультрачистой воды SQAК™ Quanta Cartridge SQAКQUAM1		305 487	Июнь 2026г	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
122	Финишный фильтр SQAК™ Bio Final Filter (1шт)	Финишный фильтр SQAК™ Bio Final Filter SQAКFINM1		145 292	Июнь 2026г	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
123	Термостат суховоздушный «QazLabPriboг» (1шт)	Термостат суховоздушный «QazLabPriboг» Модель: MD-45 (+5-70°C, 45л.)	Необходим для проведения микробиологических, биохимических исследований, в рамках проекта согласно календарному плану на 2026г.	325 000	Июнь 2026г	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
8-24/ГФ26 AP23488411 "Эффективность энергосберегающей технологии освещения томата с применением отечественных светодиодных облучателей в тепличных комплексах Северного Казахстана"							
124	Фотографический прибор для измерения площади листьев YMJ-CHA3 (1штука)	YMJ-CHA3 Система интеллектуального измерителя площади листьев состоит из устройства задней подсветки и планшетного компьютера со встроенным программным обеспечением (на базе Android). Данное приложение представляет собой комплексное программное обеспечение; оно использует передовые технологии обработки изображений, а также принципы прорисовки форм листьев, пространственного преобразования, обнаружения краев и морфологии. Прибор используется для измерения площади листьев и других параметров.	Необходим для проведения исследований в рамках проекта согласно календарному плану	2 997 300	Август 2026г	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
125	Определение биохимического состава томата (услуга 36)	Химический состав томата. Определение сухих веществ, кислотности, влаги, сахара, и каротина, жира, витамина С, нитратов, токсичных элементов (свинец, кадмий).	Необходим для проведения исследований в рамках проекта согласно календарному плану	1 080 000	Июнь 2026г	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
9-25/ГФ26 AP26104305 «Разработка технологии получения эффективных катодных материалов для повышения энергетических параметров металл-ионных аккумуляторов»							
126	Исследование электрохимических характеристик поликристаллических электродных образцов	Электрохимические характеристики образцов должны быть в графической форме, четкими, должны соответствовать электрохимическим свойствам измеряемого образца	Результаты электрохимических исследований образцов необходимы для установления электро-ёмкостных свойств электродных материалов	500 000	Апрель 2026 г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
127	Исследование образцов на рентгеновском дифрактометре	Режим сканирования I (0:15:53) углы сканирования от 10° до 50°	Дифрактограммы требуются для установления однофазности образцов и определения их структурных параметров.	600 000	Апрель 2026 г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
128	Снятие фотоснимков с образцов под электронным микроскопом	Проведение поисковых научных исследований на различных увеличениях	Результаты микроструктурных исследований образцов требуются для установления их размеров и взаимной ориентации и определения элементного состава.	300 000	Апрель 2026 г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
129	Потенциостат/гальваностат BioLogic SP-300	Каналов измерения: 2. Максимальное напряжение: ± 12 В (до ± 49 В с усилителем); Управляющее напряжение: ± 10 В (до ± 48 В с усилителем); Разрешение потенциала: 1 мкВ; Измерение EIS: от 10 мГц до 3 МГц (1%), от 10 мГц до 7 МГц (3%); Диапазоны тока: от 1 А до 10 нА; Максимальный ток: ± 500 мА; Разрешение тока: 760*10-15 А; Низкий ток: 6 диапазонов от 100 нА до 1 пА с разрешением до 76 аА	Измерение электрохимических характеристик поликристаллических электродных образцов	6 380 937,28	Апрель 2026 г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
4-25МУ/26 AP27510523 «Разработка технологии получения эффективных бесвинцовых пьезоэлектрических материалов для создания пьезопреобразователей»							
130	Исследование образцов на рентгеновском дифрактометре	Режим сканирования I (0:15:53) углы сканирования от 10° до 50°	Дифрактограммы требуются для установления однофазности образцов и определения их структурных параметров.	400 000	Апрель 2026 г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
131	Снятие фотоснимков с образцов под электронным микроскопом	Проведение поисковых научных исследований на различных увеличениях	Результаты микроструктурных исследований образцов требуются для установления их размеров и взаимной ориентации и определения элементного состава.	300 000	Апрель 2026 г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz

[illegible]

139	Вакуумная филтрационная установка	Предназначено для ускоренной фильтрации жидких сред, отделения механических примесей, осадков и твердых частиц от жидкой фазы под действием вакуума. Основные конструктивные элементы: филтрационная емкость из нержавеющей стали; стеклянный вакуумный ресивер (сборник фильтрата); вакуумный насос; фильтрующая перегородка для размещения фильтровального материала; система вакуумных опорная рама на колесах; блок управления.	Приобретение вакуумной филтрационной установки необходимо для проведения экспериментальных исследований по очистке масла после прессования. Использование оборудования позволит значительно повысить эффективность процесса фильтрации, сократить время подготовки образцов, обеспечить удаление механических примесей и получить достоверные данные о влиянии параметров фильтрации на качество готового продукта. Применение установки будет способствовать повышению точности исследований и достижению запланированных научных результатов проекта.	1*1 577 470= 1 577 470	Июль 2026 г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
140	Анализатор влажности "Эвлас - 2м"	Анализатор влажности «Эвлас-2М» предназначен для оперативного и высокоточного определения массовой доли влаги в твердых, сыпучих, пастообразных и жидких материалах методом термогравиметрического анализа (высушивание с последующим определением потери массы). Основные технические характеристики: метод измерения — термогравиметрический; диапазон определения влажности — от 0,01 до 100 %; дискретность измерения влажности — до 0,01 %; максимальная масса навески — до 50 г; встроенная система нагрева образца; автоматический расчет содержания влаги и сухого вещества; цифровая индикация результатов; высокая воспроизводимость измерений; комплектуется поверочной гирей для калибровки и контроля точности измерений.	Предназначен для экспрессного определения массовой доли влаги в лабораторных условиях. Представляет собой компактный, доступный и высокоточный анализатор влажности, который является идеальным для контроля качества продукции, а также для обеспечения входного контроля в отделах приёмки. Простота обслуживания и работы на нём позволяет привлекать персонал любой квалификации.	1*1 399 000 = 1 399 000	Июнь 2026 г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
141	Весы ВЛТЭ-3100 (НПВ 3100 г, дискретность 0,01 г, класс точности II Высокий, внешняя калибровка) лабораторные	Предназначены для высокоточного измерения массы различных веществ, материалов и образцов при проведении научных исследований, аналитических работ и контроля качества продукции. Основные технические характеристики: Наибольший предел взвешивания (НПВ) — 3100 г; Дискретность отсчета — 0,01 г; Класс точности — II (высокий); Калибровка — внешняя; Электронная система измерения массы; Цифровой дисплей для отображения результатов; Функция тарирования; Стабильность и высокая воспроизводимость результатов измерений; Возможность работы с широким диапазоном лабораторных образцов.	Необходимы для точного определения массы семян, очищенного ядра, шелухи, масла, филтрационных материалов и продуктов переработки на всех этапах проведения экспериментальных исследований. Использование высокоточных весов позволит обеспечить достоверность результатов при определении масла, расчете материального баланса технологических процессов, подготовке навесок для физикохимических анализов и оценке эффективности процессов шелушения, прессования и фильтрации.	1*529 630 = 529 630			
2-25/ГФ26 АР26100145 «Разработка технологии получения качественного сафлорового масла с оптимизацией процесса отделения сафлора от шелухи»							
142	Услуги по разработке конструкции оборудования	Разработка шелушителя для отделения сафлора от шелухи согласно техническому заданию и полученных данных исследований Шелушитель предназначен для бережного отделения оболочки сафлора методом истирания между двумя регулируемым валками. Конструкция оснащена валками с регулируемым зазором, что позволяет адаптировать процесс под разные партии сырья. Скорость вращения валков регулируется для оптимального раскрытия семян и минимизации повреждений ядра. Рабочая поверхность валков имеет рифлёную или насечённую структуру для эффективного истирания твёрдой оболочки сафлора. После истирания продукт поступает в воздушную камеру, где шелуха отделяется с помощью регулируемого воздушного потока. Все рабочие узлы должны быть выполнены из износостойких материалов с термообработкой, обеспечивающей долгий срок службы.	Требуется разработка специализированного шелушителя, обеспечивающего высокоэффективное отделение сафлора от шелухи. Существующие на рынке универсальные шелушительные установки не обеспечивают необходимые параметры, влияющие на качество готового продукта. Разрабатываемая установка должна быть оптимизирована под сырьевые особенности сафлора	1*3 671 343= 3 671 343	Июнь 2026 г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz

161	Бумага SvetoCopy, A4, 80 гр/м2, 500 листов в пачке	Формат: A4 (210 × 297 мм); Вес: 80 г/м ² (средняя плотность); Белизна: 146% ISO; Гладкость: 100-150 мл/мин; Толщина: 0,1 мм; Непрозрачность: 90-95%; Состав: Целлюлоза 100%; Совместимость: Принтеры, копии, факсы; Количество листов: 500 в пачке; Допуск по размеру: ±1 мм; Влажность: 4,5-5,5%	Для проведения научных исследований рамках выполнения государственного заказа	2 850	Июнь 2026 г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
162	Гидрогель	Форма выпуска: Белый порошок или бесцветные гранулы; Состав: Полиакриламид на полимерной основе, пищевой или технический класс; Водопоглощение: 100-500 г воды на 1 г гидрогеля (в зависимости от типа); Трансформация: При впитывании воды превращается в прозрачное мягкое желе; pH раствора: 6,5-7,5; Степень гидролиза: 5-30% (слабогидролизированный); Скорость впитывания: 10-15 минут до полного насыщения; Переносимость: Может выдерживать многократные циклы набухания-высыхания; Температурный диапазон использования: -10°C до +40°C; Применение в почве: Улучшает водоудержание, снижает испарение, улучшает аэрацию; Дополнительные свойства: Биоразлагаемый, экологичный	Для проведения научных исследований рамках выполнения государственного заказа	265 262	Июнь 2026 г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
163	Генератор бензиновый	Генератор необходим для обеспечения бесперебойной работы оросительных систем и машин а также зарядки полевого оборудования, измерительных приборов, используемой при проведении исследований, отборе проб, фиксации данных и выполнении сопутствующих работ в полевых условиях.	Для проведения научных исследований рамках выполнения государственного заказа	295 000	Июнь 2026 г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
164	Годовая абонентская плата на	Годовая абонентская плата на веб-сервис метеостанции KAIPOS необходима для обеспечения непрерывного доступа к специализированной облачной платформе мониторинга и хранения метеорологических данных, поступающих с автоматической метеостанции. Веб-сервис обеспечивает удалённый сбор, передачу, обработку, визуализацию и архивирование данных о погодных условиях в режиме реального времени, а также предоставляет возможность загрузки информации для проведения научных исследований и анализа.	Для проведения научных исследований рамках выполнения государственного заказа	200 000	Июнь 2026 г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
7-25/ГФ26 AP26193815 «Разработка научно-технических основ технологии огнеупорных материалов с использованием отходов предприятий энергетики»							
165	Проведение анализа микроструктуры образцов на электронно-сканирующем микроскопе	Получение детальных изображений поверхности образцов с высоким разрешением и/или проведение качественного анализа локальных областей. 15 шт	Исследование свойств образцов	433 500	Июнь 2026 г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
166	ИК-спектроскопия	Стандартный диапазон для анализа образцов 15 шт.	Исследование свойств образцов	382 500	Июнь 2026 г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
167	Рентгено-фазовый полукачественный анализ	Предоставление дифрактограммы и результатов программной обработки данных: фазовый состав. Количество исследуемых образцов 20 шт.	Изучение фазового состава обожженных материалов	530 000	Июнь 2026 г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
168	Балансирный конус Васильева КБВ	КВБ (КБВ) конус балансирный Васильева для определения предела текучести глинистых грунтов по ГОСТ 5180-84. Конус с балансиrom изготовлен из полированной нержавеющей стали. Технические характеристики: Угол конуса, град. - 30, Высота конуса, мм – 25, Масса прибора, г - 76	для определения предела текучести глинистых грунтов по ГОСТ 5180	72 231,06	Июнь 2026 г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
169	Весы лабораторные ВЛТЭ-6100	(НаибПВ – 6100 гр, Дискретность – 0,1 гр, Калибровка – Внешняя. Размер чаши / платформы весов, мм – 175х145, НамПВ – 5 г; Цена поверочного деления, мг – 1000, Класс точности – II Высокий	Лабораторные весы серии ВЛТЭ-6100 могут применяться в научных и производственных лабораториях различных отраслей промышленности для высокоточного измерения массы твёрдых, сыпучих и жидких веществ.	443 085,47	Июнь 2026 г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
170	Приспособление к прессу ПИ	Приспособление ПИ предназначено для испытания на изгиб образцов-балочек 40х40х160 мм по ГОСТ 310.4 Приспособление рассчитано для работы на прессах до 50 кН. Конструкция приспособления предусматривает возможность использовать для разрушения образца. Приспособление можно использовать для испытаний в сфере государственного регулирования.	для испытаний цементных балочек на изгиб по ГОСТ 310.4, 30744	451 572,41	Июнь 2026 г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz

171	Мельница ЛМЦ-5 лабораторная (типа "Циклон")	ЛМЦ-5 лабораторная (типа Циклон") Объем загрузочного бункера, мл – 200, Частота вращения вала, об/мин - 2 500, Габариты, мм - 370x170x500	для измельчения минерального сырья, золы, шлаков, огнеупорных материалов и других твердых веществ до требуемой дисперсности при подготовке образцов к лабораторным исследованиям	773 387	Июнь 2026 г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
172	Рассев РЛ-3 Tagler	Рассев лабораторный Таглер РЛ-3. Частота колебания сит об/мин- 200 ±10%, Амплитуда колебания, мм-25, габаритные размеры, без стоек, мм - 540x560x198	Для механизированного отсева сыпучих материалов через набор сит с целью отсева порошков золы, сырья, размолотых материалов. Одинаковые повторения колебаний обеспечивают скорость, надежность и воспроизводимость анализов	557 973,68	Июнь 2026 г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
173	HANNA-HI 98501 Checktemp термометр карманный, стальной зонд 10 см	HANNA-HI 98501 Checktemp, стальной зонд 10 см Цена деления шкалы (разрешение), °C -0,1, Долговечность работы от батареек – около 3-х лет	для оперативного измерения температуры жидких, сыпучих и твердых материалов при проведении лабораторных исследований и технологических процессов	72 092	Июнь 2026 г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
174	Щипцы тигельные 220 мм	Лабораторные тигельные щипцы Stegler 200 мм. Длина рабочей части - 100 мм Максимальная длина места, мм -165, Максимальная высота места, мм - 215	для безопасного захвата, удержания и перемещения нагретых тиглей, чашек и другой лабораторной посуды при проведении термических испытаний и высокотемпературных процессов	20 166	Июнь 2026 г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
175	Ступка №4 110мм фарф.	Ступка с пестиком фарфоровая №4, D 110 мм, h 50 мм,	для ручного измельчения, растирания и смешивания порошкообразных материалов при подготовке образцов к лабораторным исследованиям	20 950	Июнь 2026 г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
176	Стакан Н-1-600 ТС со шкалой	Объем: 600 мл. Цена деления: 50 мл, Диаметр: 90 ± 2,0 мм Высота: 125 ± 3,0 мм	для приготовления, перемешивания и временного хранения растворов и суспензий в процессе лабораторных исследований	6 035	Июнь 2026 г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
177	Стакан Н-1-1000 ТС со шкалой	Объем: 1000 мл, Цена деления: 100 мл. Диаметр: 105 ± 2,0 мм. Высота: 145 ± 3,0 мм	для приготовления, перемешивания и временного хранения растворов и суспензий большого объема при проведении экспериментальных работ	6 664,35	Июнь 2026 г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
178	Цилиндр мерный 1-500-2	Объем: 500 мл Допустимая погрешность: ±5,0 мл Цена деления: 5,0 мл Высота не более: 390 мм	для измерения объема жидкостей и приготовления растворов с заданным соотношением компонентов	6 980	Июнь 2026 г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
179	Цилиндр мерный 1-1000-2	Объем: 1000 мл Допустимая погрешность: ±10,0 мл Цена деления: 10,0 мл Высота не более: 470 мм	для точного измерения объема жидкостей при подготовке экспериментальных составов и проведении лабораторных исследований	9 295	Июнь 2026 г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
180	Кружка фарфоровая с носиком, 1,5 л.	Номинальная вместимость: 1500 мл Диаметр (без носика): 120 ± 5,0 мм Высота: 195 ± 10,0 мм	для приготовления, смешивания и нагревания лабораторных смесей и суспензий.	53 635,65	Июнь 2026 г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
181	Кружка фарфоровая с носиком, 2 л.	Номинальная вместимость: 2000 мл Диаметр (без носика): 135 ± 5,0 мм Высота: 205 ± 10,0 мм	для приготовления, смешивания и нагревания лабораторных смесей и суспензий увеличенного объема	68 355	Июнь 2026 г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
182	Ванна с гидрозатвором ВГЗ	Ванна с гидрозатвором для хранения цементных образцов ВГЗ (Габаритные размеры 460x380x120мм), оцинк. ст.	для хранения цементных образцов во влажных условиях по ГОСТ 310.3.	79 649,61	Июнь 2026 г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
183	Форма куба 2ФК-100	Форма для куба 2ФК – 100 предназначена для изготовления лабораторных образцов кубов, служащих для определения физико – механических характеристик бетона путем деформации (сжатие, раскалывание, растяжение). Размер рабочей полости 100x100x100 мм.	для изготовления образцов кубов, для определения физикомеханических характеристик бетона, раствора по ГОСТ 2268589	64 277,17	Июнь 2026 г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
184	Форма балок 3ФБ-40	Форма балок 3ФБ-40 (40×40×160 мм, 3 гнезда. ГОСТ 310.4, EN 196. Представляет собой разборную металлическую конструкцию с тремя рабочими полостями, обеспечивающую точную геометрию образцов.	предназначена для изготовления лабораторных контрольных образцов и используется для определения физико-механических характеристик материалов.	239 733	Июнь 2026 г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
185	Чаша затворения ЧЗ	Габаритные размеры, мм: Диаметр 400±10, высота -100±5, Масса, кг, не более 2,6	для приготовления цементного раствора	48 868,60	Июнь 2026 г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
186	Лопатка затворения ЛЗ	диаметр основания лопатки,мм - 100±5, длина, мм – 230, высота, мм – 49, масса,кг – 0,2. Исполнение – нержавеющая сталь.	для перемешивания цементного теста по	28 029	Июнь 2026 г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz

187	Аренда помещений (лабораторий) по формованию и испытанию огнеупорных материалов, складированию сырья и хранению образцов	Площадь 150-200м2, высота потолков не менее 4-5 м, Количество месяцев – 5 месяцев	Обеспечение непрерывного технологического процесса при формовании и испытания огнеупорных материалов, хранении образцов	2 500 000	Июнь 2026 г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
2-24 МУ26 АР22787517 «Разработка и апробация прототипа устройства для измерения параметров изоляции в электрических сетях с изолированной нейтралью»							
188	Цифровой осциллограф	Осциллограф имеет полосу пропускания 100 МГц и частоту выборки 1 GS/s при работе по одному каналу или 500 MS/s при работе по двум каналам. Входные параметры включают режимы DC/AC/GND, входное сопротивление 1 МОм ±2% 10 пФ ±5 пФ и максимально допустимое напряжение 0–400 В DC или ACpp. Вертикальная развертка позволяет устанавливать амплитуду от 2 мВ/дел до 10 В/дел с точностью ±3%, используя 8-битный АЦП. Горизонтальная развертка имеет диапазон 2 нс/дел – 100 с/дел, частоту дискретизации 0,5 S/s – 250 MS/s и точность 100 ppm.	для выполнения задач на 2026 год по календарному плану	688 400	Апрель 2026 г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
189	Многофункциональное устройство	Тип печати Цветной. Максимальный формат печати А4. Поддерживаемые форматы печати А4, А5, А6. Типы печатных носителей Глянцевая бумага, Конверты, Обычная бумага, Перфорированная бумага, Плотная бумага, Тонкая/переработанная бумага. Минимальная плотность бумаги, г/м², от 60. Максимальная плотность бумаги, г/м², до 216. Максимальное разрешение печати, DPI 1200 x 1200. Максимальная скорость ч/б печати, стр/мин, до 33. Максимальная скорость цветной печати, стр/мин, до 33. Выход первой страницы, сек 7.9. Рекомендуемая нагрузка, стр/мес, до .6000. Максимальная нагрузка, стр/мес, до .80000	для выполнения задач на 2026 год по календарному плану	499 990	Апрель 2026 г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
190	Тонер-картридж Magenta	Цвет Пурпурный. Совместимость Xerox AltaLink C8030, C8035, C8045, C8055, C8070. Ресурс 15000 страниц А4 при 5% заполнении.	для выполнения задач на 2026 год по календарному плану	119 990	Апрель 2026 г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
191	Тонер-картридж Blue	Цвет Синий. Совместимость Xerox AltaLink C8030, C8035, C8045, C8055, C8070. Ресурс 15000 страниц А4 при 5% заполнении.	для выполнения задач на 2026 год по календарному плану	119 990	Апрель 2026 г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
192	Тонер-картридж Yellow	Цвет Желтый. Совместимость Xerox AltaLink C8030, C8035, C8045, C8055, C8070. Ресурс 15000 страниц А4 при 5% заполнении.	для выполнения задач на 2026 год по календарному плану	119 990	Апрель 2026 г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
193	Бумага А4, 500 листов	Формат А4 (21 x 29.7 см). Плотность 80 г/м² . Количество листов в упаковке 500	для выполнения задач на 2026 год по календарному плану	28 680	Апрель 2026 г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
194	Измеритель параметров электроизоляции	—измерительное напряжение до 2500 В; установка произвольной величины 100...2500 В с шагом 100 В; —измерение сопротивления изоляции до 1000 ГОм (1 ТОм); —вычисление коэффициентов абсорбции и поляризации; установка трех интервалов времени; —индикация измеряемого сопротивления и тока утечки; —автоматическая разрядка ёмкости измеряемого объекта после окончания измерения; —измерение сопротивления контактных соединений заземляющих, защитных проводников и проводников системы уравнивания потенциалов Rcont током ±200 мА разрешением 0,01 Ом; —графический анализ состояния изоляции по трём характеристикам RISO(t), U(t), I(t); —измерение напряжения переменного и постоянного тока до 750 В; —работа прибора от внутреннего аккумулятора, сети 220 В, автомобильной сети 12 В («прикуривателя»); —сохранение результатов измерений в память; —передача данных на ПК с использованием USB интерфейса; —совместим с ПО Sonel Reader и СОНЭЛ Протоколы 2.0; —рабочий диапазон температур от -20 °С до +50 °С.	для выполнения задач на 2026 год по календарному плану	440 000	Апрель 2026 г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
11-25/ГФ26 ПРН АР26103403 «Разработка прототипа устройства для контроля состояния устойчивости бортов карьера на базе волоконно-оптических датчиков»							
195	Карманный дефектоскоп VFL 50 км (алюминиевый корпус, 50mW)	Карманный дефектоскоп VFL 50 км (алюминиевый корпус, 50mW), 10 шт	для выполнения задач на 2026 год по календарному плану	19 140×10 = 191 400	Октябрь 2026 г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz

196	Патчкорд оптический SC/APC-SC/APC, 5 м, симплекс, SM, 3.0 мм, A1, LSZH, желтый	Патчкорд оптический SC/APC-SC/APC, 5 м, симплекс, SM, 3.0 мм, A1, LSZH, желтый, 5 шт	для выполнения задач на 2026 год по календарному плану	1 190×5=5 950	Октябрь 2026 г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
197	Патчкорд оптический SC/UPC-SC/UPC, 5 м, симплекс, OM3, 3.0 мм, LSZH, синий	Патчкорд оптический SC/UPC-SC/UPC, 5 м, симплекс, OM3, 3.0 мм, LSZH, синий, 5 шт	для выполнения задач на 2026 год по календарному плану	2 250×5 = 11 250	Октябрь 2026 г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
198	Оптический делитель планарный LGX 1x8-SC/APC	Оптический делитель планарный LGX 1x8-SC/APC, 2 шт	для выполнения задач на 2026 год по календарному плану	3 730×2=7 460	Октябрь 2026 г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
199	Сплиттер (делитель оптический)	Сплиттер (делитель оптический), 4 шт	для выполнения задач на 2026 год по календарному плану	6 305×4 = 3 730	Октябрь 2026 г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
200	Оптический адаптер SC SM SIMPLE	Оптический адаптер SC SM SIMPLE, 20 шт	для выполнения задач на 2026 год по календарному плану	65×20 = 1 300	Октябрь 2026 г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
201	Гибридный адаптер (оптический переходник) SC/UPC - FC/UPC - F	Гибридный адаптер (оптический переходник) SC/UPC - FC/UPC - F, 10 шт	для выполнения задач на 2026 год по календарному плану	95×10 = 950	Октябрь 2026 г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
202	Fast Коннектор SC/APC	Fast Коннектор SC/APC, 50 шт	для выполнения задач на 2026 год по календарному плану	335×50=16 750	Октябрь 2026 г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
203	Гибридный адаптер (оптический переходник) SC(F) - LC(F) UPC	Гибридный адаптер (оптический переходник) SC(F) - LC(F) UPC, 10 шт	для выполнения задач на 2026 год по календарному плану	2 370×10=23 700	Октябрь 2026 г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
204	Гибридный адаптер (оптический переходник) FC(M)-LC(F) - (FC-LC-C)	Гибридный адаптер (оптический переходник) FC(M)-LC(F) - (FC-LC-C), 10 шт	для выполнения задач на 2026 год по календарному плану	1 410×10= 14 100	Октябрь 2026 г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
205	Адаптер (розетка проходная) FC/UPC SM D-типа	Адаптер (розетка проходная) FC/UPC SM D-типа	для выполнения задач на 2026 год по календарному плану	150×6 = 900	Октябрь 2026 г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
206	Адаптер (розетка проходная) FC/APC SM D-типа	Адаптер (розетка проходная) FC/APC SM D-типа, 6 шт	для выполнения задач на 2026 год по календарному плану	150×6 = 900	Октябрь 2026 г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
207	D-Link DMC-G01LC/C1A Автономный медиаконвертер Gigabit Ethernet	D-Link DMC-G01LC/C1A Автономный медиаконвертер Gigabit Ethernet, 4 шт	для выполнения задач на 2026 год по календарному плану	56 065×4 = 224 260	Октябрь 2026 г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
208	SFP модуль оптический ОК-SC24-2B 1550/1310 MM	SFP модуль оптический ОК-SC24-2B 1550/1310 MM, 4 шт	для выполнения задач на 2026 год по календарному плану	7 790×4 = 31 160	Октябрь 2026 г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
209	Рефлектометр оптический Grandway (FHO 5000-D35)	Рефлектометр оптический Grandway (FHO 5000-D35), 1 шт	для выполнения задач на 2026 год по календарному плану	1 253 985	Октябрь 2026 г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
210	Оптический измеритель мощности Field Best 10mW-50W	Оптический измеритель мощности Field Best 10mW-50W, 2 шт	для выполнения задач на 2026 год по календарному плану	631 750×2 = 1 263 500	Октябрь 2026 г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
14-24/ГФ26 AP23488071 «Влияние полиморфных генов на качество мяса скота калмыцкой породы»							
211	Микроспектрофотометр Nano-400A, Allsheng, AS-11050-00	Микроспектрофотометр Nano-400A, Allsheng, AS-11050-00, 1 шт	Проведение запланированных этапов работ в рамках выполнения НИР	3 128 848	Сентябрь 2026 г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
212	Анализатор спермы iSperm 6 mCASA в комплекте с iPad 6 mini и лицензией	Анализатор спермы iSperm 6 mCASA в комплекте с iPad 6 mini и лицензией, 1 шт	Проведение запланированных этапов работ в рамках выполнения НИР	3 250 000	Сентябрь 2026 г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
213	Медицинский холодильник Бирюса 350 S-G	Медицинский холодильник Бирюса 350 S-G, 1 шт	Проведение запланированных этапов работ в рамках выполнения НИР	182 000	Сентябрь 2026 г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
214	Аппарат для ИО	1 шт	Проведение запланированных этапов работ в рамках выполнения НИР	1 625 000	Сентябрь 2026 г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
215	Комплект лабораторных дозаторов Finnpiptette™ F1 (GLP), 4 шт.: 2–20 мкл, 20–200 мкл и 100–1000 мкл	Finnpiptette™ F1 (GLP), 4 шт.: 2–20 мкл, 20–200 мкл и 100–1000 мкл. 2 комплекта	Проведение запланированных этапов работ в рамках выполнения НИР	656 370 ×2 = 1 312 740	Сентябрь 2026 г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz

216	Основа твердотельного термостата в комплекте с Блоком для диаметром 6 мм и 10 мм 1 компл 656 370,00 656 370,00 1 3 50157873 Система очистки воды Smart2P	1 комплект	Проведение запланированных этапов работ в рамках выполнения НИР	677 048	Сентябрь 2026 г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
217	Халаты одноразовые медицинский	30 шт	Проведение запланированных этапов работ в рамках выполнения НИР	600×30 = 18 000	Сентябрь 2026 г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
218	Бахилы (прочные до колен)	100 пар	Проведение запланированных этапов работ в рамках выполнения НИР	300×100 = 30 000	Сентябрь 2026 г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
219	Перчатки нитриловые, размер Л (50 пар)	5 упаковок	Проведение запланированных этапов работ в рамках выполнения НИР	2 000×5 = 10 000	Сентябрь 2026 г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
220	Бумага А4	20 пачек	Проведение запланированных этапов работ в рамках выполнения НИР	3 000×20=60 000	Сентябрь 2026 г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
221	Самоблокирующий пистолет EB2 емкостью 0,25 мл	1 шт	Проведение запланированных этапов работ в рамках выполнения НИР	45 000	Сентябрь 2026 г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
222	25 штук твердых чехлов (пипеток) для осеменения по 0,25 мл	25 комплектов	Проведение запланированных этапов работ в рамках выполнения НИР	400×25 = 10 000	Сентябрь 2026 г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
223	50 штук мягких чехлов для осеменения	50 комплектов	Проведение запланированных этапов работ в рамках выполнения НИР	110×50 = 5 500	Сентябрь 2026 г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
	19-24/ГФ26 АР23489140 «Трансферт инновационных технологий и внедрение эффективных способов производства продукции козоводства»						
224	Холодильник	Холодильник с морозильником Samsung RB30A30NOWW/WT белого цвета, двух камерный с двумя дверями и выполнен в белом корпусе. Расположение морозильной камеры снизу. В двух камерах предусмотрена система обеспечивающая автоматическое размораживание. Энергопотребление – класс А+. Напряжение – 220,0 В. Мощность замораживания – 12,0 кг/сут. Управление электронное. Материал полок стекло.	Для хранения образцов	244 320	Июнь 2026 г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
225	Принтер (МФУ) HP	HP M141A 7MD73A принтер, эффективное, высококачественное МФУ. Функция: Печать, копировать, сканировать. Скорость печати: До 20 стр/мин. Качество: черно-белое печати	Распечатка бумажных документов	142 000	Июнь 2026 г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
226	чесалка для вычеса пуха у коз	Расческа для животных, двухсторонняя, для <i>вычесывания</i> пуха	для вычесывания шерсти и пуха у коз	86 000	Август 2026 г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
227	Система измерения толщины волокна с микроскопом	Увеличение микроскопа 40-1600, Питание системы 220В±10%, (50±1)Гц, Диапазон измерения Диапазон измерения, Габаритные размеры, мм, не более: электронного блока 200х110х60, микроскопа 240х310х390	для определения диаметра волокна и капиллярности полого волокна в лабораторных и цеховых условиях	3 000 000	Август 2026 г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
	1-25 МУ/26 АР27508053 «Разработка и испытание биодegradируемого гидрогеля для снижения стресса зерновых культур в условиях изменения климата»						
228	NaOH	Белое твердое вещество, которое хорошо растворяется в воде, выделяя большое количество теплоты, 1 кг	Реагент используется для регулирования pH растворов, нейтрализации кислых компонентов после реакции.	6 000/кг	Март 2026 г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
229	Серная кислота	ЧДА, вещество, находящееся в жидком состоянии. Сильная двуосновная кислота характеризуется достаточно высокой тягучестью, маслянистостью, не имеет никакого цвета и запаха. 5 л	Применяется для регулирования кислотности растворов, подготовки реакционных сред, проведения спектрофотометрических и титриметрических анализов	7 000/л	Март 2026 г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
230	Стандарт титры pH	Представляют собой ампулы с точным количеством химических реактивов, позволяющих приготовить 1 дм3 буферного раствора с заданным значением pH	Стандарты pH необходимы для регулярной калибровки pH-метра, 1 шт	30 000	Март 2026 г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
231	Реагент Несслера	Химический реагент на основе калий-ртутного комплекса, применяемый для качественного и количественного определения аммиака в растворах, 2 уп	Используется для анализа продуктов разложения и контроля содержания азотсодержащих соединений, для оценки биоразложения материалов	30000 за уп.	Март 2026 г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
232	Паранитрофенилфосфат	Химический субстрат для ферментативных реакций, используемый для оценки активности фосфатаз	Применяется для определения ферментативной активности при испытаниях в моделируемых биологических условиях, что позволяет оценить устойчивость и разложение полимеров, 1 фл	31 100	Март 2026 г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz

233	Иономер	Диапазон измерений: - водородного показателя, ед. pH; от минус 1 до 14 *; - молярной концентрации анионов и катионов, моль/дм³ от 1,0-10-6 до 10; - окислительно-восстановительного потенциала, мВ от минус 2000 до +2000	Используется для мониторинга концентрации ионов, контроля качества и стабильности структуры для воспроизводимости и корректности экспериментов	756 825	Май 2026 г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
234	Спектрофотометр	Диапазон длин волн: нм190...1000 Точность установки длины волны, нм ±1 Выделяемый спектральный интервал, нм41 Диапазон показания коэффициента пропускания, % 0...200 Диапазон измерения коэффициента пропускания, % 0...100 Абсолютная погрешность измерения коэффициента пропускания, % ±1 (190...315 нм) ±0,5 (315...1000 нм) Рассеянный свет, не более, % (при 340 нм) 0,3 Диапазон показаний оптической плотности, Б·0,3...3 Диапазон измерения оптической плотности, Б0,1...3 Дрейф показаний, не более, Б/ч±0,002 Питание, В/Гц 220/50 Потребляемая мощность, Вт150 Габариты (Д×Ш×В), мм465×395×235 Масса, кг 12,5	Данный прибор обеспечивает выполнение ключевых лабораторных анализов, включая определение ферментативной активности почв (уреазной, дегидрогеназной, каталазной), а также анализ содержания нитратов, фосфатов и других ионов в почвенных экстрактах и оценку содержания хлорофилла в растительных тканях; использование спектрофотометра обеспечивает высокую точность, воспроизводимость, наличие собственного прибора позволяет значительно сократить сроки выполнения анализов, снизить затраты на сторонние лабораторные услуги и увеличить количество экспериментальных повторностей, что в совокупности повышает качество и статистическую надежность получаемых данных.	2 303 465	Май 2026 г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
235	вегетационные сосуды	Контейнеры для выращивания растений в контролируемых условиях	Применяются для испытаний гидрогелей в условиях имитации естественной среды, оценки их влияния на рост и развитие растений	4 000	Март 2026 г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
236	Одноканальные микродозаторы eppendorf Research plus (variable) 500-5000 мкл	Тип одноканальный Объем500-5000 мкл Погрешность, % ± 0,6-0,15 Автоклавируемый	Используются для точного внесения компонентов и подготовки растворов	210 000	Март 2026 г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
237	Одноканальные микродозаторы eppendorf Research plus (variable) 100-1000 мкл	Тип одноканальный Объем100-1000 мкл Погрешность, % ± 0,6-0,2 Автоклавируемый	Используются для точного внесения компонентов и подготовки растворов	210 000	Март 2026 г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
238	30 % перекись водорода	Прозрачная бесцветная жидкость; химически чистая	Используется как окислитель при проведении химических и биохимических реакций, а также для приготовления рабочих растворов и модельных систем окисления. Необходима для лабораторных исследований, связанных с окислительно-восстановительными процессами. 1 л	6 000	Май 2026 г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
239	Глюкоза 0,5 кг	степень чистоты — не ниже ЧДА/хч; белый кристаллический порошок; хорошо растворима в воде	Применяется для приготовления реакционных сред, калибровочных растворов	6 000	Май 2026 г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
240	Толуол	Органический растворитель; степень чистоты — не ниже хч; прозрачная бесцветная жидкость; содержание основного вещества ≥99 %, 0,8 л	Органический растворитель для экстракции, очистки веществ и проведения органического синтеза. Используется при подготовке проб и лабораторных исследованиях	6400 тг/л	Май 2026 г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
241	Натрия хлорид	Квалификация — хч/ЧДА; содержание основного вещества ≥99 %; белый кристаллический порошок	Необходим для приготовления буферных и физиологических растворов, а также в аналитических методиках и лабораторных исследованиях. 1 кг	7000 тг/кг	Май 2026 г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
242	Сегнетова соль	Химически чистая; кристаллическое вещество; 1 кг	Используется при приготовлении реактивов и проведении качественных реакций.	18000 тг/кг	Май 2026 г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
243	Хлорид аммония NH4 Cl	Квалификация — хч; содержание основного вещества ≥99 %; белый кристаллический порошок. 1 кг	Применяется при приготовлении буферных растворов, в аналитических реакциях и лабораторных исследованиях химического состава образцов.	6000 тг/кг	Май 2026 г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz

244	Борная кислота	Квалификация — хч/ЧДА; содержание основного вещества ≥99 %; белый кристаллический порошок. 1 кг	Используется в качестве компонента буферных растворов, антисептических и аналитических систем, а также при проведении лабораторных исследований	14000 тг/кг	Май 2026 г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
245	п-Нитрофенол (высокой чистоты)	Аналитический класс (AR); чистота ≥99,5 %; фасовка — 25 г; высокочистый реактив. 2 фл	Высокочистый реактив аналитического класса. Используется как индикатор и субстрат в аналитических, биохимических и спектрофотометрических исследованиях	14000 тг/флакон	Май 2026 г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
246	2,3,5-Triphenyltetrazolium Chloride (TTC) extrapure, 99% / ТТХ 2,3,5-трифенилтетразолия хлористый экстрачистый 99%	Чистота ≥99 %; фасовка — 10 г; светочувствительный реактив; хранение в темном месте, 2 фл	Применяется как индикатор жизнеспособности клеток и активности ферментных систем в микробиологических и биохимических исследованиях. Используется для определения метаболической активности	48000 тг/флакон	Май 2026 г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
247	1,3,5-Трифенилформазан	Аналитический стандарт; высокая степень чистоты; фасовка — 1 г. 1фл	Продукт восстановления ТТС, применяется как стандарт и аналитический реагент при количественном определении активности биологических систем.	62500 тг/флакон	Май 2026 г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
248	Ложка-шпатель стальная, полированная	Материал — нержавеющая сталь; полированная поверхность; длина — 150 мм; рабочая часть — 35×15 мм	Используется для отбора, переноса и дозирования порошкообразных химических веществ и реактивов	3 675 тг/шт	Май 2026 г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
249	Тигель низкий №5 (50мл)	Объем — 50 мл; термостойкий материал; устойчивость к высоким температурам, 1 шт	Предназначен для нагревания, прокаливания и высушивания образцов при проведении лабораторных исследований	1 785 тг/шт	Май 2026 г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
250	темное стекло бутылки с крышкой на 1,5 л	Объем — 1,5 л; материал — химически стойкое темное стекло; герметичная крышка. 8 шт	Необходимы для хранения светочувствительных реактивов и приготовленных растворов с целью предотвращения их разложения под действием света.	3000 тг/шт	Май 2026 г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
251	стаканы 500 мл термостойкие	Объем — 500 мл; термостойкое стекло; наличие мерной шкалы. 12 шт	Используются для приготовления растворов, смешивания реактивов и проведения лабораторных операций с нагреванием.	900 тг/шт	Май 2026 г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
252	колба мерная на 1 л с крышкой	Объем — 1000 мл; класс точности — А или аналогичный; стеклянная притертая крышка. 10 шт	Предназначены для точного приготовления растворов заданной концентрации и хранения рабочих растворов.	3900 тг/шт	Май 2026 г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
253	вакуумный эксикатор	Материал — толстостенное стекло; устойчивость к вакууму; наличие крана и герметичной крышки. 1 шт.	Предназначен для высушивания и хранения веществ в условиях пониженной влажности и	31510,29 тг/шт	Май 2026 г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
254	штатив лабораторный	Металлическое основание; стойка с держателями и зажимами; устойчивость к химическим воздействиям	Используется для фиксации лабораторной посуды, приборов и вспомогательного оборудования при проведении экспериментов и аналитических работ.	37000 тг/шт	Май 2026 г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
255	Исследования на оптико-эмиссионном спектрометре с ИСП-ОЭС	1 Исследование	Для количественного и качественного анализа элементов в образцах с высокой точностью	41 214	Март 2026 г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
256	Исследование образцов на ЯМР-спектрометре	8 исследований	Для изучения молекулярной структуры и химического строения образцов	38 911	Август 2026 г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
257	Исследование образцов на элементном анализаторе CHNS	12 исследований	Определение содержания углерода, водорода, азота и серы в образцах	28 440	Август 2026 г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
1-24/ГФ26 AP23486006 «Исторический опыт государственно-конфессиональных отношений в Казахстане (1940-1990 гг.)»							
258	Издание монографии	20 п.л., твердый переплет	Для публикации результатов исследований	246 100	Май 2026 г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
259	Бумага	Белая, формата А4 500 л. 80 гр. "SVETOCOPY" класса "С"	Для печатания архивных документов и ведения делопроизводства по проекту	9 000	Май 2026 г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
4-П MCX PK26 BR24892775 «Разработка технологии комплексной и глубокой переработки сельскохозяйственного сырья для производства продуктов питания, обеспечивающие высокое качество и безопасности выпускаемой продукции»							
260	Петролейный эфир (40-60), (ρ=0,65, уп.2,5 л)	Органический растворитель — смесь алифатических углеводородов; диапазон кипения 40–60°C; степень чистоты «экстра чистый»; низкое содержание ароматических примесей; прозрачная бесцветная жидкость; фасовка 500 мл; соответствует требованиям для лабораторной экстракции.	Для производства йогуртных и кисломолочных продуктов в рамках экспериментальных исследований по разработке технологии переработки молочного сырья.	122 200	Май 2026 г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz

261	Фильтры обезоленные, синяя лента, D=11,0 см, упаковка 100 шт, 10 упаковок	Мезофильная лиофилизированная культура; <i>Lactococcus lactis</i> subsp. <i>lactis</i> , <i>L. lactis</i> subsp. <i>cremoris</i> ; активность на 100 л молока; контролируемое кислотообразование.	Для производства мягких сыров и ферментированных молочных продуктов при выполнении научной программы.	10 x 850=8 500	Май 2026 г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
262	Кальций хлористый б/в, имп хлорид кальция, 1 кг	Химический реактив высокой чистоты.	Используется для приготовления растворов и проведения лабораторных опытов.	8 800	Май 2026 г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
263	Пробирка микроцентрифужная, V1,5 мл с навесной крышкой, градуированная (уп.500 шт)	Полипропиленовые пробирки объемом 1,5 мл с крышкой и градуировкой. 1 уп.	Нужны для хранения, смешивания и подготовки образцов.	6 400	Май 2026 г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
264	Натрий углекислый б/в, хч, карбонат натрия, сода кальцинированная, 1 кг	Реактив химически чистой квалификации.	Используется для регулирования кислотности растворов.	9 500	Май 2026 г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
265	Термометр цифровой, 1шт	Электронный термометр с цифровым дисплеем.	Необходим для контроля температуры при проведении экспериментов.	10 800	Май 2026 г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
266	Luteolin, 100 мг, 1шт	Стандартный образец лютеолина высокой чистоты.	Используется для определения содержания лютеолина в образцах.	130 500	Май 2026 г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
267	2,2-Diphenyl-1-Picrylhydrazyl (DPPH) extrapure, 95%, фл.1 г, 1шт	Реактив для анализа антиоксидантной активности.	Необходим для оценки антиоксидантных свойств экстрактов.	88 100	Май 2026 г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
268	6-Гидроxy-2,5,7,8-tetramethylchroman-2-carboxylic Acid (Trolox), не менее 98%, фл.1 г, 1шт	Стандартный антиоксидант высокой чистоты.	Используется как эталон при анализе антиоксидантной активности.	71 600	Май 2026 г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
269	Gallic Acid pure, 98%, фл.100 г, 1шт	Галловая кислота аналитической чистоты.	Применяется для определения содержания полифенолов.	20 400	Май 2026 г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
270	Кассета с капилляром (50 мкм*75см), 1шт	Капилляр для аналитических исследований.	Используется для разделения и анализа веществ в приборе	420 000	Май 2026 г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
271	Наконечники 1000 мкл, свободные от ДНК/РНК (стерильные) (уп=1штатив по 100шт), 1шт	Стерильные наконечники объемом 1000 мкл.	Нужны для точного дозирования растворов без загрязнения образцов.	2 500	Май 2026 г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
272	Наконечники 200 мкл , желтые, в штативе 96шт (стерильные), 1шт	Стерильные наконечники объемом 200 мкл.	Используются при работе с малыми объемами жидкостей.	12 000	Май 2026 г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
273	Наконечники для пипеток россыпью, PP, бесцветные, нестерильные 5000 мкл (уп 200 шт), 1шт	Полипропиленовые наконечники объемом 5000 мкл.	Необходимы для работы с большими объемами растворов.	25 000	Май 2026 г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
274	cDNA-PCR Barcoding Kit V14, 1шт	Набор реагентов для подготовки генетических образцов.	Используется для проведения молекулярно-генетических исследований.	657 000	Май 2026 г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
275	Проточная ячейка для секвенирования (PHK) 4 шт/упак, 1шт	Ячейка для проведения секвенирования PHK.	Необходима для анализа генетического материала.	2 939 566	Май 2026 г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
276	Набор реагентов для промывки проточной ячейки Flow Cell Wash Kit, 1шт	Комплект реагентов для очистки проточных ячеек.	Используется для обслуживания оборудования секвенирования.	93 340	Май 2026 г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
277	Elma Elmasonic P30H - ультразвуковая ванна с корзиной и крышкой	Ультразвуковая ванна; объём 2,75 л; частота 37 кГц; мощность 120 Вт; цифровое управление.	Для подготовки проб, экстракции биологически активных веществ и очистки лабораторной посуды.	1 471 420	Май 2026 г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
278	Спектрофотометр TS7600	Диапазон длин волн 190–1100 нм; шаг 1 нм; кюветное отделение 10 мм; цифровое управление.	Для определения антиоксидантной активности, фенольных соединений и других показателей качества.	2 585 000	Май 2026 г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
279	Ноутбук Lenovo Legion 9 18IAX10, Core Ultra 9 275HX/18"WQUXGA /64GB/4TB/GF RTX5090 24GB/LAN/WiIn 11 PRO +Мышь Xiaomi Mi+Клавиатура Rapoo 9900M	Высокопроизводительный ноутбук с большим объемом памяти и мощной видеокартой.	Необходим для обработки результатов исследований и работы со специализированными программами.	3 333 670	Май 2026 г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz

280	БИК источник Q429/F для спектрометра Tango R	Галогенная лампа Q429/F, совместимая со спектрометром Bruker Tango-R (Германия)	Необходим для восстановления работоспособности спектрометра Tango-R и обеспечения проведения БИК-анализа состава пищевых продуктов. Замена источника излучения требуется в связи с ограниченным сроком службы штатной лампы и необходимостью поддержания точности и воспроизводимости измерений.	719 896	Июль 2026 г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
281	Определение жирно-кислотного состава	Услуга газовой хроматографии с пламенно-ионизационным детектором (GC-FID) или ГХ-МС; количественное определение насыщенных, мононенасыщенных и полиненасыщенных жирных кислот	Необходимо для установления профиля жирных кислот исследуемых образцов, оценки их пищевой и биологической ценности, а также подтверждения соответствия требованиям нормативной документации и достижения целей научного исследования.	44 000×4=176 000	Июль 2026 г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
282	Услуга по анализу белков методом масс-спектрометрии	Жидкостная хроматография с тандемной масс-спектрометрией (LC-MS/MS), идентификация и количественный анализ белков	Необходима для идентификации белкового состава исследуемых образцов, выявления специфических белков и получения данных о протеомном профиле, необходимых для выполнения научно-исследовательской работы и публикации результатов в рецензируемых изданиях.	53 000×7=371 000	Июль 2026 г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
283	Определение аминокислотного состава	Высокоэффективная жидкостная хроматография (ВЭЖХ, HPLC) или аминокислотный анализатор; определение заменимых и незаменимых аминокислот	Необходимо для оценки биологической ценности белков, изучения влияния технологических факторов на аминокислотный профиль и получения данных, необходимых для обоснования функциональных свойств исследуемых объектов.	29 340×12=352 080	Июль 2026 г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
284	Исследование образца на сканирующем электронном микроскопе с пробоподготовкой (SEM)	Сканирующая электронная микроскопия (SEM) с предварительной подготовкой образцов, увеличением до 100 000× и возможностью элементного анализа (EDS)	Необходимо для изучения микроструктуры и морфологических особенностей исследуемых образцов, оценки влияния технологических процессов на структуру материала и получения визуальных данных, подтверждающих результаты физико-химических исследований.	65 000×6=390 000	Июль 2026 г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
ИПЦФ МСХРК/26 BR22885795 «Повышение уровня безопасности пищевых продуктов»							
285	12% Mini-PROTEAN® TGX™ Precast Protein Gels, 10-well, 30 µl, 2 шт	12% Mini-PROTEAN® TGX™ Precast Protein Gels, 10-well, 30 µl	проведение биохимических исследований	118 755	Апрель 2026 г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
286	Набор CloneJET PCR Cloning Kit, 20 реакций, Thermo Fisher Scientific. 2 шт	Набор CloneJET PCR Cloning Kit, 20 реакций, Thermo Fisher Scientific	проведение молекулярно-генетических исследований	184 275	Апрель 2026 г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
287	Штатив для пробирок эппендорфа двусторонний 0,5/1,5/2,0 мл, 60 гнезд, полипропилен, 2 шт	Штатив для пробирок эппендорфа двусторонний 0,5/1,5/2,0 мл, 60 гнезд, полипропилен	проведение исследований	5 718	Апрель 2026 г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
288	Центрифужная пробирка 50 мл, 2 шт	Центрифужная пробирка 50 мл	проведение исследований	7 000	Апрель 2026 г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
289	Monarch® Spin RNA Cleanup Kit (50 µg), 2 шт	Monarch® Spin RNA Cleanup Kit (50 µg)	проведение молекулярно-генетических исследований	249 378	Апрель 2026 г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
290	HiScribe® T7 Quick High Yield RNA Synthesis Kit, 2 шт	HiScribe® T7 Quick High Yield RNA Synthesis Kit	проведение молекулярно-генетических исследований	241 798	Апрель 2026 г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
291	Taq DNA Polymerase (DF Standard Taq Buffer), 2 шт	Taq DNA Polymerase (DF Standard Taq Buffer)	проведение молекулярно-генетических исследований	209 205	Апрель 2026 г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
292	Высококачественная ДНК-полимераза Phusion – 500 ед. Phusion High-Fidelity DNA Polymerase -500 units.	Высококачественная ДНК-полимераза Phusion – 500 ед. Phusion High-Fidelity DNA Polymerase -500 units.	проведение молекулярно-генетических исследований	385 816	Апрель 2026 г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
293	Хлорид натрия 99,5% для анализа, 5 кг, Thermo Fisher Scientific, 2 шт	Хлорид натрия 99,5% для анализа, 5 кг, Thermo Fisher Scientific,	проведение исследований	121 075	Апрель 2026 г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
294	Бульон LB (Lennox), 500 г, Condalab, 2 шт	Бульон LB (Lennox), 500 г, Condalab,	проведение молекулярно-генетических исследований	37 926	Апрель 2026 г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
295	LB agar (Lennox), 500 г, Condalab, 2 шт	LB agar (Lennox), 500 г, Condalab	проведение молекулярно-генетических исследований	50 127	Апрель 2026 г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz

296	Дрожжевой экстракт, 500 г, CondaLab, 2 шт	Дрожжевой экстракт, 500 г, CondaLab	проведение молекулярно-генетических исследований	41 307	Апрель 2026 г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
297	ТРИС-глицин-SDS буфер для электрофореза (10X), pH 8,5, 1 л, Thermo Fisher Scientific, 2 шт	ТРИС-глицин-SDS буфер для электрофореза (10X), pH 8,5, 1 л, Thermo Fisher Scientific	проведение молекулярно-генетических исследований	52 975	Апрель 2026 г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
298	Акриламид 2К, ультрачистый, 2 шт	Акриламид 2К, ультрачистый	проведение биохимических исследований	291 769	Апрель 2026 г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
299	Смесь растворов дезоксинуклеотидов (dNTP), 10 мМ, 8 мМ, 4*0,2 мл Deoxynucleotide (dNTP) Solution Mix, 4 шт	Смесь растворов дезоксинуклеотидов (dNTP), 10 мМ, 8 мМ, 4*0,2 мл Deoxynucleotide (dNTP) Solution Mix	проведение молекулярно-генетических исследований	220 575	Апрель 2026 г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
300	Фильтры мембранные с диаметром пор 0,22, 2 шт	Фильтры мембранные с диаметром пор 0,22	проведение исследований	108 262	Апрель 2026 г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
301	Колонка HiTrap™ Heparin HP, 1*5 мл, Cytiva, 1 шт	Колонка HiTrap™ Heparin HP, 1*5 мл, Cytiva	проведение биохимических исследований	327 600	Апрель 2026 г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
302	Колонка HiTrap™ Heparin HP, 5*1 мл, Cytiva, 2 шт	Колонка HiTrap™ Heparin HP, 5*1 мл, Cytiva	проведение биохимических исследований	366 210	Апрель 2026 г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
303	Колонка HiTrap™ HP, 5*1 мл, Cytiva, 2 шт	Колонка HiTrap™ HP, 5*1 мл, Cytiva	проведение биохимических исследований	296 400	Апрель 2026 г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
304	Колонка HiTrap™ Q HP, 5*1 мл, Cytiva, 2 шт	Колонка HiTrap™ Q HP, 5*1 мл, Cytiva	проведение биохимических исследований	217 620	Апрель 2026 г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
305	Колонка HiTrap™ SP HP, 5*1 мл, Cytiva, 2 шт	Колонка HiTrap™ SP HP, 5*1 мл, Cytiva	проведение биохимических исследований	217 620	Апрель 2026 г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
306	Молочная кислота 90%, 500 г, Thermo Scientific, 125065000	Молочная кислота 90%, 500 г, Thermo Scientific, 125065001. 1 шт	проведение биохимических исследований	60 882	Июнь 2026 г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
307	Краситель Азур-эозин по Романовскому, 1 л, Минимед, 12000101	Краситель Азур-эозин по Романовскому, 1 л, Минимед, 12000102. 3 шт	проведение молекулярно-генетических исследований	9 027	Июнь 2026 г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
308	Эозин Y, 100 г, Apollo Scientific, BIGE1004-100G	Эозин Y, 100 г, Apollo Scientific, BIGE1004-100G. 1 шт	проведение исследований	32 448	Июнь 2026 г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
309	Экзонуклеаза I, 3000 единиц, New England Biolabs, M0293S	Экзонуклеаза I, 3000 единиц, New England Biolabs, M0293S. 9 ед.	проведение исследований	91 936	Июнь 2026 г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
310	Перчатки нитриловые, размер XS, 50 пар/упак	Перчатки нитриловые, размер XS, 50 пар/упак. 10 шт.	проведение молекулярно-генетических исследований	4500	Июнь 2026 г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
311	Перчатки нитриловые, размер S, 50 пар/упак	Перчатки нитриловые, размер S, 50 пар/упак. 20 шт	проведение молекулярно-генетических исследований	4500	Июнь 2026 г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
312	Перчатки нитриловые, размер M, 50 пар/упак	Перчатки нитриловые, размер M, 50 пар/упак. 21 шт.	проведение молекулярно-генетических исследований	4500	Июнь 2026 г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
313	Перчатки нитриловые, размер L, 50 пар/упак	Перчатки нитриловые, размер L, 50 пар/упак. 21 шт.	проведение молекулярно-генетических исследований	4500	Июнь 2026 г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
314	Пленка для герметизации ПЦР-пластин и ПЦР-пробирок, 100 шт/упак, Biologix, 61-0041. 2 шт	Пленка для герметизации ПЦР-пластин и ПЦР-пробирок, 100 шт/упак, Biologix, 61-0041. 2 шт	проведение исследований	127 339	Июнь 2026 г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
315	Индикаторная бумага pH 0-12, уп 100 шт., кат № 12006807, ООО "Минимед"	Индикаторная бумага pH 0-12, уп 100 шт., кат № 12006807, ООО "Минимед". 7 шт	проведение молекулярно-генетических исследований	8 366	Июнь 2026 г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
316	Пинцет анатомический общего назначения нагартонный холодной штамповкой ПА 150*2,5 мм Паи-"МИЗ-В" уп. 1 шт. кат.№12011203, ООО "Минимед"	Пинцет анатомический общего назначения нагартонный холодной штамповкой ПА 150*2,5 мм Паи-"МИЗ-В" уп. 1 шт. кат.№12011203, ООО "Минимед". 5 шт	проведение молекулярно-генетических исследований	13 200	Июнь 2026 г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz

317	Пинцет анатомический общего назначения нагартованный холодной штамповкой ПА 200*2,5 мм Паи-"МИЗ-В" уп. 1 шт. кат.№12011204, ООО "Минимед"	Пинцет анатомический общего назначения нагартованный холодной штамповкой ПА 200*2,5 мм Паи-"МИЗ-В" уп. 1 шт. кат.№12011204, ООО "Минимед". 5 шт	проведение молекулярно-генетических исследований	17 423	Июнь 2026 г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
318	Пинцет анатомический общего назначения нагартованный холодной штамповкой ПА 250*2,5 мм Паи-"МИЗ-В" уп. 1 шт. кат.№12011202, ООО "Минимед"	Пинцет анатомический общего назначения нагартованный холодной штамповкой ПА 250*2,5 мм Паи-"МИЗ-В" уп. 1 шт. кат.№12011202, ООО "Минимед". 5 шт	проведение молекулярно-генетических исследований	17 423	Июнь 2026 г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
319	Скальпель брюшистый средний СБ 150*40 (нержавеющая сталь), СБ-4 н/с, уп. 10 шт кат.№25002209, ООО "Минимед"	Скальпель брюшистый средний СБ 150*40 (нержавеющая сталь), СБ-4 н/с, уп. 10 шт кат.№25002209, ООО "Минимед". 2 шт	проведение биохимических исследований	78 648	Июнь 2026 г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
320	Протеиназа К, 20 мг/мл, количество 1200 мкл, кат.№EP-1200, ООО "Биолабмикс"	Протеиназа К, 20 мг/мл, количество 1200 мкл, кат.№EP-1200, ООО "Биолабмикс". 7 шт	проведение молекулярно-генетических исследований	60 720	Июнь 2026 г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
321	Бумага фильтровальная 20*20, уп. 1 кг, кат.№12001002, ООО "Минимед"	Бумага фильтровальная 20*20, уп. 1 кг, кат.№12001002, ООО "Минимед". 10 шт	проведение исследований	13 749	Июнь 2026 г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
322	Плашка для ПЦР на 96 лунки с полуюбкой, профиль стандартныйт (10 шт.уп.), кат.№ PCR-P-96-04, ООО "Sovtech"	Плашка для ПЦР на 96 лунки с полуюбкой, профиль стандартный (10 шт.уп.), кат.№ PCR-P-96-04, ООО "Sovtech". 5 шт	проведение биохимических исследований	16 631	Июнь 2026 г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
323	Натрия додецилсульфат (натрия лаурил сульфат) (SDS), 500 гр	Натрия додецилсульфат (натрия лаурил сульфат) (SDS), 500 гр. 2 шт	проведение биохимических исследований	39 410	Июнь 2026 г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
324	Борная кислота, EXTRA PURE, 500гр	Борная кислота, EXTRA PURE, 500гр. 2 шт	проведение биохимических исследований	35 880	Июнь 2026 г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
325	Метиленовый голубой, 100 г	Метиленовый голубой, 100 г. 1 шт	проведение биохимических исследований	40 880	Июнь 2026 г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
326	Тест качества стерилизации 50 м х 19 мм (индикаторная бумага) для автоклава на 121С и 134С (Китай)	Тест качества стерилизации 50 м х 19 мм (индикаторная бумага) для автоклава на 121С и 134С (Китай). 10 шт	проведение биохимических исследований	1 775	Июнь 2026 г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
327	Пипетка-дозатор MicroPette plus переменного объема 0,5-10мкл	Пипетка-дозатор MicroPette plus переменного объема 0,5-10мкл. 2 шт	проведение молекулярно-генетических исследований	37 065	Июнь 2026 г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
328	Пипетка-дозатор MicroPette plus переменного объема 10-100мкл	Пипетка-дозатор MicroPette plus переменного объема 10-100мкл. 2 шт	проведение молекулярно-генетических исследований	37 065	Июнь 2026 г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
329	Пипетка-дозатор MicroPette переменного объема 20-200мкл	Пипетка-дозатор MicroPette переменного объема 20-200мкл. 2 шт	проведение молекулярно-генетических исследований	37 065	Июнь 2026 г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
330	Пипетка-дозатор MicroPette plus переменного объема 100-1000мкл	Пипетка-дозатор MicroPette plus переменного объема 100-1000мкл. 2 шт	проведение молекулярно-генетических исследований	37 065	Июнь 2026 г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz

331	Пипетка-дозатор Pette vario 8-канальная 0,5-10мкл (Германия)	Пипетка-дозатор Pette vario 8-канальная 0,5-10мкл (Германия). 1 шт	проведение молекулярно-генетических исследований	259 075	Июнь 2026 г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
332	Наконечники 200-1000мкл для пипеток Eppendorf, Gilson, Brand, Socorex, Thermo Fisher Scientific (Италия) (уп=500шт)	Наконечники 200-1000мкл для пипеток Eppendorf, Gilson, Brand, Socorex, Thermo Fisher Scientific (Италия) (уп=500шт). 10 шт	проведение молекулярно-генетических исследований	15 300	Июнь 2026 г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
333	Наконечники 0-200мкл, желтые тип Gilson (Италия) (уп=1000шт)	Наконечники 0-200мкл, желтые тип Gilson (Италия) (уп=1000шт). 10 шт	проведение молекулярно-генетических исследований	5 130	Июнь 2026 г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
334	Наконечник 0,1-10мкл, бесцветные тип Gilson, градуированные (Италия) (уп=1000шт)	Наконечник 0,1-10мкл, бесцветные тип Gilson, градуированные (Италия) (уп=1000шт). 10 шт	проведение молекулярно-генетических исследований	11 830	Июнь 2026 г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
335	Микропипетки 1,5 мл, типа Eppendorf, градуированные, RCF 25,000 x g max. (Италия) (уп=1000шт)	Микропипетки 1,5 мл, типа Eppendorf, градуированные, RCF 25,000 x g max. (Италия) (уп=1000шт). 10 шт	проведение молекулярно-генетических исследований	9 240	Июнь 2026 г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
336	Хлорид лития, безводный, 98+%, 100 г	Хлорид лития, безводный, 98+%, 100 г. 3 шт	проведение молекулярно-генетических исследований	57 684	Июнь 2026 г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
337	Безопасный гель для окрашивания ДНК SYBR™, 400 мкл.	Безопасный гель для окрашивания ДНК SYBR™, 400 мкл. 2 шт	проведение молекулярно-генетических исследований	117 434	Июнь 2026 г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
338	Маска медицинская трехслойная на резинках, для взрослых	Маска медицинская трехслойная на резинках, для взрослых. 930 шт	проведение молекулярно-генетических исследований	14	Июнь 2026 г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
339	Вата, 250 г	Вата, 250 г. 16 шт	проведение исследований	525	Июнь 2026 г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
340	Набор реагентов для выделения геномной ДНК из тканей животных. ДНК-Экстран-2 (Синтол), EX-511-100. 4 шт	Набор реагентов для выделения геномной ДНК из тканей животных. ДНК-Экстран-2 (Синтол), EX-511-100.	проведение молекулярно-генетических исследований	30 280	Апрель 2026 г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
341	Набор для выделения геномной ДНК из крови, 50 выделений. GeneJET Whole Blood Genomic DNA Purification Mini Kit, 50 prep. Thermo Fisher Scientific, K0781. 3 шт	Набор для выделения геномной ДНК из крови, 50 выделений. GeneJET Whole Blood Genomic DNA Purification Mini Kit, 50 prep. Thermo Fisher Scientific, K0781.	проведение молекулярно-генетических исследований	290 090	Апрель 2026 г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
342	Перчатки нитриловые размер S, 20 шт	Перчатки нитриловые размер S	проведение исследований	4 800	Апрель 2026 г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
343	Перчатки нитриловые размер M, 20 шт	Перчатки нитриловые размер M	проведение исследований	4 800	Апрель 2026 г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
344	Перчатки нитриловые размер L, 20 шт	Перчатки нитриловые размер L	проведение исследований	4 800	Апрель 2026 г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
345	Бумага А 4, 50 шт	Бумага А 4	расечатка документации	3 050	Апрель 2026 г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
346	Бумага фильтровальная, фасовка 10 кг, 4 шт	Бумага фильтровальная, фасовка 10 кг	проведение исследований	5 595	Апрель 2026 г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
347	Олигонуклеотиды в векторе, 3 шт	Олигонуклеотиды в векторе	проведение молекулярно-генетических исследований	629 361	Апрель 2026 г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
348	Определение количества витамина А на ВЭЖХ	Определение количества витамина А на ВЭЖХ, 76 ед	исследования в рамках программы	16 500	Апрель 2026 г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
349	Определение количества витамина Е (а. В, ч, б изомеры) на ВЭЖХ	Определение количества витамина Е (а. В, ч, б изомеры) на ВЭЖХ, 72 ед.	исследования в рамках программы	14 500	Апрель 2026 г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz

350	Определение количества витаминов группы В (В1, В2, В3, В5, В6, Вс) на Капиллярном электрофорезе	Определение количества витаминов группы В (В1, В2, В3, В5, В6, Вс) на Капиллярном электрофорезе, 76 ед.	исследования в рамках программы	12 500	Апрель 2026 г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
351	Определение аминокислотного состава на Капиллярном электрофорезе	Определение аминокислотного состава на Капиллярном электрофорезе, 77 ед.	исследования в рамках программы	32 000	Апрель 2026 г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
2ПЦФ МСХ РК/26 BR22883587 «Совершенствование и разработка наукоемких технологий глубокой переработки сельскохозяйственного сырья для укрепления продовольственной безопасности РК».							
352	Секвенатор PromethION 2 Solo (гарантия/стандартная поддержка - 1 год)	Производитель: Oxford Nanopore Technologies	исследования в рамках программы	15 390 648	Апрель 2026 г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
353	Гигрометр	Вит -2 (+15 - +40°C, 0.2), Украина	Предназначен для измерения и контроля относительной влажности воздуха в лабораторных помещениях и зонах хранения реагентов и оборудования.	48 240	Апрель 2026 г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
354	Наконечники для пипеток Eppendorf	0-200мкл, желтые тип Gilson, (Китай) (уп=1000шт)	Необходимы для проведения лабораторных исследований	1 215	Апрель 2026 г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
355	Микропробирки типа Eppendorf	1,5 мл (Китай) (уп=500шт)	Необходимы для проведения лабораторных исследований	7 750	Апрель 2026 г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
356	Микропробирки	2 мл, типа Eppendorf, градуированные (Китай) (уп=500шт)	Необходимы для проведения лабораторных исследований	17 075	Апрель 2026 г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
357	Штатив двухсторонний для микропробирок	(60) 1,5мл, (60) 0,5мл (Россия)	Необходим для проведения лабораторных исследований	5 800	Апрель 2026 г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
358	Фильтры шприцевые для фильтрации неагрессивных водных растворов и слабо органических растворов имеет низкий уровень связывания с протеинами	Размер пор 0,45мкл, Ø корпуса 25мм, объем раствора 100мл, PVDF мембрана, в индивидуальной упаковке (стерильные) (Китай)	Необходимы для проведения лабораторных исследований	133 000	Апрель 2026 г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
359	Петля микробиологическая нихромовая с держателем из алюминиевого сплава	№2 (Россия) (1уп=2шт)	Для микробиологии	2 590	Апрель 2026 г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
360	Петля нихромовая No1 с держателем	(уп=1шт) (Китай)	Для микробиологии	4 370	Апрель 2026 г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
361	Стекла предметные	76x25x1,2мм со шлифованными краями с матовым полем, угол 90 градусов (уп=50шт) Китай)	Необходимы для проведения лабораторных исследований	1 990	Апрель 2026 г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
362	Стекло покровное	24x24мм (уп=100шт) (Китай)	Необходимы для проведения лабораторных исследований	550	Апрель 2026 г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
363	Бутыль с закруч. крышкой, градуированный	100 мл, с маркир. панелью, автоклавируемый при 121°C (Китай)	Предназначены для хранения, транспортировки и приготовления растворов, реагентов и проб в лабораторных условиях.	22 500	Апрель 2026 г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
364	Бутыль с закруч. крышкой, градуированный	250 мл	Предназначены для хранения, транспортировки и приготовления растворов, реагентов и проб в лабораторных условиях.	25 500	Апрель 2026 г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
365	Бутыль нейтральное стекло, закручивающаяся крышка , градуированный	500мл, (Китай)	Предназначены для хранения, транспортировки и приготовления растворов, реагентов и проб в лабораторных условиях.	26 400	Апрель 2026 г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
366	Бутыль нейтральное стекло, закручивающаяся крышка , градуированный	1000мл, (Китай)	Предназначены для хранения, транспортировки и приготовления растворов, реагентов и проб в лабораторных условиях.	12 750	Апрель 2026 г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
367	Бумага фильтровальная лабораторная	Марки "Ф" 600x520мм (Россия)	Предназначена для фильтрации растворов, разделения твер и жидк фаз, а также очистки проб от мех-ких примесей при проведении лабор-х исследов. и анализов.	44 800	Апрель 2026 г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
368	Кювета квадратная из кварца	Размер 10*10мм (уп=2шт) (Китай)	Необходимы для проведения лабораторных исследований	8 375	Апрель 2026 г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
369	Наконечники тип Eppendorf	0-20мкл, уп=1000 шт, Италия	Необходимы для проведения лабораторных исследований	6 820	Апрель 2026 г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz

370	Стакан высокий со шкалой и носиком	B-100 со шкалой и носиком 100мл	Необходимы для проведения лабораторных исследований	8 400	Апрель 2026 г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
371	Глицерин (EXTRA PURE) (1,2,3 триоксипропан), 500 мл	500 ML	Для проведение физико- химических исследований	10 700	Апрель 2026 г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
372	Edta disodium, Extra pure	500 gm	Для проведение физико- химических исследований	16 000	Апрель 2026 г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
373	Coomassie brilliant blue	G 250	Для проведение физико- химических исследований	35 350	Апрель 2026 г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
374	Coomassie brilliant blue	R-250	Для проведение физико- химических исследований	8 000	Апрель 2026 г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
375	1-octane sulphonic acid sodium salt	(ANH), (For HPLC)	Для проведение физико- химических исследований	17 000	Апрель 2026 г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
376	Tris-buffer	99.9%+ PURITY (Biological Buffer), AR GRADE	Для проведение физико- химических исследований	65 000	Апрель 2026 г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
377	Potassium dihydrogen orthophosphate	(ANH), EXTRA PURE	Для проведение физико- химических исследований	12 000	Апрель 2026 г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
378	Аскорбилпальмитат,	95%, CAS No.: 137-66-6, 10 г, BLDpharm, BD114742	Для проведение физико- химических исследований	60 700	Апрель 2026 г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
379	DL-альфа-токоферол,	98%, CAS No.: 10191-41-0, 25 г, BLDpharm, BD126434	Для проведение физико- химических исследований	121 000	Апрель 2026 г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
380	Маннитол-яично-желточный-полимиксиновый агар		Для микробиологии	66 300	Апрель 2026 г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
381	Вода пептонная	TM330 500г	Для микробиологии	36 400	Апрель 2026г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
382	Семена амаранта	(40 кг/меш), 5 мешков	Необходим для проведения ферментативного гидролиза сырья, получения гидролизата с улучшенной усвояемостью и технологическими свойствами; последующего приготовления опытной партии энтерального продукта общим объемом до 400 литров; обеспечения достаточного количества образцов для проведения клинических испытаний, включая оценку безопасности, переносимости и нутритивной эффективности.	450 000	Июнь 2026 г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
383	ЭАФ Фракция этилового спирта 95%	95%, 100 л	Необходим для проведения лабораторных работ. Так как, является универсальным, доступным и сравнительно безопасным реагентом, благодаря своим физико-химическим свойствам. Краткое обоснование его применения: Растворитель - эффективно растворяет широкий спектр органических веществ, что важно для реакций и подготовки образцов. Дезинфекция - обладает антисептическими свойствами, применяется для обработки инструментов и рабочих поверхностей. Очистка оборудования - быстро испаряется, не оставляя следов, поэтому подходит для промывки стеклянной посуды и приборов. Экстракция веществ - используется для извлечения биологически активных соединений из образцов. Консервация - может применяться для хранения биологических материалов, предотвращая развитие микроорганизмов.	135 000	Июнь 2026 г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz

384	Натуральный белок из гороха (протеиновый горох, pea protein)	500 г	Гороховый белок закупается для использования в составе разрабатываемого энтерального продукта с целью повышения белковой и биологической ценности смеси. Компонент обладает высокой усвояемостью, хорошим аминокислотным составом и подходит для специализированного питания. Закуп необходим для проведения лабораторной апробации, оценки технологических свойств и исследования безопасности и эффективности готового продукта.	143 400	Июнь 2026 г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
385	Клинические исследования	Клинические исследования	Несмотря на высокую нутритивную ценность амаранта и перспективность его использования в составе специализированного питания, клинические данные, подтверждающие влияние подобных растительных энтеральных формул на физиологические, метаболические и иммунологические показатели, ограничены. В связи с этим требуется проведение контролируемого клинического исследования в соответствии со стандартами надлежащей клинической практики (GCP). Исследование позволит: оценить безопасность и переносимость продукта при курсовом применении; определить его влияние на ключевые физиологические показатели и биохимические параметры крови; изучить воздействие на кишечный микробиом, включая изменения микробного разнообразия и соотношения основных таксонов; выявить иммуномодулирующий потенциал продукта через анализ цитокинового профиля и баланса иммунных ответов (Th1/Th2/Th17/Treg); установить взаимосвязи между изменениями микробиоты и иммунологическими показателями. Дополнительно будет проведена оценка органолептических характеристик и потребительской приемлемости, что является важным фактором для практического применения энтерального питания. Результаты исследования обеспечат получение научно обоснованных данных о клинической эффективности разработанного продукта, что является необходимым этапом для его дальнейшего внедрения в практику клинического питания. Результаты исследования будут предоставлены в виде отчета, а также опубликованы в виде статьи	24 000 000	Май 2026 г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
386	Arsenic Standard: As 1000 µg/mL in 5% HNO3	(Стандартный образец содержания мышьяка 1000 мкг/мл, в 5% HNO3, 50 мл.; VHГ-PASN-50;VHG). 1 уп	Для проведения лабораторных исследований на аналитических оборудован	100 040	Июль 2026 г	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
387	Cadmium Standard: Cd @ 1000 µg/mL in 5% HNO3	(Стандартный образец содержания иона кадмия 1000 мкг/мл, в воде, 50 мл.; VHГ-PCDN-50;VHG). 1 уп	Для проведения лабораторных исследований на аналитических оборудован	98 187	Июль 2026 г	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
388	Lead Standard: Pb @ 1000 µg/mL in 5% HNO3	(Стандартный образец содержания свинца 1000 мкг/мл, в 5% HNO3, 50 мл. Образец содержания свинца 1000 мкг/мл, в 5% HNO3, 50 мл. 1 уп	Для проведения лабораторных исследований на аналитических оборудован	98 187	Июль 2026 г	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
389	Mercury Standard: Hg @ 1000 µg/mL in 5% HNO3	(Стандартный образец ионов ртути 1 000 мкг/мл, в 5 % HNO3, 50 мл. ;VHG-PCUN-50;VHG)VHG-PHGN-50 ;VHG. 1 уп	Для проведения лабораторных исследований на аналитических оборудован	98 187	Июль 2026 г	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
390	Copper Standard: Cu @ 1000 µg/mL in 5% HNO3	(Стандартный образец ионов Cu 1 000 мкг/мл, в 5 % HNO3, 50 мл. ;VHG-PCUN-50;VHG). 1 уп	Для проведения лабораторных исследований на аналитических оборудован	96 335	Июль 2026 г	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
391	Zinc Standard: Zn @ 1000 µg/mL in 5% HNO3	(Стандарт цинка: Zn 1000 мкг/мл в 5% HNO3, 50 мл;VHG-PZNN-50;VHG). 1 уп	Для проведения лабораторных исследований на аналитических оборудован	100 040	Июль 2026 г	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
392	Iron Standard: Fe @ 10000 µg/mL in 5% HNO3	(Стандартный образец содержания Железа (Fe) 10 000 мкг/мл, в 5% HNO3, 100 мл. ;VHG-TFEN-100;VHG). 1 уп	Для проведения лабораторных исследований на аналитических оборудован	177 848	Июль 2026 г	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
393	Manganese Standard: Mn @ 1000 µg/mL in 5% HNO3	(Стандартный образец ионов Mn 1000 мкг/мл, в 5 % HNO3, 50 мл. ;VHG-PMNN-50;VHG). 1 уп	Для проведения лабораторных исследований на аналитических оборудован	45 739	Июль 2026 г	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
394	Chromium Standard: Cr @ 1000 µg/mL in 5% HNO3	(Стандартный раствор хрома Cr при концентрации 1000 мкг/мл в 5% HNO3. 100 мл; VHГ-PCRN-100; VHГ). 1 уп	Для проведения лабораторных исследований на аналитических оборудован	98 187	Июль 2026 г	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
395	Nickel Standard: Ni @ 1000 µg/mL in 5% HNO3	(Стандартный образец ионов Ni 1 000 мкг/мл, в 5 % HNO3, 100 мл. ;VHG-PNIN -100;VHG). 1 уп	Для проведения лабораторных исследований на аналитических оборудован	98 187	Июль 2026 г	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
396	Sodium Standard: Na @ 1000 µg/mL in 5% HNO3	(Стандарт натрия Na @ 1000 мкг/мл в 5% HNO3, 100 мл; VHГ-PNAN-100; VHГ). 1 уп	Для проведения лабораторных исследований на аналитических оборудован	98 187	Июль 2026 г	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz

397	Potassium Standard: K @ 1000 µg/mL in 5% HNO ₃	(Стандарт калия: K @ 1000 мкг/мл в 5% HNO ₃ 100 мл;VHG-PKN-100;VHG). 1 уп	Для проведения лабораторных исследований на аналитических оборудован	98 187	Июль 2026 г	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
398	Calcium Standard: Ca @ 1000 µg/mL in 5% HNO ₃	(Стандартный раствор кальция: Ca при концентрации 1000 мкг/мл в 5% растворе HNO ₃ . 100 мл;VHG-PCAN-100;VHG). 1 уп	Для проведения лабораторных исследований на аналитических оборудован	98 187	Июль 2026 г	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
399	Magnesium Standard: Mg @ 1000 µg/mL in 5% HNO ₃	(Стандартный образец ионов Mn 10 000 мкг/мл, в 5 % HNO ₃ , 100 мл. ;VHG-PMGN-100;VHG). 1 уп	Для проведения лабораторных исследований на аналитических оборудован	98 187	Июль 2026 г	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
400	Selenium Standard: Se @ 1000 µg/mL in 5% HNO ₃	(Стандартный образец содержания Селена 1000 мкг/мл, в 5% HNO ₃ , 50 мл. ; VHG-PSEN-50;VHG). 1 уп	Для проведения лабораторных исследований на аналитических оборудован	46 191	Июль 2026 г	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
401	Molybdenum Standard: Mo @ 1000 µg/mL in 5% HNO ₃ , tr. HF	(Стандарт молибдена: Mo @ 1000 мкг/мл в 5% HNO ₃ , тр. HF 50 мл;VHG-PMONF-50;VHG). 1 уп	Для проведения лабораторных исследований на аналитических оборудован	96 335	Июль 2026 г	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
402	D-Lactose (D-Лактоза)	(250 мг, CAS Number 63-42-3;DRE-C14590800;LGC). 1 уп	Для проведения лабораторных исследований на аналитических оборудован	56 628	Июль 2026 г	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
403	D-Raffinose pentahydrate	(250 мг, CAS Number 17629-30-0;DRE-C16806000;LGC). 1 уп	Для проведения лабораторных исследований на аналитических оборудован	86 454	Июль 2026 г	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
404	D-Maltose)	(250 мг, CAS Number 69-79-4;DRE-C14734700;LGC). 1 уп	Для проведения лабораторных исследований на аналитических оборудован	61 444	Июль 2026 г	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
405	D-Saccharose	(250 мг, CAS Number 57-50-1;DRE-C16901100;LGC). 1 уп	Для проведения лабораторных исследований на аналитических оборудован	61 444	Июль 2026 г	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
406	D-Glucose	(250 мг, CAS Number 50-99-7;DRE-C14027000;LGC) . 1 уп	Для проведения лабораторных исследований на аналитических оборудован	61 444	Июль 2026 г	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
407	Octafluoronaphthalene 100 µg/mL in Acetonitrile	(Стандартный образец: Октафторнафталин 100 мкг/мл в ацетонитриле (CAS:313-72-4) 1 мл.;DRE-XA15710700AL;Dr. Ehrenstorfer, Германия). 1 уп	Для проведения лабораторных исследований на аналитических оборудован	38 987	Июль 2026 г	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
408	Phosphate as P @ 1000 µg/mL in H ₂ O	(Стандарт фософра: P @ 1000 мкг/мл H ₂ O, 100 мл;VHG-IPO4P-100;VHG). 1 уп	Для проведения лабораторных исследований на аналитических оборудован	113 008	Июль 2026 г	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
409	Iodide (from NaI) Standard: I- @ 1000 µg/mL in H ₂ O	(Стандартный образец содержания Иодид-иона (KI) 1000 мкг/мл, в воде, 100 мл. ;VHG-II-100;VHG). 1 уп	Для проведения лабораторных исследований на аналитических оборудован	164 880	Июль 2026 г	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
410	Boric Acid 99-9-100.9% (Борная кислота)	(100g.GPC8041-X: Atom Scientific Ltd. 1 уп	Для проведения лабораторных исследований на аналитических оборудован	15 779	Июль 2026 г	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
411	Boron trifluoride methanol complex solution	(13-15% BF ₃ basis;61626-1L;Atom Scientific Ltd). 1 уп	Для проведения лабораторных исследований на аналитических оборудован	367 455	Июль 2026 г	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
412	Nitric acid fuming ≥99%, AnalaR NORMAPUR®	Азотная кислота дымящая ≥99%, AnalaR NORMAPUR® (CAS: 7697-37-2, В упаковке 500 мл;85850.270;VWR Chemicals). 1 уп	Для проведения лабораторных исследований на аналитических оборудован	370 000	Июль 2026 г	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
413	Hydrogen Peroxide Solution (Раствор перекиси водорода)	(30% (w/w), puriss. p.a., reag. ISO, reag. Ph. Eur. В упаковке 1 литр. Плотность 1,11 г/см ³ (20 °C);31642-1L;Honeywell (Solstice);CAS Number: 7722-84-1). 2 уп	Для проведения лабораторных исследований на аналитических оборудован	70 000	Июль 2026 г	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
414	3-меркаптопропионовая кислота	3-Mercaptopropionic acid, 99%, CAS : 107-96-0, 100 мл/уп. 1 уп	Для проведения лабораторных исследований на аналитических оборудован	96 600	Июль 2026 г	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
415	Октанол	n-Octanol, 99.5%, CAS : 111-87-5, 100 мл/уп. 1 уп.	Для проведения лабораторных исследований на аналитических оборудован	8 640	Июль 2026 г	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
416	Бис-Трис	Bis-Tris, 99% биотехнологического качества, CAS : 6976-37-0, 25 гр./уп. 3 уп.	Для проведения лабораторных исследований на аналитических оборудован	56 880	Июль 2026 г	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
417	Ион-парный реагент IPCC-06	Sodium 1-hexanesulfonate, хроматографический сорт для ионно-парной хроматографии, >98,0%(Т), CAS : 2832-45-3, 1 гр./уп. 2 уп.	Для проведения лабораторных исследований на аналитических оборудован	25 920	Июль 2026 г	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
418	н-Гексан для ВЭЖХ	n-Hexane, HPLC, 98.0%, CAS : 110-54-3, 4 л./уп. 1 уп.	Для проведения лабораторных исследований на аналитических оборудован	108 480	Июль 2026 г	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
419	о-Фталевый альдегид	o-Phthalaldehyde, >99.0%(GC), HPLC, CAS : 643-79-8, 1 гр./уп. 2 уп.	Для проведения лабораторных исследований на аналитических оборудован	33 280	Июль 2026 г	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
420	Ультрачистая вода	Water, for HPLC, CAS : 7732-18-5, 500 мл./уп. 1 уп.	Для проведения лабораторных исследований на аналитических оборудован	12 960	Июль 2026 г	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
421	9-Флуоренил-метилхлорформиат	Fmoc chloride, ≥99.0% (HPLC), CAS : 28920-43-6, 200 мг./уп. 2 уп.	Для проведения лабораторных исследований на аналитических оборудован	53 760	Июль 2026 г	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
422	6-Аминохинолил-N-гидроксисукцинимидилкарба мат	AQC Reagent, CAS : 148757-94-2, 10 мг./уп. 1 уп.	Для проведения лабораторных исследований на аналитических оборудован	68 480	Июль 2026 г	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
423	Фенилизотиоцианат	Phenyl isothiocyanate, 99%, HPLC, CA: 103-72-0, 5 мл./уп. 1 уп.	Для проведения лабораторных исследований на аналитических оборудован	39 200	Июль 2026 г	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
424	Сульфат натрия безводный	Sodium sulfate anhydrous, for HPLC,≥99.0%(Т), CAS : 7757-82-6, 100 гр./уп. 1 уп.	Для проведения лабораторных исследований на аналитических оборудован	18 720	Июль 2026 г	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz

425	Триметилхлорсилан	Chlorotrimethylsilane (TMCS), 99.0%(GC), CAS : 75-77-4, 100 мл./уп. 1 уп.	Для проведения лабораторных исследований на аналитических оборудованях	15 840	Июль 2026 г	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
426	Бутилгидрокситолуол (БНТ)	2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol (БНТ), 99.0%(GC), CAS : 128-37-0, 25 гр./уп. 1 уп.	Для проведения лабораторных исследований на аналитических оборудованях	7 200	Июль 2026 г	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
427	Пирогаллол	Pyrogalllic, >99.0%(GC), CAS : 87-66-1, 100 гр./уп. 1 уп.	Для проведения лабораторных исследований на аналитических оборудованях	18 240	Июль 2026 г	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
428	Сульфат магния безводный	Magnesium sulfate anhydrous, 99.9% metals basis, CAS : 7487-88-9, 100 гр./уп. 1 уп.	Для проведения лабораторных исследований на аналитических оборудованях	12 240	Июль 2026 г	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
429	Натрий-калий тартрат	Potassium sodium tartrate tetrahydrate, 99%, CAS : 6381-59-5, 100 гр./уп. 1 уп.	Для проведения лабораторных исследований на аналитических оборудованях	10 800	Июль 2026 г	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
430	Бычья желчь	GALL, 42%, CAS : 8008-63-7, 100 гр./уп. 1 уп.	Для проведения лабораторных исследований на аналитических оборудованях	28 800	Июль 2026 г	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
431	Хлорид магния	Magnesium Chloride, 99%, CAS : 7786-30-3, 250 гр./уп. 1 уп.	Для проведения лабораторных исследований на аналитических оборудованях	8 880	Июль 2026 г	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
432	Сульфат натрия	Sodium Sulphate, 99%, CAS : 7757-82-6, 500 гр./уп. 1 уп.	Для проведения лабораторных исследований на аналитических оборудованях	7 200	Июль 2026 г	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
433	Карбонат аммония	Ammonium Carbonate, 99.95% metals basis, CAS : 506-87-6, 25 гр./уп. 1 уп.	Для проведения лабораторных исследований на аналитических оборудованях	14 400	Июль 2026 г	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
434	Пробирка центрифужная типа конусное дно, с винтовой крышкой, 50 мл.	50 mL Centrifuge Tube. Max tolerance centrifugal force: 17500 g; Max withstand pressure value: 4 kg/cm2, good sealing and no leakage. Material: PP. Sterile, DNase/RNase Free, pyrogen-free (endotoxin-free) . 200 шт/уп. 1 уп.	Для проведения лабораторных исследований на аналитических оборудованях	70 400	Июль 2026 г	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
435	Пробирка центрифужная типа конусное дно, с винтовой крышкой, 15 мл.	15 mL Centrifuge Tube (Sterile, DNase/RNase Free,V-bottom). Max tolerance centrifugal force: 17500 g; Max withstand pressure value: 4 kg/cm2, good sealing and no leakage. Material: PP. Sterile, DNase/RNase Free, pyrogen-free (endotoxin-free) . 200 шт/уп. 1 уп.	Для проведения лабораторных исследований на аналитических оборудованях	60 800	Июль 2026 г	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
436	Криопробирка 2 мл с винтовой крышкой	2 mL Explosion-proof Cryogenic Vial. Sterilized ,DNase/RNase free, endotoxins. Temperature tolerance: -196°C to 121°C. Material: PP. Style: external screw cap. 50 шт/уп. 4 уп.	Для проведения лабораторных исследований на аналитических оборудованях	32 000	Июль 2026 г	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
437	Лодочка для взвешивания квадратная, средняя	Антистатическая, белая Размеры: внеі край 80 мм, внутр край 68 мм, размер дна 57 мм, глубина 22,6 мм. Упаковка: 250 шт./уп. 1 уп.	Для проведения лабораторных исследований на аналитических оборудованях	25 600	Июль 2026 г	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
438	Салфетки безворсовые	Размеры: 11x21 см. 280 шт/уп. 2 уп.	Для проведения лабораторных исследований на аналитических оборудованях	5 000	Июль 2026 г	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
439	p-Toluenesulphonic acid monohydrate моногидрат п-толуолсульфонова кислота	(97.5%, pure 500 g; ACRO171785000; Thermo Fisher Scientific). 1 уп.	Для проведения лабораторных исследований на аналитических оборудованях	57 075	Июль 2026 г	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
440	Potassium dihydrogen Phosphate Дигидрофосфат калия	(99-102.00% Anhydrous FG 500g Cas Number: 7778-77-0;GPC8093-5X;Atom Scientific Ltd).1 уп.	Для проведения лабораторных исследований на аналитических оборудованях	20 685	Июль 2026 г	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
441	FAME Standard Mixture Стандартная смесь FAME	(USP reference standard, Ampoule, 100 mg;1269119;USP). 1 уп.	Для проведения лабораторных исследований на аналитических оборудованях	438 780	Июль 2026 г	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
442	Sodium methoxide ≥98% (Метоксид натрия)	(Formula: CH3NaO, CAS No. 124-41-4, 100 г/Формула: CH3NaO, CAS № 124-41-4, 100 гр; L05673.22; Thermo Scientific). 1 уп.	Для проведения лабораторных исследований на аналитических оборудованях	29 225	Июль 2026 г	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
443	N,O-Bis (trimethylsilyl) trifluoroacetamide 99+% (N,O бис (триметилсилил) трифторацетамид 99+%)	(100 g/100 грамм в уп.; APOSPC1260-100G; Apollo Scientific). 1 уп.	Для проведения лабораторных исследований на аналитических оборудованях	61 030	Июль 2026 г	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
444	Petroleum ether (Петролейный эфир)	(puriss. p.a., high boiling, bp 60-80 °C;32248-2.5L; Honeywell (Solstice)). 10 л	Для проведения лабораторных исследований на аналитических оборудованях	240 000	Июль 2026 г	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
445	n-Hexane н-Гексан	(95% HPLC;RH1003-1L;Atom Scientific Ltd). 15 л	Для проведения лабораторных исследований на аналитических оборудованях	501 450	Июль 2026 г	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
446	alpha-Amylase/ альфа амилаза	(100 g/100 г. CAS No. 9000-90-2. One bacterial amylase unit is defined as that quantity of enzyme which will dextrinise one milligram of starch per minute at pH 6,6 and 30 °C.; ICNA0210044780; MP Biomedicals) 1 упаковка	Для проведения лабораторных исследований на аналитических оборудованях	229 593	Июль 2026 г	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
447	Pepsin (Пепсин)	(В упаковке 20 грамм, Assay: ≥0.5 Ph. Eur. U/mg (Activity) Assay: Hemoglobin, pH 1.6, 25°C Infrared spectrum: Conforms Loss on drying: ≤5.0 % (60°C, 4 h, 670 Pa) (P2O5) Microbial contamination: Passes test Sulfated ash: ≤5.0 % (800°C); ACRO417070200; Thermo Fisher Scientific) 1 упаковка	Для проведения лабораторных исследований на аналитических оборудованях	121 827	Июль 2026 г	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz

465	Обучение БПЛА	Курс подготовки операторов БПЛА с выдачей удостоверения государственного образца. Программа соответствует требованиям авиационного законодательства РК. Обучение включает теоретическую и практическую части. Исполнитель – лицензированная организация.	Обучение операторов БПЛА в рамках проекта необходимо для соблюдения авиационного законодательства Республики Казахстан, легального и безопасного применения дронов в научных целях, повышения квалификации исполнителей, а также для минимизации рисков административной ответственности за нарушение правил эксплуатации.	920 000	Июнь 2026 г.	100% после поставки	8(7172)383979, email: goszakup@kazatu.edu.kz
466	Техническое обслуживание автомобиля	Услуга по техническому обслуживанию специализированный автосервис, сертифицированный для обслуживания служебных автомобилей.	Плановое техническое обслуживание служебного автомобиля, используемого для транспортировки оборудования и исполнителей проекта на полевые работы. Обеспечивает исправное техническое состояние и безопасность при выезде на пилотные участки.	1 040 000	Май 2026 г.	100% после поставки	8(7172)383979, email: goszakup@kazatu.edu.kz
467	ПО DJI Terra Pro Overseas. Бессрочная	С помощью ПО Terra Pro от бренда DJI можно получать данные об индексах растительности (NDRE, NDVI), которые крайне необходимы при прогнозировании объемов урожая и повышении эффективности решений.	Позволяет решать целый спектр картографических задач, используя технологию распознавания 2D и 3D объектов на базе искусственного интеллекта и машинного обучения.	2 574 300	Июнь 2026 г.	100% после поставки	8(7172)383979, email: goszakup@kazatu.edu.kz
468	Аккумулятор TB65 DJI Matrice 350	TB65 Intelligent Flight Battery, Китай. Емкость: 5880 мАч, напряжение: 44.76 В. Литий-ионный аккумулятор с интеллектуальной системой управления. Обеспечивает до 55 минут полета, поддерживает до 400 циклов зарядки.	Необходим для обеспечения стабильной и продолжительной работы летательного аппарата во время полевых вылетов. Используется как основной и запасной источник питания БПЛА.	3 155 400	Июнь 2026 г.	100% после поставки	8(7172)383979, email: goszakup@kazatu.edu.kz
469	ГСМ	Топливо автомобильное АИ-92. Предназначены для легковых автомобилей.	Необходимы для обеспечения транспорта проектной группы при проведении геодезических и полевых обследований на пилотных участках. Также покрывают потребности в топливе для служебного транспорта, задействованного в сопровождении полетов БПЛА.	717 500	Май 2026 г.	100% после поставки	8(7172)383979, email: goszakup@kazatu.edu.kz
470	Трипод DJI DRTK 2 Base Station Tripo	Трипод DJI D-RTK 2 Base Station Tripod предназначен для надежной установки, фиксации и обеспечения устойчивости мобильной станции D-RTK 2 на местности.	Необходим для обеспечения стабильной и продолжительной работы в полевых условиях. Он обеспечивает сантиметровую точность позиционирования для дронов, удерживая станцию неподвижно.	183 900	Сентябрь 2026 г.	100% после поставки	8(7172)383979, email: goszakup@kazatu.edu.kz
18-24/ГФ26 АР23487951 «Разработка экструдированных обогащенных комбикормов для повышения продуктивности рыбы с оценкой ее качества и безопасности»							
471	Лабораторный pH-метр	pH/Ion meter Seven Direct SD50 Kit (США)	Определение качества мяса	1 325 889	Июль 2026 г.	100% после поставки	8(7172)383979, email: goszakup@kazatu.edu.kz
472	Принтер	HP LaserJet M111a (США)	Печать отчетов НИР, статей и т.п.	76 680	Июль 2026 г.	100% после поставки	8(7172)383979, email: goszakup@kazatu.edu.kz
473	Ультразвуковой дезинтегратор клеток	Емкость дробления (мл):10-1200. Ультразвуковой генератор, комплект соническая система (преобразователь + рог 22 мм), комплект звукоизолирующий бокс (отдельная упаковка), подъемный стол (внутри звукоизолирующего бокса). Производитель Biobase. 1 шт	необходим для деструкции биологического материала, гомогенизации, пробоподготовки в рамках проекта	1 650 000	Август 2026 г.	100% после поставки	8(7172)383979, email: goszakup@kazatu.edu.kz
474	Термостатируемый стакан	Объем 2 л	Необходим для пробоподготовки в рамках проекта	165 000 тг	Август 2026 г.	100% после поставки	8(7172)383979, email: goszakup@kazatu.edu.kz
475	Определение аминокислотного состава мяса рыбы	30 исследований	Оценка биологической ценности мяса рыб, корма.	1 140 000	Июль 2026 г.	100% после поставки	8(7172)383979, email: goszakup@kazatu.edu.kz
476	Определение витамина А	12 иссл.	Определение пищевой ценности мяса рыб	198 000	Июнь 2026 г.	100% после поставки	8(7172)383979, email: goszakup@kazatu.edu.kz
477	Определение витамина Е	12 иссл.	Определение пищевой ценности мяса рыб	174 000	Июнь 2026 г.	100% после поставки	8(7172)383979, email: goszakup@kazatu.edu.kz
478	Определение витамина В	12 иссл.	Определение пищевой ценности мяса рыб	150 000	Июнь 2026 г.	100% после поставки	8(7172)383979, email: goszakup@kazatu.edu.kz
479	Определение витамина С	12 иссл.	Определение пищевой ценности мяса рыб	138 000	Июнь 2026 г.	100% после поставки	8(7172)383979, email: goszakup@kazatu.edu.kz

480	Определение массовой доли белка (сырого протеина)	4 иссл.	Определение пищевой ценности мяса рыб	31 200	Июнь 2026 г.	100% после поставки	8(7172)383979, email: goszakup@kazatu.edu.kz
481	Определение массовой доли углеводов	4 иссл.	Определение пищевой ценности мяса рыб	29 200	Июнь 2026 г.	100% после поставки	8(7172)383979, email: goszakup@kazatu.edu.kz
482	Определение массовой доли сухих веществ	4 иссл.	Определение пищевой ценности мяса рыб	11 200	Июнь 2026 г.	100% после поставки	8(7172)383979, email: goszakup@kazatu.edu.kz
483	Определение аминокислотного состава	12 иссл.	Определение пищевой ценности мяса рыб и корма	384 000	Июль 2026 г.	100% после поставки	8(7172)383979, email: goszakup@kazatu.edu.kz
	5499-ЖГТ24-26 АР 22685499 «Потенциал применения экзополисахаридов пробиотических молочнокислых бактерий в пищевой биотехнологии»						
484	Определение реологических свойств образцов йогурта	Прочие услуги и работы	Необходима для проведения исследований реологических свойств образцов йогурта в целях подтверждения результатов проекта и оптимизации разработанной технологии.	64 000	Август 2026 г.	100% после поставки	8(7172)383979, email: goszakup@kazatu.edu.kz
	6П МСХ РК/26 BR 22885692 "Разработка современных селекционнотехнологических и молекулярно-генетических методов совершенствования, сохранения и рационального использования генетических ресурсов овец разных направлений продуктивности"						
485	Фермер измельчитель зерна ИЗЭ-25 ШЯ16500	1 шт	Проведение запланированных этапов работ в рамках выполнения НИР	34 892	Июнь 2026 г.	100% после поставки	8(7172)383979, email: goszakup@kazatu.edu.kz
486	Гранулятор 125/220В, 100 кг/час	1 шт	Проведение запланированных этапов работ в рамках выполнения НИР	370 000	Июнь 2026 г.	100% после поставки	8(7172)383979, email: goszakup@kazatu.edu.kz
487	Ноутбук	2 шт	Проведение запланированных этапов работ в рамках выполнения НИР	485 517,24	Июнь 2026 г.	100% после поставки	8(7172)383979, email: goszakup@kazatu.edu.kz
488	Баранчики 2 мес	3 головы	Проведение запланированных этапов работ в рамках выполнения НИР	210 000	Июнь 2026 г.	100% после поставки	8(7172)383979, email: goszakup@kazatu.edu.kz
	III МСХ РК/26 «Разработка эффективных технологий выпаса сельскохозяйственных животных (сезонные и внутрисезонные пастбищные участки) для рационального использования пастбищ в Северном Казахстане» НТП BR22883585 «Разработка эффективных технологий повышения продуктивного потенциала и рационального использования пастбищ»						
489	Led постер P2 LED, 1920x640 мм.	Светодиодный постерный видеозеркал P2 1920×640 для внутренней рекламы modes ZAX-LED-HB2.0G-T Яркость ≥1000 кд/м² Угол обзора 160° (горизонтально); 120° (вертикально) Лучшее расстояние просмотра ≥2 м	В рамках научного проекта в 2026 году запланировано распространение полученных результатов за 3 года исследований в различных хозяйствах Северного Казахстана, путем проведения круглых столов, семинаров, с целью популяризации разработанной технологии, представленных в виде видео и других программ, при применении ИИ и т.д. Для качественного представления научно разработанной информации, и восприятия ее фермерами, необходимы мобильные экраны, позволяющие передавать материал.	1 074 250	Июнь 2026 г.	100% после поставки	8(7172)383979, email: goszakup@kazatu.edu.kz
	22-24ГФ26 АР23486198 Изучение организационно-управленческих, социально-экономических механизмов развития сельскохозяйственных кооперативов и оценка их влияния на повышение доходов и качества жизни сельского						
490	Бумага A4 Xerox Premier, 80 г /м², 500 листов	Офисная бумага. Формат: A4 (21×29,7 см). Плотность г/м² : 80. Количество листов в упаковке - 500. 10 шт	По проекту	24 900	Июнь 2026 г.	100% после поставки	8(7172)383979, email: goszakup@kazatu.edu.kz
491	Antivirus Kaspersky Plus Kazakhstan Edition, 12 мес. 5 ПК BOX	Количество клиентов: 5. Язык интерфейса: Русский. Лицензия: Базовая. Срок лицензии : 12 месяцев	По проекту	19 990	Июнь 2026 г.	100% после поставки	8(7172)383979, email: goszakup@kazatu.edu.kz
492	Моноблок ASUS P470VAK, 27"FHD, Core 5 210H18GB/512GB/Intel Graphics/W1 1H	Процессор: Intel Core 5 Тактовая частота, ГГц:2.2. Оперативная память: 8 Гб, Накопитель: 5 I2GB SSD/ Тип видеокарты: Встроенная. Встроенный видеoadapter: Intel Graphics. Размер экрана, дюйм:27. Разрешение экрана: Full HD 1920x1080. Операционная система: Microsoft Windows 11Home (×64)	По проекту	439 990	Июнь 2026 г.	100% после поставки	8(7172)383979, email: goszakup@kazatu.edu.kz
	9-24ГФ26 «Изучение последствий гербицидов сульфонилмочевины в почве и пшенице, а также влияние их остаточных количеств на культуры в севообороте земледелия Северного Казахстана»						
493	Хлорид калия чда	Химическая формула KCl, квалификация «чда», массовая доля основного вещества не менее 99 %, белый кристаллический порошок, хорошо растворим в воде.	Необходим для проведения лабораторных исследований почв и растительных образцов, включая подготовку стандартных и буферных растворов, калибровку методик анализа, а также выполнение титриметрических и других аналитических определений при оценке агрохимических показателей почвы и растений	5 000	Июнь 2026 г.	100% после поставки	8(7172)383979, email: goszakup@kazatu.edu.kz

494	Карбонат натрия чда	Химическая формула Na_2CO_3 , квалификация «чда», массовая доля основного вещества не менее 99 %, белый кристаллический порошок, хорошо растворим в воде.	Необходим для проведения лабораторных исследований почв и растений, приготовления стандартных и титрованных растворов, а также выполнения титриметрических и агрохимических анализов, включая определение кислотности и химического состава образцов	5 000	Июнь 2026 г.	100% после поставки	8(7172)383979, email: goszakup@kazatu.edu.kz
495	Активированный уголь	Лабораторный адсорбент, порошкообразный или гранулированный, высокая сорбционная способность, черного цвета, предназначен для очистки растворов и удаления примесей	Необходим для проведения лабораторных исследований почв и растительных образцов, очистки и осветления растворов, удаления органических и примесных соединений в ходе подготовки проб к аналитическим определениям	6 000	Июнь 2026 г.	100% после поставки	8(7172)383979, email: goszakup@kazatu.edu.kz
496	Сульфат калия чда	Химическая формула K_2SO_4 , квалификация «чда», массовая доля основного вещества не менее 99 %, белый кристаллический порошок, растворим в воде.	Необходим для проведения лабораторных агрохимических исследований почв и растений, приготовления стандартных и рабочих растворов, а также для выполнения аналитических определений содержания минеральных компонентов и оценки питательного режима почв	5 600	Июнь 2026 г.	100% после поставки	8(7172)383979, email: goszakup@kazatu.edu.kz
497	Ацетат аммония чда	Химическая формула $\text{CH}_3\text{COONH}_4$, квалификация «чда», массовая доля основного вещества не менее 98 %, бесцветные или белые кристаллы, хорошо растворим в воде.	Необходим для проведения лабораторных исследований почв и растений, приготовления буферных и экстрагирующих растворов, а также выполнения агрохимических анализов по определению обменных форм элементов питания и химического состава образцов	8 000	Июнь 2026 г.	100% после поставки	8(7172)383979, email: goszakup@kazatu.edu.kz
498	Мурексид чда	Химический индикатор квалификации «чда», порошок красно-фиолетового цвета, применяется в комплексонометрическом титровании для определения ионов кальция и других металлов.	Необходим для проведения лабораторных агрохимических исследований почв и растений, используется как индикатор в комплексонометрическом титровании при определении ионов кальция и других металлов в почвенных и растительных образцах	420 000	Июнь 2026 г.	100% после поставки	8(7172)383979, email: goszakup@kazatu.edu.kz
499	Карбонат кальция чда	Химическая формула CaCO_3 , квалификация «чда», массовая доля основного вещества не менее 99 %, белый мелкокристаллический порошок, практически нерастворим в воде.	Необходим для проведения лабораторных исследований почв и растений, приготовления стандартных образцов и калибровочных растворов, а также для использования в агрохимических анализах при оценке содержания кальция и карбонатности почв	4 800	Июнь 2026 г.	100% после поставки	8(7172)383979, email: goszakup@kazatu.edu.kz
500	Этилендиаминтетрауксусная кислота (ЭДТУ)	Химическая формула $\text{C}_{10}\text{H}_{16}\text{N}_2\text{O}_8$, комплексообразующий реагент (хелатон III), квалификация «чда», белый кристаллический порошок, растворим в щелочной среде и воде (в виде солей).	Необходима для проведения лабораторных агрохимических исследований почв и растений, применяется в комплексонометрическом титровании для определения содержания ионов металлов (Ca, Mg и др.), а также для анализа обменных форм элементов питания в почвенных и растительных образцах	8 000	Июнь 2026 г.	100% после поставки	8(7172)383979, email: goszakup@kazatu.edu.kz
501	Эриохром черный чда	Химический индикатор (Эриохром черный Т), квалификация «чда», темно-синий или черный порошок, применяется в комплексонометрическом титровании для определения жесткости воды и ионов металлов (Ca^{2+} , Mg^{2+}).	Необходим для проведения лабораторных агрохимических исследований почв и растений, используется как индикатор в комплексонометрическом титровании при определении жесткости и содержания ионов кальция и магния в почвенных и растительных образцах	145 000	Июнь 2026 г.	100% после поставки	8(7172)383979, email: goszakup@kazatu.edu.kz
502	Хлорид аммония чда	Химическая формула NH_4Cl , квалификация «чда», массовая доля основного вещества не менее 99 %, белый кристаллический порошок, хорошо растворим в воде.	Необходим для проведения лабораторных агрохимических исследований почв и растений, используется при приготовлении буферных и стандартных растворов, а также в аналитических методах определения азотсодержащих соединений и обменных форм элементов питания в почве	4 000	Июнь 2026 г.	100% после поставки	8(7172)383979, email: goszakup@kazatu.edu.kz

503	Дихромат аммония чда	Химическая формула $(\text{NH}_4)_2\text{Cr}_2\text{O}_7$, квалификация «чда», оранжево-красные кристаллы, сильный окислитель, растворим в воде, применяется в аналитической химии и окислительно-восстановительных реакциях.	Необходим для проведения лабораторных агрохимических исследований почв и растений, используется в окислительно-восстановительных методах анализа для определения органического вещества и других компонентов почвы и растительных образцов	38 000	Июнь 2026 г.	100% после поставки	8(7172)383979, email: goszakup@kazatu.edu.kz
504	Ортофосфорная кислота чда	Химическая формула H_3PO_4 , квалификация «чда», бесцветная вязкая жидкость, массовая доля основного вещества не менее 85%, полностью смешивается с водой.	Необходима для проведения лабораторных агрохимических исследований почв и растений, используется для приготовления растворов, подкисления проб и в аналитических методах определения фосфатов и других форм фосфора в почвенных и растительных образцах	15 000	Июнь 2026 г.	100% после поставки	8(7172)383979, email: goszakup@kazatu.edu.kz
505	Соль Мора чда	Двойная соль сернокислого железа(II) и аммония, химическая формула $(\text{NH}_4)_2\text{Fe}(\text{SO}_4)_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$, квалификация «чда», светло-зеленые кристаллы, стабильнее солей Fe^{2+} на воздухе, растворима в воде.	Необходима для проведения лабораторных агрохимических исследований почв и растений, используется как стандартный реагент в окислительно-восстановительных титрованиях, а также для определения содержания железа и других элементов в почвенных и растительных образцах	9 000	Июнь 2026 г.	100% после поставки	8(7172)383979, email: goszakup@kazatu.edu.kz
506	Дифениламин чда	Химическая формула $\text{C}_{12}\text{H}_{11}\text{N}$, квалификация «чда», белый или слегка желтоватый кристаллический порошок, используется как окислительно-восстановительный индикатор, плохо растворим в воде.	Необходим для проведения лабораторных агрохимических исследований почв и растений, используется как индикатор в окислительно-восстановительном титровании, в том числе при определении нитратов и окислительных процессов в почвенных и растительных образцах	160 000	Июнь 2026 г.	100% после поставки	8(7172)383979, email: goszakup@kazatu.edu.kz
507	Серная кислота хч	Химическая формула H_2SO_4 , квалификация «хч» (химически чистая), бесцветная маслянистая жидкость, массовая доля основного вещества 95–98%.	Необходима для проведения лабораторных агрохимических исследований почв и растений, используется для подготовки проб, минерализации органического вещества, а также в аналитических методах определения химического состава почв и растительных образцов	5 000	Июнь 2026 г.	100% после поставки	8(7172)383979, email: goszakup@kazatu.edu.kz
508	Соляная кислота хч	Химическая формула HCl (водный раствор), квалификация «хч», бесцветная прозрачная жидкость с резким запахом, массовая доля HCl 36–38%.	Необходима для проведения лабораторных агрохимических исследований почв и растений, используется для подготовки и разложения проб, подкисления растворов, а также в аналитических методах определения минерального состава почвенных и растительных образцов	5 000	Июнь 2026 г.	100% после поставки	8(7172)383979, email: goszakup@kazatu.edu.kz
509	Хлорид натрия хч	Химическая формула NaCl , квалификация «хч», массовая доля основного вещества не менее 99,5%, белый кристаллический порошок, хорошо растворим в воде.	Необходим для проведения лабораторных агрохимических исследований почв и растений, используется для приготовления стандартных растворов, калибровки аналитических методик и проведения химических анализов минерального состава почвенных и растительных образцов	6 000	Июнь 2026 г.	100% после поставки	8(7172)383979, email: goszakup@kazatu.edu.kz
510	Карбонат аммония чда	Химическая формула $(\text{NH}_4)_2\text{CO}_3$, квалификация «чда», белый кристаллический порошок с характерным аммиачным запахом, легко разлагается при нагревании, хорошо растворим в воде.	Необходим для проведения лабораторных агрохимических исследований почв и растений, используется при приготовлении буферных растворов, а также в аналитических методах определения аммонийного азота и других форм элементов питания в почвенных и растительных образцах.	5 000	Июнь 2026 г.	100% после поставки	8(7172)383979, email: goszakup@kazatu.edu.kz

511	Хлороформ хч	Химическая формула CHCl_3 , квалификация «хч», бесцветная летучая жидкость со сладковатым запахом, плотность выше воды, практически нерастворим в воде, хорошо растворяет органические вещества.	Необходим для проведения лабораторных агрохимических исследований почв и растений, используется в качестве органического растворителя при экстракции органических соединений и подготовке проб для последующего аналитического определения состава почвенных и растительных образцов	10 000	Июнь 2026 г.	100% после поставки	8(7172)383979, email: goszakup@kazatu.edu.kz
512	Дихлорметан хч	Химическая формула CH_2Cl_2 , квалификация «хч», бесцветная летучая жидкость со слабым характерным запахом, плотность выше воды, малорастворим в воде, широко используется как органический растворитель.	Необходим для проведения лабораторных агрохимических исследований почв и растений, используется в качестве органического растворителя при экстракции органических соединений и подготовке проб для последующего аналитического определения состава почвенных и растительных образцов	7 000	Июнь 2026 г.	100% после поставки	8(7172)383979, email: goszakup@kazatu.edu.kz
513	Сульфат натрия безводный	Химическая формула Na_2SO_4 , белый кристаллический порошок, безводная форма, гигроскопичен, хорошо растворим в воде, применяется как осушитель органических растворителей и реагент в лабораторных исследованиях.	Необходим для проведения лабораторных агрохимических исследований почв и растений, используется в качестве осушителя органических растворителей при экстракции и подготовке проб для последующего аналитического определения состава почвенных и растительных образцов	5 000	Июнь 2026 г.	100% после поставки	8(7172)383979, email: goszakup@kazatu.edu.kz
514	Ацетонитрил хч	Химическая формула CH_3CN , квалификация «хч», бесцветная прозрачная летучая жидкость с характерным запахом, полностью смешивается с водой и органическими растворителями, применяется в ВЭЖХ-анализе и органическом синтезе.	Необходим для проведения лабораторных агрохимических исследований почв и растений, используется в качестве высокочистого органического растворителя в хроматографическом анализе и при подготовке проб для определения состава почвенных и растительных образцов	25 000	Июнь 2026 г.	100% после поставки	8(7172)383979, email: goszakup@kazatu.edu.kz
515	Колба мерная 25 мл	Лабораторная стеклянная мерная колба, класс точности А, вместимость 25 мл, предназначена для точного приготовления и разведения растворов	Необходима для проведения лабораторных агрохимических исследований почв и растений, используется для точного приготовления и разведения растворов заданной концентрации при выполнении аналитических определений	4 000	Июнь 2026 г.	100% после поставки	8(7172)383979, email: goszakup@kazatu.edu.kz
516	Колба мерная 1 л	Лабораторная стеклянная мерная колба, класс точности А, вместимость 1000 мл (1 л), предназначена для точного приготовления и хранения растворов	Необходима для проведения лабораторных агрохимических исследований почв и растений, используется для точного приготовления и хранения рабочих и стандартных растворов заданного объема при выполнении аналитических определений	8 000	Июнь 2026 г.	100% после поставки	8(7172)383979, email: goszakup@kazatu.edu.kz
517	Колба мерная 2 л	Лабораторная стеклянная мерная колба, класс точности А, вместимость 2000 мл (2 л), предназначена для точного приготовления и хранения растворов	Необходима для проведения лабораторных агрохимических исследований почв и растений, используется для точного приготовления и хранения рабочих и стандартных растворов заданного объема при выполнении аналитических определений	13 000	Июнь 2026 г.	100% после поставки	8(7172)383979, email: goszakup@kazatu.edu.kz
518	Пробирка центрифужная П-1-10-0,2 мл	Лабораторная центрифужная пробирка, объем 0,2 мл, полимерная (полипропилен), градуированная, с плотно закрывающейся крышкой, устойчива к центрифугированию, предназначена для хранения и обработки микропроб	Необходима для проведения лабораторных агрохимических исследований почв и растений, используется для центрифугирования, хранения и подготовки микропроб при выполнении аналитических определений	300	Июнь 2026 г.	100% после поставки	8(7172)383979, email: goszakup@kazatu.edu.kz
519	Шпатель лабораторный	Лабораторный шпатель из нержавеющей стали, устойчив к коррозии и воздействию химических реагентов, предназначен для отбора, перемешивания и переноса сухих и сыпучих веществ	Необходим для проведения лабораторных агрохимических исследований почв и растений, используется для отбора, дозирования и переноса сухих и сыпучих реагентов при приготовлении растворов и подготовке проб	2 000	Июнь 2026 г.	100% после поставки	8(7172)383979, email: goszakup@kazatu.edu.kz

520	Пипетка Пастера 3 мл нестерильная	Лабораторная одноразовая пипетка Пастера, объем 3 мл, изготовлена из полиэтилена (пластик), нестерильная, предназначена для дозирования и переноса небольших объемов жидкостей	Необходима для проведения лабораторных агрохимических исследований почв и растений, используется для дозирования и переноса небольших объемов жидкостей при подготовке проб и выполнении аналитических процедур	100	Июнь 2026 г.	100% после поставки	8(7172)383979, email: goszakup@kazatu.edu.kz
521	Штатив для пробирок 15 мл и 50 мл, пп оранжевый	Лабораторный штатив из полипропилена (ПП), устойчив к химическим реагентам, предназначен для размещения пробирок объемом 15 мл и 50 мл, цвет — оранжевый, многоразового использования	Необходим для проведения лабораторных агрохимических исследований почв и растений, используется для размещения и фиксации пробирок при выполнении подготовительных и аналитических операций	7 000	Июнь 2026 г.	100% после поставки	8(7172)383979, email: goszakup@kazatu.edu.kz
522	Пробирки конического делениями с винтовой крышкой или пробкой, нестерильные 50 мл, 29x117 мм, с юбкой	Лабораторные конические центрифужные пробирки объемом 50 мл, полипропиленовые, с градуировкой, устойчивые к центрифугированию, с винтовой крышкой или пробкой, наличие юбки обеспечивает устойчивость при установке на поверхность	Необходимы для проведения лабораторных агрохимических исследований почв и растений, используются для хранения, смешивания и центрифугирования проб при выполнении подготовительных и аналитических операций	300	Июнь 2026 г.	100% после поставки	8(7172)383979, email: goszakup@kazatu.edu.kz
523	Насос вакуумный 2VP-2, Stegler	Пластиковый водоструйный вакуумный насос обладает хорошей надёжностью и долговечностью. Вакуумный насос имеет два параллельных канала, которые работают как независимо друг от друга, так и одновременно. Каждый канал оснащён вакуумметром для удобного просмотра уровня вакуума. Акустический демпфер снижает уровень шума во время работы насоса. Рабочая камера изготовлена из химстойкого материала, который обеспечивает защиту от коррозии. Производительность- 10 л/мин. Емкость для воды- 15 л.	Необходим для обеспечения работы ротационного испарителя Stegler RI-213, используется для создания вакуума при удалении органических растворителей из проб в процессе концентрирования экстрактов при проведении агрохимических исследований почв и растений	261 697	Июнь 2026 г.	100% после поставки	8(7172)383979, email: goszakup@kazatu.edu.kz
524	Насос вакуумный водоструйный VN-1	Stegler 2VP-1 — это масляноуплотнённый двухступенчатый пластинчато-роторный вакуумный насос с предельным вакуумом 0,3 Па (3×10-3 мбар). Производительность насоса — 84 л/мин	Необходим для работы вакуумного сушильного шкафа, применяется для откачки воздуха и создания вакуума при сушке образцов. Используется также для удаления пожаро- и взрывобезопасных газов в вакуумных системах и установках при проведении научных исследований в лабораторных условиях	248 199	Июнь 2026 г.	100% после поставки	8(7172)383979, email: goszakup@kazatu.edu.kz
525	Электрод ЭЛИС-112 Na к 80.7 (натрий) ионоселективный	Электрод ионоселективный стеклянный ЭЛИС-112Na предназначен совместно с электродом сравнения и электронным преобразователем (например, иономером) для измерений активности ионов натрия в растворах. Определяемый ион-Na ⁺ . Диапазон измерения, моль/л / (мг/л) - 3,2×10 ⁻⁴ ...10 ⁻¹ / (7,2...2 300). Диапазон измерения pH-8...14	Необходим для проведения лабораторных агрохимических исследований почв и растений, используется в составе ионометрических измерений для определения содержания ионов натрия в почвенных и растительных образцах	47 971	Июнь 2026 г.	100% после поставки	8(7172)383979, email: goszakup@kazatu.edu.kz
526	Электрод ЭЛИС-121 К к80.7 (калий) ионоселективный	Электрод ионоселективный плёночный ЭЛИС-121К предназначен совместно с электродом сравнения и электронным преобразователем (например, иономером) для измерений активности ионов калия в растворах. Электрод является прибором общего назначения для использования в научных и промышленных аналитических лабораториях. Определяемый ион -K ⁺ . Диапазон измерения, моль/л / (мг/л) -10-5...10-1 / (0,4...3 900). Диапазон измерения pH -2...9	Необходим для проведения лабораторных агрохимических исследований почв и растений, используется в составе ионометрических измерений для определения содержания ионов калия в почвенных и растительных образцах	92 325	Июнь 2026 г.	100% после поставки	8(7172)383979, email: goszakup@kazatu.edu.kz
527	Дозатор 1-канальный IKA Pette vario 0,5-5 мл	Дозатор предназначен для лабораторий различного профиля, таких как: микробиология, иммунология, биохимия, генетика, а так же используется в ряде медицинских учреждений, для объёмного дозирования проб биожидкостей и реактивов. Цветная маркировка упрощает быстрый выбор подходящей пипетки. Ударопрочные, стойкие к УФ и химическим веществам пипетки гарантируют долгосрочную и надёжную работу наконечников. Пипетки полностью автоклавируемые, что обеспечивает простоту стерилизации. Дискретность, мкл -5. Тестируемый объём, мкл - 500-5000. Точность, ±, % -0,6-0,15	Необходим для проведения лабораторных агрохимических исследований почв и растений, используется для точного дозирования реактивов и растворов при приготовлении проб и выполнении аналитических определений	236 531	Июнь 2026 г.	100% после поставки	8(7172)383979, email: goszakup@kazatu.edu.kz

528	WILE-65 Влагомер зерна на 16 культур	Основное назначение влагомера Wile 65 — оперативный контроль влажности зерновых, масличных и бобовых культур. Прибор WILE-65 является модификацией влагомера Wile-55. Название измеряемой культуры высвечивается непосредственно на дисплее. Подходит для измерения влажности следующих культур: пшеница, рожь, ячмень, овес, гречиха, просо, сорго, кукуруза, подсолнечник, горох, соевые бобы, рис, лен (семя), горчица, пшеничная мука и рис. Диапазон измерения влажности зерно и семена-8...35% , масличные культуры: 5...25%. Разрешение -0,1%. Погрешность измерения влажности ±0,5% .	Необходим для проведения лабораторных и полевых агрохимических исследований почв и растений, используется для оперативного определения влажности зерна различных культур при оценке качества урожая и проведении научных исследований	360 762	Июнь 2026 г.	100% после поставки	8(7172)383979, email: goszakup@kazatu.edu.kz
529	Моноблок Lenovo Yoga AIO 27IAH10, 27"QHD, Core Ultra 9 285H/32GB/1TB/GF RTX4050 6GB/W11SL	UID товара-F0J20046RU. Производитель-Lenovo. Модель-Yoga AIO 27IAH10. Операционная система-Microsoft Windows 11 Home SL (x64). Процессор-Intel Core Ultra 9. Модель процессора-285H. Сокет-BGA 2049. Тактовая частота, ГГц -2.0. Максимальная тактовая частота, ГГц-5.1. Количество ядер-16. L3 кэш-память -24 МБ. Оперативная память - 32 ГБ. Тип оперативной памяти -LPDDR5X. Накопитель-1 ТБ SSD. Контроллер накопителя-PCIe. Тип видеокарты -Дискретная. Встроенный видеоадаптер - Intel Arc Graphics 140T. Дискретная видеокарта-GeForce RTX 4050. Размер видеопамяти- 6 Гб. Размер экрана, дюйм-27. Разрешение экрана-WQHD 2560x1440. Тип матрицы экрана-IPS. Средства коммуникации-LAN, WiFi, Bluetooth. Разъемы на передней панели-1 x USB 3.1 Gen 2/USB 3.2 Gen 2 , 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C, Mic-in/Line-out. Разъемы на задней панели-2 x USB 3.1 Gen 2/USB 3.2 Gen 2 , 1 x USB 3.2 Type-C Gen 2 , 1 x HDMI-Out, 1 x HDMI-In, 1 x RJ-45. Функции и особенности- встроенные динамики, встроенный микрофон. Дополнительные аксессуары-Беспроводная мышь, Беспроводная клавиатура	Необходим для проведения лабораторных агрохимических исследований почв и растений, используется для обработки и статистического анализа больших массивов данных, моделирования свойств почвы и качества зерна, анализа спектральных данных, а также ведения баз данных лабораторных измерений	1 399 990	Июнь 2026 г.	100% после поставки	8(7172)383979, email: goszakup@kazatu.edu.kz
530	Центрифуга CM-600C лабораторная	Лабораторная центрифуга STEGLER CM-600C может широко использоваться для клинической диагностики, биологии, химии, генной инженерии, иммунологии и других областях и представляет собой стандартный лабораторный прибор для разделения и осаждения жидкостей плотностью не более 1,2 г/см³. В корпусе центрифуги расположен электродвигатель, который приводит в движение один из роторов, установленных на валу электродвигателя. Во время работы центрифужная камера закрыта крышкой с замком, который который не откроется до полной остановки центрифуги. Установка параметров центрифугирования осуществляется через панель управления. Чтобы уменьшить нагрев образцов, в центрифуге есть воздушная система охлаждения. На боковой и задней стенке корпуса центрифуги, а также внутри центрифужной камеры имеются воздухозаборные решетки, через который воздух поступает и выходит из центрифуги. В случае необходимости аварийного открытия центрифуги на правой стенке корпуса выведен шнур аварийного открытия крышки	Необходима для проведения лабораторных агрохимических исследований почв и растений, используется для разделения компонентов проб методом центрифугирования при подготовке образцов к химическому и инструментальному анализу	2 018 693	Июнь 2026 г.	100% после поставки	8(7172)383979, email: goszakup@kazatu.edu.kz

531	pH-метр / иономер ИТАН	Предназначен для измерений водородного показателя (pH), окислительно-восстановительного потенциала, концентрации ионов в питьевых, природных, сточных водах, водных растворах проб почв, пищевых продуктов, продовольственного сырья методом потенциометрии. pH-метр/иономер ИТАН представляет собой автоматизированный прибор настольного исполнения, в состав которого входят: измерительный преобразователь; цветной ЖК-дисплей с сенсорной панелью управления; магнитная мешалка (управление магнитной мешалкой осуществляется в автоматическом режиме); держатель электродов и термодатчик (установлены на штативе с лапкой). Управление работой pH-метра/иономера ИТАН осуществляют с помощью команд системного меню, отображаемого на дисплее прибора.	Необходим для проведения лабораторных агрохимических исследований почв и растений, используется для измерения pH, а также определения концентрации ионов в почвенных и водных вытяжках. Применяется при оценке кислотно-щелочного состояния почв, анализе питательного режима и контроле качества растительных образцов в рамках агрохимических исследований	945 331	Июнь 2026 г.	100% после поставки	8(7172)383979, email: goszakup@kazatu.edu.kz
532	Испаритель ротационный Stegler RI-213 (0-99±0,2°C, 1л)	Ротационный испаритель RV 8 V имеет эргономичный дизайн, оснащен функциями для получения результатов анализов. Ручной подъемник двуручной конструкции позволяет точно настроить положение комплекта стекла. Цифровые дисплеи скорости вращения и температуры нагревательной бани позволяют полностью контролировать процесс дистилляции. Новый крепежный механизм облегчает замену испарительных колб Объем бани-4л. Скорость вращения -5.....300 об/мин. Стабильность поддержания скорости 100 об/мин- ±1%. .	Необходим для проведения лабораторных агрохимических исследований почв и растений, используется для удаления и концентрирования органических растворителей из проб при подготовке экстрактов к последующему химическому и инструментальному анализу, а также для повышения точности и эффективности аналитических исследований	844 671	Июнь 2026 г.	100% после поставки	8(7172)383979, email: goszakup@kazatu.edu.kz
533	Мешалка магнитная MM-135NM с подогревом Таглер (+1200C, до 2600об/мин, до 5 л)	MM-135M - очень компактная магнитная мешалка с рабочей поверхностью из ударопрочного пластика. Прибор обеспечивает перемешивание жидкости со скоростью вращения магнитного элемента до 3000 об/мин (максимальная скорость зависит от размеров перемешивающего элемента, объема и вязкости жидкости, формы сосуда и т.п.). Предназначена для работы с магнитными перемешивающими элементами длиной 25-60 мм. В комплект входит магнитный перемешивающий элемент 25x7 мм. Якоря размером более 60 мм - непригодны для работы с прибором. Диапазон скорости вращения - 400...3000 об/мин. Максимальный перемешиваемый объем (вода)-10л. Диаметр платформы-130 мм. Максимальная длина магнитного якоря -60 мм	Необходима для проведения лабораторных агрохимических исследований почв и растений, используется для равномерного перемешивания и контролируемого нагревания растворов при подготовке проб, растворении химических реагентов, приготовлении экстрагирующих и буферных растворов, а также при выполнении аналитических и химико-технологических процедур	122 241	Июнь 2026 г.	100% после поставки	8(7172)383979, email: goszakup@kazatu.edu.kz
4-24/ГФ26 AP23486538 "Использование и разработка системы распознавания изображений в идеопотоках на основе искусственного интеллекта"							
534	Сервер Dell PE R760xs	Dell PE R760xs / 16x 2.5 / 1x Gold 6442Y 2.6G (24C/48T, 16GT/s, 60M) / 32GB / H755 / 2x 16Gb BT LOM / iDRAC9, Enterprise / 2x 700W / 3Yr PS	Данный сервер соответствует достаточным и необходимым техническим параметрам для обеспечения стабильной работы информационных систем при хранении и обработке данных в рамках проводимых научно-исследовательских работ.	3 088 000	Июль 2026 г.	100% после поставки	8(7172)383979, email: goszakup@kazatu.edu.kz
7-24/ГФ26 AP23489001 «Генетический мониторинг и анализ патогенности новых возбудителей оппортунистических микозов сельскохозяйственных животных в Казахстане»							
535	Агар Сабуро с глюкозой ТМ387-500 г	Сухая питательная среда для культивирования грибов, фасовка 500 г. 4 фл	Среда для выделения, культивирования и поддержания коллекции дрожжевых и плесневых грибов, выделенных в ходе выполнения научного проекта	166 920	Август 2026 г.	100% после поставки	8(7172)383979, email: goszakup@kazatu.edu.kz
536	Агар Чапека Докса ТМ 367-500 г	Селективная питательная среда для микромицетов, фасовка 500 г, 3 фл,	Для селективного культивирования и дифференциации микромицетов при Зизучении их биологических свойств.	148 755	Август 2026 г.	100% после поставки	8(7172)383979, email: goszakup@kazatu.edu.kz
537	Агар Сабуро с глюкозой и хлорамфениколом 500 гр ТМ 1813	Селективная среда с антибиотиком, фасовка 500 г, 2 фл.	Для первичного выделения грибов из биоматериала с подавлением бактериальной контаминации.	82 000	Август 2026 г.	100% после поставки	8(7172)383979, email: goszakup@kazatu.edu.kz
538	Агар стандартный мясопептонный ТМ 864-500 г	Универсальная бактериологическая среда, фасовка 500 г	Для культивирования бактериальных культур и контроля микробной контаминации исследуемых образцов.	104 000	Август 2026 г.	100% после поставки	8(7172)383979, email: goszakup@kazatu.edu.kz

539	Дрожжевой экстракт 1224-500гр	Компонент питательных сред для микроорганизмов, 2 фл.	Для приготовления питательных сред и обеспечения роста грибных культур.	47 440	Сентябрь 2026 г.	100% после поставки	8(7172)383979, email: goszakup@kazatu.edu.kz
540	Набор для секвенирования BigDye™ Terminator v3.1, 100 реак. 1 шт	Набор для секвенирования ДНК, 100 реакций, 1шт	Для проведения секвенирования ПЦР-продуктов и молекулярно-генетической идентификации грибов.	720 000	Август 2026 г.	100% после поставки	8(7172)383979, email: goszakup@kazatu.edu.kz
541	Hi-Di™ формамид, 25 мл	Реагент для капиллярного секвенирования, 1 шт	Для денатурации продуктов секвенирования перед капиллярным электрофорезом.	80 585	Август 2026 г.	100% после поставки	8(7172)383979, email: goszakup@kazatu.edu.kz
542	Экзонуклеаза I, 3000 единиц, N	Фермент для очистки ПЦР-продуктов, 3 уп	Для очистки ПЦР-продуктов перед секвенированием.	208 080	Август 2026 г.	100% после поставки	8(7172)383979, email: goszakup@kazatu.edu.kz
543	БиоМастер HS-Taq ПЦР (2×), 200 реакций по 50 мкл, Биолабмикс, MN010-200	Готовая ПЦР-смесь, 200 реакций, 2 уп.	Для амплификации фрагментов ДНК грибов при проведении молекулярно-генетических исследований.	126 928	Август 2026 г.	100% после поставки	8(7172)383979, email: goszakup@kazatu.edu.kz
544	Цетримониум бромид 99+%, СТАВ, 100г, Thermo Fisher Scientific, 227161000	Реагент для выделения нуклеиновых кислот, 1 уп.	Для выделения геномной ДНК из грибных культур.	48 960	Сентябрь 2026 г.	100% после поставки	8(7172)383979, email: goszakup@kazatu.edu.kz
545	ДНК маркер Step100, 50 мкг, Биолабмикс, S-8100	Маркер молекулярной массы ДНК 100 bp, 1 уп.	Для определения размера амплифицированных фрагментов ДНК методом электрофореза.	25 316	Август 2026 г.	100% после поставки	8(7172)383979, email: goszakup@kazatu.edu.kz
546	Taq ДНК-полимераза, 5000 ед, Биолабмикс, E-3005	Термостабильная ДНК-полимераза, 3 уп.	Для проведения полимеразной цепной реакции при молекулярной идентификации микроорганизмов.	215 016	Август 2026 г.	100% после поставки	8(7172)383979, email: goszakup@kazatu.edu.kz
547	Петля м/б нихромовая диам. 3 мм, 5 шт/уп, Минимед, 12007307	Многоразовая нихромовая петля, 4 уп	Для посева, пересева и выделения чистых культур микроорганизмов.	12 180	Август 2026 г.	100% после поставки	8(7172)383979, email: goszakup@kazatu.edu.kz
548	Пакет для автоклавирувания 310*660*0,045 мм, 50 шт/упак, Минимед, 25000114	Размер 310×660×0,045 мм, 50 шт., 3 уп	Для стерилизации материалов и безопасной утилизации биологических отходов.	71 400	Август 2026 г.	100% после поставки	8(7172)383979, email: goszakup@kazatu.edu.kz
549	Резазурин натриевая соль, 1 г, GP5198-1g	Окислительно-восстановительный индикатор, 1 уп	Для оценки метаболической активности микроорганизмов и определения чувствительности к препаратам.	51 315	Сентябрь 2026 г.	100% после поставки	8(7172)383979, email: goszakup@kazatu.edu.kz
550	96-луночные микропланшеты Corning® с прозрачным плоским дном, из полистирола, обработанные TC, индивидуально упакованные, с крышкой, стерильные, 50 шт/упак, Corning, 3595	Стерильные планшеты с плоским дном, 50 шт. 1 уп.	Для постановки микродилуционных тестов и определения чувствительности грибов к антимикотикам.	99 386	Август 2026 г.	100% после поставки	8(7172)383979, email: goszakup@kazatu.edu.kz
551	SDS (додецилсульфат натрия), 100 г, Bio-Rad, 1610301	Анионный детергент высокой чистоты, 1 уп	Для лизиса клеток и выделения нуклеиновых кислот.	72 600	Август 2026 г.	100% после поставки	8(7172)383979, email: goszakup@kazatu.edu.kz
552	Перчатки нитриловые, размер М, 50 пар/уп	Нестерильные, неопудренные. 5 уп	Для соблюдения требований биологической безопасности при проведении лабораторных работ.	24 500	Август 2026 г.	100% после поставки	8(7172)383979, email: goszakup@kazatu.edu.kz
553	Питательная среда Columbia + 5% Sheep Blood Agar, 20 чашек, Condalab, 0931	Готовая кровяная среда, 20 чашек. 5 уп.	Для определения гемолитических свойств микромицетов	95 175	Август 2026 г.	100% после поставки	8(7172)383979, email: goszakup@kazatu.edu.kz
554	Натамицин ≥95%, 50 мг, Apollo Scientific, BUP15815-50MG	Противогрибковый препарат высокой чистоты, 1 уп.	Для определения чувствительности грибов к антимикотическим препаратам и проведения сравнительных исследований.	74 328	Сентябрь 2026 г.	100% после поставки	8(7172)383979, email: goszakup@kazatu.edu.kz
555	Перчатки-S нитриловые н/стерил, неопудренные, текстурир, SFM, Германия, уп.100 пар, кат.№4036534924259, ООО Минимед"	Нестерильные, неопудренные, 3 уп	Для обеспечения безопасной работы персонала с биологическим материалом.	55 680	Август 2026 г.	100% после поставки	8(7172)383979, email: goszakup@kazatu.edu.kz

556	Перчатки-Л нитриловые н/стерил, неопудренные, текстурир, SFM, Германия, уп.100 пар, кат.№4036534926253, ООО "Минимед"	Нестерильные, неопудренные, 5 уп	Для обеспечения безопасной работы персонала с биологическим материалом.	109 675	Август 2026 г.	100% после поставки	8(7172)383979, email: goszakup@kazatu.edu.kz
557	Compact Dry YM (Yeast & Mould)/Дрожжи и плесень	Подложка для выделения, дрожжевых и плесневых грибов	Хромогенная подложка	87 000	Август 2026 г.	100% после поставки	8(7172)383979, email: goszakup@kazatu.edu.kz
558	Стеклошарики (бусы) d=3мм; уп. 0,1 кг кат.№12001101, ООО "Минимед"	Стеклянные шарики для гомогенизации. 2 уп	Для механической дезагрегации и гомогенизации биологического материала и грибных культур.	51 686	Сентябрь 2026 г.	100% после поставки	8(7172)383979, email: goszakup@kazatu.edu.kz
559	Стеклошарики (бусы) d=5мм; уп. 0,1 кг кат.№12001103, ООО "Минимед"	Стеклянные шарики для механического разрушения клеток. 2 уп	Для механического разрушения клеток и выделения ДНК микроорганизмов.	51 686	Август 2026 г.	100% после поставки	8(7172)383979, email: goszakup@kazatu.edu.kz
560	Протеиназа К, 20 мг/мл, количество 1200 мкл, кат.№EP-1200, ООО "Биолабмикс"	Фермент для разрушения белков. 3 уп	Для разрушения белков при выделении и очистке геномной ДНК.	182 163	Август 2026 г.	100% после поставки	8(7172)383979, email: goszakup@kazatu.edu.kz
561	Пробирки медицинские стеклянные, ПБ2-14х120, уп.100 шт, кат.№10002812, ООО "Минимед"	Лабораторные пробирки, 100 шт. 3 уп	Для культивирования, хранения и проведения микробиологических исследований.	36 681	Август 2026 г.	100% после поставки	8(7172)383979, email: goszakup@kazatu.edu.kz
562	Пробка ватно-марлевая для пробирок ПБ-16, нестерил, 100шт/уп кат.№12003083, ООО "Минимед"	Нестерильная, 100 шт. 2 уп	Для закрытия пробирок при культивировании микроорганизмов и обеспечения газообмена.	140 472	Август 2026 г.	100% после поставки	8(7172)383979, email: goszakup@kazatu.edu.kz
563	Итраконазол, 98%, 1 г, Apollo Scientific, APOSOR1029174-1G	Антимикотик группы триазолов. 1 уп	Для определения чувствительности выделенных грибов к антимикотическим препаратам.	28 703	Август 2026 г.	100% после поставки	8(7172)383979, email: goszakup@kazatu.edu.kz
564	Клотримазол, ≥98%, 500 мг, Apollo Scientific, APOSBUP18377-1G	Антимикотик группы имидазолов, 1 уп	Для определения чувствительности выделенных грибов к антимикотическим препаратам	89 663	Август 2026 г.	100% после поставки	8(7172)383979, email: goszakup@kazatu.edu.kz
565	Кетоконазол, ≥98%, 1 г, Apollo Scientific, APOSBUP17176-1G	Антимикотик группы имидазолов. 1 уп	Для определения чувствительности выделенных грибов к антимикотическим препаратам	164 579	Август 2026 г.	100% после поставки	8(7172)383979, email: goszakup@kazatu.edu.kz
566	Амфотерицин В, 1 г, Apollo Scientific, APOSBIA0103-1G	Полиеновый противогрибковый антибиотик. 1 уп	Для определения чувствительности выделенных грибов к антимикотическим препаратам	61 092	Август 2026 г.	100% после поставки	8(7172)383979, email: goszakup@kazatu.edu.kz
567	Гризеофулвин, ≥95%, 1 г, Apollo Scientific, APOSBUP18502-1G	Противогрибковый антибиотик. 1 уп	Для определения чувствительности выделенных грибов к антимикотическим препаратам	70 572	Август 2026 г.	100% после поставки	8(7172)383979, email: goszakup@kazatu.edu.kz
568	Флуконазол, ≥95%, 100 мг, Apollo Scientific, APOSBUP15117- 100MG	Антимикотик группы триазолов. 1 уп	Для определения чувствительности выделенных грибов к антимикотическим препаратам	82 026	Август 2026 г.	100% после поставки	8(7172)383979, email: goszakup@kazatu.edu.kz
569	Тербинафин, ≥98%, 100 мг, Apollo Scientific, APOSBUP14870- 100MG	Антимикотик группы аллиламинов. 1 уп	Для определения чувствительности выделенных грибов к антимикотическим препаратам	78 208	Август 2026 г.	100% после поставки	8(7172)383979, email: goszakup@kazatu.edu.kz
570	Нистатин, ≥85,0%, 5 г, Carl ROTH, 0241.1	Полиеновый антимикотик. 1 уп	Для определения чувствительности выделенных грибов к антимикотическим препаратам	63 857	Август 2026 г.	100% после поставки	8(7172)383979, email: goszakup@kazatu.edu.kz
571	Резервуары для реагентов, 55 мл, ПС, белые, стерильные, 1 шт/упак/Solution reservoirs, 55 ml, PS, white, sterile, 1 pcs/bag, QazMura, QMCS-0172A	Стерильные полистирольные резервуары. 4 шт	Для подготовки и распределения реагентов при постановке ПЦР и микродиффузионных тестов.	6 120	Август 2026 г.	100% после поставки	8(7172)383979, email: goszakup@kazatu.edu.kz

572	Спирт этиловый-Df 90%, Раствор 100 мл	Дезинфицирующий раствор. 300 шт	Для дезинфекции рабочих поверхностей, инструментов и соблюдения требований биологической безопасности.	86 925	Август 2026 г.	100% после поставки	8(7172)383979, email: goszakup@kazatu.edu.kz
2-24 ГФ 26 AP23489509 «Создание плавильного реактора для энергоэффективной утилизации золы и шлакоотвалов»							
573	Вихревой расходомер сжатого воздуха серии, SUP-FVX480	Номинальный диаметр: DN25 (1") Присоединение: фланец HG/T20592 Материал корпуса и присоединения: нержавеющая сталь 304 (304SS) Измеряемая среда: сжатый воздух Класс точности: 1,5 Компенсация: по температуре и давлению Выходной сигнал: 4–20 мА (двухпроводный) Дисплей Питание: 24 В постоянного тока (24 VDC) Рабочая температура: от –40 до +250 °C Электрический ввод: M20×1,5 Материал корпуса: алюминиевый сплав Степень защиты: IP65 Взрывозащита: Ex db IIC T6 Gb	Расходомер компрессорного воздуха необходим для визуального контроля расхода сжатого воздуха, для инжекции золошлаков в плавильный реактор. Измерение расхода воздуха позволит определить коэффициент избытка воздуха, рассчитать материальный и тепловой баланс процесса, а также оптимизировать режимы плавки и газификации в ходе экспериментальных исследований	410 000	Август 2026 г.	100% после поставки	8(7172)383979, email: goszakup@kazatu.edu.kz
574	Вихревой расходомер пропана серии, SUP-FVX480	Взрывозащищенный вихревой расходомер Номинальный диаметр: DN25 (1") Фланцевое присоединение: HG/T20592 Материал корпуса и соединения: нержавеющая сталь 304 Измеряемая среда: пропан Класс точности: 1,5 Компенсация: по температуре и давлению Выходной сигнал: 4–20 мА (двухпроводный) Дисплей, питание: 24 В DC Рабочая температура: от –40 до +250 °C Электрический ввод: M20×1,5 Корпус: алюминиевый сплав Степень защиты: IP65 Взрывозащита: Ex d IIC T6 Gb	Расходомер пропана необходим для визуального контроля расхода топлива, используемого при розжиге и выводе плавильного реактора на рабочий температурный режим. Полученные данные будут использоваться для определения энергетических затрат процесса, расчета удельного расхода топлива и оценки энергоэффективности разрабатываемой технологии переработки золошлаков в строительный материал.	420 000	Август 2026 г.	100% после поставки	8(7172)383979, email: goszakup@kazatu.edu.kz
575	Вихревой расходомер кислорода серии, SUP- FVX480	Номинальный диаметр: DN25 (1") Присоединение: фланец HG/T20592 Материал корпуса и присоединения: нержавеющая сталь 304 (304SS) Измеряемая среда: кислород Класс точности: 1,5 Компенсация: по температуре и давлению Выходной сигнал: 4–20 мА, двухпроводное исполнение Дисплей Питание: 24 В DC Рабочая температура: от –40 до +250 °C Электрический ввод: M20×1,5 Материал корпуса: алюминиевый сплав Степень защиты: IP65 Взрывозащита: Ex d IIC T6 Gb	Расходомер кислорода необходим для визуального контроля расхода кислорода, подаваемого в плавильный реактор, при проведении экспериментальных исследований. Измерение расхода кислорода позволит регулировать окислительно-восстановительные процессы, обеспечивать требуемый температурный режим плавки, а также выполнять расчеты материального и теплового баланса установки для повышения эффективности технологического процесса.	420 000	Август 2026 г.	100% после поставки	8(7172)383979, email: goszakup@kazatu.edu.kz
6-24/ГФ26 AP23489156 «Определение альтернативных генов иммуноспецифичных белков Trichinella nativa для разработки латексного диагностикума»							
576	Буфер TAE 50x, 1 л, Thermo Fis	Буфер TAE 50x, 1 л, Thermo Fisher Scientific,	проведение иммунологических исследований	81 903	Июль 2026 г.	100% после поставки	8(7172)383979, email: goszakup@kazatu.edu.kz

577	Краситель для нанесения на гель, фиолетовый, 6X, содержит SDS, EDTA и Ficoll®, для использования с агарозными и неденатурирующими полиакриламидными гелями, 4 мл, New England Biolabs, B7024S	Краситель для нанесения на гель, фиолетовый, 6X, содержит SDS, EDTA и Ficoll®, для использования с агарозными и неденатурирующими полиакриламидными гелями, 4 мл, New England Biolabs, B7024S	проведение микробиологических исследований	47 703	Июль 2026 г.	100% после поставки	8(7172)383979, email: goszakup@kazatu.edu.kz
578	Эндонуклеаза рестрикции XhoI, 100% активность в буфере rCutSmart™, 20 000 ед./мл, 5000 ед., New England Biolabs, R0146S *поставляется с флаконом фиолетового красителя для геля (6X) и буфером rCutSmart	Эндонуклеаза рестрикции XhoI, 100% активность в буфере rCutSmart™, 20 000 ед./мл, 5000 ед., New England Biolabs, R0146S *поставляется с флаконом фиолетового красителя для геля (6X) и буфером rCutSmart	проведение микробиологических исследований	73 372	Июль 2026 г.	100% после поставки	8(7172)383979, email: goszakup@kazatu.edu.kz
579	Рестриктаза NcoI-HF®, 20 000 ед./мл, 1000 ед, New England Biolabs, R3193S *поставляется с rCutSmart™ Buffer и Gel Loading Dye, Purple (6X)	Рестриктаза NcoI-HF®, 20 000 ед./мл, 1000 ед, New England Biolabs, R3193S *поставляется с rCutSmart™ Buffer и Gel Loading Dye, Purple (6X)	проведение микробиологических исследований	36 738	Июль 2026 г.	100% после поставки	8(7172)383979, email: goszakup@kazatu.edu.kz
580	Среда SOC Outgrowth Medium, 100 мл, New England Biolabs, B9020S	Среда SOC Outgrowth Medium, 100 мл, New England Biolabs, B9020S	проведение микробиологических исследований	91 052	Июль 2026 г.	100% после поставки	8(7172)383979, email: goszakup@kazatu.edu.kz
581	Агар LB Леннокс, 500 г., CondaLab, 1083	Агар LB Леннокс, 500 г., CondaLab, 1084	проведение микробиологических исследований	44 291	Июль 2026 г.	100% после поставки	8(7172)383979, email: goszakup@kazatu.edu.kz
582	Бульон LB Леннокс, 500 г., CondaLab, 1231	Бульон LB Леннокс, 500 г., CondaLab, 1232	проведение иммунологических исследований	33 579	Июль 2026 г.	100% после поставки	8(7172)383979, email: goszakup@kazatu.edu.kz
583	Фенилметансульфонилфторид (PMSF), 99%, 10 г, Thermo Fisher Scientific	Фенилметансульфонилфторид (PMSF), 99%, 10 г, Thermo Fisher Scientific	проведение молекулярно-генетических исследований	159 650	Июль 2026 г.	100% после поставки	8(7172)383979, email: goszakup@kazatu.edu.kz
584	Канамицина сульфат, 25 г, Apollo Scientific, BIK0126-25G	Канамицина сульфат, 25 г, Apollo Scientific, BIK0126-25G	проведение молекулярно-генетических исследований	35 296	Июль 2026 г.	100% после поставки	8(7172)383979, email: goszakup@kazatu.edu.kz
585	Ампициллин тригидрат 98%, 25 г, Apollo Scientific, OR1030300-25G	Ампициллин тригидрат 98%, 25 г, Apollo Scientific, OR1030300-25G	проведение иммунологических исследований	30 504	Июль 2026 г.	100% после поставки	8(7172)383979, email: goszakup@kazatu.edu.kz
586	Компетентные клетки NEB® 5-alpha Competent E. coli (High Efficiency), 20*0,05 мл, New England Biolabs, C2987H	Компетентные клетки NEB® 5-alpha Competent E. coli (High Efficiency), 20*0,05 мл, New England Biolabs, C2987H	проведение иммунологических исследований	166 529	Июль 2026 г.	100% после поставки	8(7172)383979, email: goszakup@kazatu.edu.kz
587	Краситель Blue Protein Loading Dye: 3X SDS Blue Loading Buffer (8 мл) + 30X Reducing Agent (1 мл), 8 мл, New England Biolabs, B7703S	Краситель Blue Protein Loading Dye: 3X SDS Blue Loading Buffer (8 мл) + 30X Reducing Agent (1 мл), 8 мл, New England Biolabs, B7703S	проведение иммунологических исследований	30 940	Июль 2026 г.	100% после поставки	8(7172)383979, email: goszakup@kazatu.edu.kz
588	Синтезированный ген с вектором, 270 п.н.	Синтезированный ген с вектором, 270 п.н.	проведение иммунологических исследований	262 416	Июль 2026 г.	100% после поставки	8(7172)383979, email: goszakup@kazatu.edu.kz
589	Синтезированный ген с вектором, 846 п.н.	Синтезированный ген с вектором, 846 п.н.	проведение иммунологических исследований	593 824	Июль 2026 г.	100% после поставки	8(7172)383979, email: goszakup@kazatu.edu.kz
590	Синтезированный ген с вектором, 1029 п.н.	Синтезированный ген с вектором, 1029 п.н.	проведение иммунологических исследований	721 952	Июль 2026 г.	100% после поставки	8(7172)383979, email: goszakup@kazatu.edu.kz

591	Синтезированный ген с вектором, 969 п.н.	Синтезированный ген с вектором, 969 п.н.	проведение иммунологических исследований	680 064	Июль 2026 г.	100% после поставки	8(7172)383979, email: goszakup@kazatu.edu.kz
592	Латексные карбоксилированные микросферы полистирола, 0,35 мкм, дисперсия 2,5% в воде, 15 мл	Латексные карбоксилированные микросферы полистирола, 0,35 мкм, дисперсия 2,5% в воде, 15 мл	проведение иммунологических исследований	849 750	Июль 2026 г.	100% после поставки	8(7172)383979, email: goszakup@kazatu.edu.kz
593	Натрия хлорид 500	Натрия хлорид 501	проведение иммунологических исследований	7 048,39	Июль 2026 г.	100% после поставки	8(7172)383979, email: goszakup@kazatu.edu.kz
	3-24/ГФ26 AP23489364 "Использование аддитивных технологий при ремонте сельскохозяйственных машин с оптимизацией процесса путем моделирования и экспериментального исследования"						
594	3D принтер CreatBot D600 Pro	CreatBot D600 Pro — промышленный 3D-принтер с технологией FDM/FFF, предназначенный для изготовления крупногабаритных деталей и прототипов. Модель является модернизированной версией CreatBot D600 и оснащена системой автоматической калибровки рабочего стола, подогревом рабочей камеры до 65 °С и встроенной системой сушки пластика, что особенно важно при работе с инженерными материалами. Принтер имеет область печати 600 × 600 × 600 мм и оснащён двумя печатающими головками. Полностью металлический хотенд позволяет работать при температуре до 420 °С, обеспечивая печать широким спектром материалов, включая PLA, ABS, Nylon, PC, PETG, TPU, PVA, HIPS, PP, Flexible, Wood и другие. Диаметр стандартного сопла составляет 0,4 мм, при этом доступны опциональные сопла диаметром 0,3; 0,5; 0,8 и 1,0 мм. Минимальная толщина слоя по оси Z достигает 0,05 мм, а точность позиционирования по осям XYZ составляет 0,01 мм. Металлический корпус из стали толщиной 3 мм обеспечивает высокую жёсткость конструкции, снижает вибрации и способствует стабильному поддержанию температуры внутри рабочей камеры. Скорость печати составляет от 45 до 120 мм/с, скорость перемещения — до 200 мм/с. Подогреваемый стол нагревается до 100 °С и имеет адгезионное покрытие BuildTak для надёжного удержания моделей во время печати. Для повышения надёжности работы предусмотрены датчик окончания филамента, интеллектуальная система контроля подачи материала и функция восстановления печати после отключения электропитания. Управление осуществляется через 4,3-дюймовый многоязычный ЖК-дисплей. Поддерживается подключение по USB, автономная печать с SD-карты, а также работа в операционных системах Windows, Linux и macOS. Принтер поддерживает форматы файлов GCO, GCode, STL, OBJ и AMF, оснащён контроллером ATmega 2560 и работает от сети 220–240 В. Габариты устройства составляют 915 × 845 × 1085 мм, вес — 125 кг. Гарантия производителя — 1 год.	В рамках реализации проекта предполагается разработка, моделирование, изготовление и экспериментальное исследование деталей и ремонтных элементов для сельскохозяйственных машин с применением аддитивных технологий. Для решения поставленных задач требуется промышленное оборудование, обеспечивающее высокую точность, надёжность и возможность работы с широким спектром конструкционных материалов. Использование данного принтера даст возможность проводить экспериментальные исследования прочностных, износостойких и эксплуатационных характеристик изделий, изготовленных из различных полимерных материалов. Полученные результаты будут использованы для выбора оптимальных конструктивных решений и режимов печати, что позволит повысить надёжность ремонтируемых деталей и эффективность применения аддитивных технологий в процессе ремонта	7 000 000	Сентябрь 2026 г.	100% после поставки	8(7172)383979, email: goszakup@kazatu.edu.kz
	21-24/ГФ26 AP23487301 "Повышение эффективности производства сельскохозяйственной продукции путем создания и апробации математической модели дифференцирования показателей надежности тракторов"						
595	Услуга по разработке программного обеспечения	Программное обеспечение на основе математической модели для оценки и анализа безотказности и ремонтпригодности сельскохозяйственных тракторов в период их эксплуатации. Обеспечивает ввод и обработку данных, расчет показателей надежности, анализ отказов и простоев, формирование отчетов и наглядную визуализацию данных.	Согласно плана проекта для решения задач оперативного управления надежностью тракторов в целях ее повышения.	2 895 528	Август 2026 г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
	16/24ГФ26 AP23490406 «Молекулярно-генетическая характеристика циркулирующих на птицефабриках РК штаммов сальмонелл и разработка экспресс-теста для их обнаружения»						
596	Буфер TAE 50x, 1 л, Thermo Fisher	Буфер TAE 50x, 1 л, Thermo Fisher Scientific,	проведение молекулярно-генетических исследований	81 903	Июль 2026 г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
597	Маркер ДНК GeneRuler 100 bp Plus DNA Ladder, 5*50 мкг, Thermo Fisher Scientific, SM0322	Маркер ДНК GeneRuler 100 bp Plus DNA Ladder, 5*50 мкг, Thermo Fisher Scientific, SM0323	проведение молекулярно-генетических исследований	189 604	Июль 2026 г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
598	Краситель для нанесения на гель, фиолетовый, 6X, содержит SDS, EDTA и Ficoll®, для использования с агарозными и неденатурирующими полиакриламидными гелями, 4 мл, New England Biolabs, B7024S	Краситель для нанесения на гель, фиолетовый, 6X, содержит SDS, EDTA и Ficoll®, для использования с агарозными и неденатурирующими полиакриламидными гелями, 4 мл, New England Biolabs, B7024S	проведение биохимических исследований	47 703	Июль 2026 г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz

599	Набор GeneJET PCR Purification Kit, на 50 проб, Thermo Fisher Scientific, K0701	Набор GeneJET PCR Purification Kit, на 50 проб, Thermo Fisher Scientific, K0702	проведение молекулярно-генетических исследований	105 090	Июль 2026 г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
600	Набор реагентов для выделения геномной ДНК из тканей животных. 100 реак.	Набор реагентов для выделения геномной ДНК из тканей животных. 100 реак.	проведение молекулярно-генетических исследований	163 621	Июль 2026 г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
601	Набор для выделения геномной ДНК из крови, 50 выделений. GeneJET Whole Blood Genomic DNA Purification Mini Kit, 50 prep. Thermo Fisher Scientific, K0781.	Набор для выделения геномной ДНК из крови, 50 выделений. GeneJET Whole Blood Genomic DNA Purification Mini Kit, 50 prep. Thermo Fisher Scientific, K0781.	проведение молекулярно-генетических исследований	230 580	Июль 2026 г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
602	Вектор pET-28c(+), NovoPro	Вектор pET-28c(+), NovoPro	проведение молекулярно-генетических исследований	479 600	Июль 2026 г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
603	Эндонуклеаза рестрикции XhoI, 100% активность в буфере rCutSmart™, 20 000 ед./мл, 5000 ед., New England Biolabs, R0146S *поставляется с флаконом фиолетового красителя для геля (6X) и буфером rCutSmart	Эндонуклеаза рестрикции XhoI, 100% активность в буфере rCutSmart™, 20 000 ед./мл, 5000 ед., New England Biolabs, R0146S *поставляется с флаконом фиолетового красителя для геля (6X) и буфером rCutSmart	проведение молекулярно-генетических исследований	73 372	Июль 2026 г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
604	Рестриктаза NcoI-HF®, 20 000 ед./мл, 1000 ед, New England Biolabs, R3193S *поставляется с rCutSmart™ Buffer и Gel Loading Dye, Purple (6X)	Рестриктаза NcoI-HF®, 20 000 ед./мл, 1000 ед, New England Biolabs, R3193S *поставляется с rCutSmart™ Buffer и Gel Loading Dye, Purple (6X)	проведение молекулярно-генетических исследований	36 738	Июль 2026 г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
605	Среда SOC Outgrowth Medium, 100 мл, New England Biolabs, B9020S	Среда SOC Outgrowth Medium, 100 мл, New England Biolabs, B9020S	проведение микробиологических исследований	91 052	Июль 2026 г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
606	Смесь растворов дезоксинуклеотидов (dNTP), 10 mM, 8 µM, 4*0,2 мл, New England Biolabs, N0447S	Смесь растворов дезоксинуклеотидов (dNTP), 10 mM, 8 µM, 4*0,2 мл, New England Biolabs, N0447S	проведение молекулярно-генетических исследований	66 300	Июль 2026 г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
607	Агар LB Леннокс, 500 г., CondaLab, 1083	Агар LB Леннокс, 500 г., CondaLab, 1084	проведение микробиологических исследований	44 291	Июль 2026 г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
608	Бульон LB Леннокс, 500 г., CondaLab, 1231	Бульон LB Леннокс, 500 г., CondaLab, 1232	проведение микробиологических исследований	33 579	Июль 2026 г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
609	IPTG (изопропил-β-D-тиогалактопиранозид) ≥99% без диоксана, 25 г, Apollo Scientific,	IPTG (изопропил-β-D-тиогалактопиранозид) ≥99% без диоксана, 25 г, Apollo Scientific,	проведение молекулярно-генетических исследований	82 272	Июль 2026 г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
610	Колонки для аффинной хроматографии, HisTrap™ HP, 5x1 мл, Cytiva, 17-5247-01	Колонки для аффинной хроматографии, HisTrap™ HP, 5x1 мл, Cytiva, 17-5247-02	проведение биохимических исследований	282 348	Июль 2026 г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
611	Фенилметансульфонилфторид (PMSF), 99%, 10 г, Thermo Fisher Scientific	Фенилметансульфонилфторид (PMSF), 99%, 10 г, Thermo Fisher Scientific	проведение молекулярно-генетических исследований	159 650	Июль 2026 г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
612	Канамицина сульфат, 25 г, Apollo Scientific, BIK0126-25G	Канамицина сульфат, 25 г, Apollo Scientific, BIK0126-25G	проведение микробиологических исследований	35 296	Июль 2026 г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
613	Ампициллин тригидрат 98%, 25 г, Apollo Scientific, OR1030300-25G	Ампициллин тригидрат 98%, 25 г, Apollo Scientific, OR1030300-25G	проведение микробиологических исследований	30 504	Июль 2026 г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
614	Компетентные клетки NEB® 5-alpha Competent E. coli (High Efficiency), 20*0,05 мл, New England Biolabs, C2987H	Компетентные клетки NEB® 5-alpha Competent E. coli (High Efficiency), 20*0,05 мл, New England Biolabs, C2987H	проведение молекулярно-генетических исследований	166 529	Июль 2026 г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz

615	Краситель для белковых гелей One-Step Blue®, не требует фиксации или промывки, 1 л, Biotium, 21003-1L	Краситель для белковых гелей One-Step Blue®, не требует фиксации или промывки, 1 л, Biotium, 21003-1L	проведение биохимических исследований	187 488	Июль 2026 г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
616	Краситель Blue Protein Loading Dye: 3X SDS Blue Loading Buffer (8 мл) + 30X Reducing Agent (1 мл), 8 мл, New England Biolabs, B7703S	Краситель Blue Protein Loading Dye: 3X SDS Blue Loading Buffer (8 мл) + 30X Reducing Agent (1 мл), 8 мл, New England Biolabs, B7703S	проведение биохимических исследований	30 940	Июль 2026 г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
617	Кроличьи антитела против куриного IgY (H+L), вторичные антитела, HRP, 1,5 мл	Кроличьи антитела против куриного IgY (H+L), вторичные антитела, HRP, 1,5 мл	проведение иммунологических исследований	320 812	Июль 2026 г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
618	Перчатки нитриловые, размер S, 50 пар/упак	Перчатки нитриловые, размер S, 50 пар/упак	средства личной защиты, для проведения всех видов лабораторных исследований	4 900	Июль 2026 г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
619	Перчатки нитриловые, размер M, 50 пар/упак	Перчатки нитриловые, размер M, 50 пар/упак	средства личной защиты, для проведения всех видов лабораторных исследований	4 900	Июль 2026 г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
620	Перчатки нитриловые, размер L, 50 пар/упак	Перчатки нитриловые, размер L, 50 пар/упак	средства личной защиты, для проведения всех видов лабораторных исследований	4 900	Июль 2026 г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
621	Петли бактериологические, 1 мкл, стерильные, упакованы по 25, 1000 шт/упак, Biologix, 65-0002	Петли бактериологические, 1 мкл, стерильные, упакованы по 25, 1000 шт/упак, Biologix, 65-0002	проведение микробиологических исследований	42 350	Июль 2026 г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
622	Готовые гели 4-20% Mini-PROTEAN TGX Precast Protein Gels, 30 мкл, 10 гелей, Bio-Rad, 4561093	Готовые гели 4-20% Mini-PROTEAN TGX Precast Protein Gels, 30 мкл, 10 гелей, Bio-Rad, 4561094	проведение биохимических исследований	107 756	Июль 2026 г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
623	Экспресс-Тест Singlepath® Salmonella для обнаружения сальмонеллы в пищевых продуктах., 25 тестов, Sigma-Aldrich, 1041400001	Экспресс-Тест Singlepath® Salmonella для обнаружения сальмонеллы в пищевых продуктах., 25 тестов, Sigma-Aldrich, 1041400002	проведение иммунологических исследований	498 219	Июль 2026 г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
8-25/ГФ26 ИРН АР26100883 «Разработка износостойкого покрытия методом сверхзвуковой дуговой металлизации для детали оборудования, применяемых в пищевой отрасли»							
624	Испытание покрытий на трение и износ по схемам «шар-диск» и «штифт-диск» на трибометре TRB3 в соответствии со стандартами ASTM G99 и ASTM G133 с профилометрическим анализом дорожек износа	Услуга включает проведение трибологических испытаний образцов покрытий, полученных методом сверхзвуковой дуговой металлизации, на трибометре TRB3 по схемам «шар-диск» и «штифт-диск». Методическая основа: ASTM G99 и ASTM G133. Объем: 16 испытаний. Продолжительность одного испытания: 2 часа. По результатам испытаний определяются коэффициент трения, характер износа, параметры дорожек износа и проводится профилометрический анализ поверхности износа.	Закупка услуги необходима для комплексной оценки трибологических характеристик покрытий, полученных методом сверхзвуковой дуговой металлизации. Проведение испытаний позволит определить коэффициент трения, интенсивность износа и устойчивость покрытий к механическому воздействию в условиях, приближенных к эксплуатационным. Полученные результаты будут использованы для оптимизации технологических параметров нанесения покрытий, повышения их эксплуатационной надежности и подтверждения эффективности разрабатываемых материалов.	16 испытаний × 2 часа × 23 310 тенге = 745 920 тенге	Июль 2026г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
625	Исследование микроструктуры и морфологии покрытий методом сканирующей электронной микроскопии в режимах вторичных и обратнорассеянных электронов	Услуга включает исследование поверхности и/или поперечного сечения образцов покрытий методом сканирующей электронной микроскопии. Режимы исследования: вторичные электроны (SE) и обратнорассеянные электроны (BSE). Объем: 6 анализов. Определяемые показатели: микроструктура, морфология поверхности, плотность и однородность покрытия, наличие пор, трещин, оксидных включений и других дефектов. Результат: микрофотографии и описание структурных особенностей покрытий.	Закупка услуги необходима для оценки структурного состояния покрытий, полученных методом сверхзвуковой дуговой металлизации. Исследование микроструктуры и морфологии позволит определить качество формирования покрытия, его однородность, наличие дефектов и особенности строения напыленного слоя. Полученные данные будут использованы для сравнения покрытий, нанесенных при различных технологических режимах, и для обоснования выбора оптимальных параметров получения износостойких покрытий.	6 анализов × 30 000 тенге = 180 000 тенге	Июль 2026г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz

630	Шейкер медицинский	серии S, вариант исполнения: S-3L.A20, ELM1	Для культивирования микроорганизмов, приготовления микробных суспензий и гомогенизации образцов при проведении лабораторных исследований.	519 600	Август 2026 г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
631	Термостат электрический суховоздушный охлаждающий	ТСО-1/80 СПУ по ТУ 9452-004-00141798-2000	Для культивирования микроорганизмов, поддержания заданного температурного режима при проведении микробиологических исследований	751 364	Август 2026 г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
632	Иономер	И-160 МИ с первичной поверкой (преобразоват. И-160 МИ, термодатчик ТДЛ-1000-06, рН-электрод ЭС-10603/7, электрод Эср-10103, штатив ШУ-05, формуляр. Блок питания)	Для определения рН, окислительно-восстановительного потенциала и температуры почвенных, водных и других исследуемых образцов при проведении лабораторных исследований	436 910	Август 2026 г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
633	Аквадистиллятор	BL9803 (1 л/час, корпус пластик, сборник воды-пластик) Stegler	Для получения дистиллированной воды, используемой при приготовлении питательных сред, растворов и реактивов, а также проведении лабораторных исследований	85 339	Август 2026 г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
634	Мобильный кондиционер	ALMACOM AM-09T	Для поддержания оптимального температурного режима в лабораторном помещении при эксплуатации энергоемкого лабораторного оборудования и проведении исследований.	159 160	Август 2026 г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
635	Тепловая пушка	Ресанта ТЭПК-3000К (3,0 кВт)	Для сушки почвенных образцов при подготовке к лабораторным исследованиям.	19 923	Август 2026 г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
636	Фильтровальная бумага листовая марки "ФС", средней фильтрации, белая лента (уп. 5 кг)	Листовая марки "ФС", средней фильтрации, белая лента (уп. 5 кг).	Для фильтрации исследуемых растворов и проб в ходе лабораторных исследований, обеспечения качественного отделения твердых частиц и получения очищенного фильтрата.	4 700	Сентябрь 2026 г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
637	Калий хлористый, хч	Высокоочищенный хлорид калия (KCl), лабораторной квалификации «химически чистый». 1 кг	Для приготовления питательных и стандартных растворов, проведения лабораторных исследований и агрохимических анализов.	12 000	Сентябрь 2026 г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
638	Калий азотнокислый, хч	Высокоочищенный нитрат калия (KNO ₃), лабораторной квалификации «химически чистый». 1 кг	Для приготовления питательных и стандартных растворов, а также проведения лабораторных исследований и агрохимических анализов.	28 100	Сентябрь 2026 г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
639	Фильтры бумажные обеззоленные-синяя лента d=110мм 1уп=100шт	Лабораторные обеззоленные фильтры средней скорости фильтрации, диаметр 110 мм. 5 уп.	Для фильтрации растворов и проб при проведении лабораторных и агрохимических исследований.	425	Сентябрь 2026 г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
640	Колба КН-1-500 29/32 ТС со шкалой с притертой пробкой	Коническая лабораторная колба объемом 500 мл, со шкалой и притертой стеклянной пробкой. 16 шт	Для приготовления, смешивания и хранения растворов, а также проведения лабораторных химических анализов.	3 955	Сентябрь 2026 г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
641	Пленка Parafilm 10x10см x38м	Эластичная лабораторная герметизирующая пленка для закрытия колб, пробирок и других емкостей. 1 уп	Для герметизации лабораторной посуды и предотвращения загрязнения и испарения образцов и растворов при проведении исследований.	37 183	Сентябрь 2026 г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
642	Петля нихромовая №1 с держателем	Лабораторная бактериологическая петля из нихромовой проволоки с держателем. 11 уп	Для переноса и посева микроорганизмов при проведении микробиологических исследований и культивирования чистых культур.	2 185	Сентябрь 2026 г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
643	Агар-агар	Натуральный полисахарид, используемый как желирующий компонент питательных сред. 7 фл.	Для приготовления твердых и полутвердых питательных сред при культивировании и изучении микроорганизмов.	46 180	Сентябрь 2026 г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
644	Агар Чапека Докса	Питательная среда для культивирования и выделения грибов и актиномицетов. 2 фл.	Для выделения, культивирования и изучения грибной микрофлоры в рамках микробиологических исследований.	54 585	Сентябрь 2026 г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
645	Агар стандартный мясопептонный	Универсальная питательная среда для культивирования бактерий. 3 фл	Для выделения, выращивания и поддержания чистых бактериальных культур при проведении микробиологических исследований.	52 000	Сентябрь 2026 г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz

646	Крафт-бумага 1000*1060мм	Прочная бумага для упаковки и стерилизации лабораторной посуды и материалов. 20 кг	Для упаковки лабораторной посуды и материалов перед стерилизацией и обеспечения их защиты от загрязнения.	2 480	Сентябрь 2026 г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
647	Пробирка PP, 30x115мм, 50 мл, коническая, устойчивая, градуированная, с закруч. Крышкой, в индивидуальной упаковке (стерильная)	Полипропиленовая коническая пробирка объемом 50 мл, градуированная, с закручивающейся крышкой, стерильная, индивидуально упакованная. 50 шт.	Для отбора, хранения, транспортировки и центрифугирования образцов и растворов при проведении лабораторных и микробиологических исследований.	77	Сентябрь 2026 г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
648	Маркер по пластику черный	Перманентный маркер с устойчивыми чернилами для нанесения надписей на пластиковые поверхности. 1 шт	Для маркировки пробирок, лабораторной посуды и образцов при проведении исследований.	1 400	Сентябрь 2026 г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
649	Пробирка PP, 17x120 мм, 15 мл, коническая, белая градуировка, с закручивающейся крышкой, в индивидуальной упаковке (стерильная)	Полипропиленовая коническая пробирка объемом 15 мл, с белой градуировкой и закручивающейся крышкой, стерильная, индивидуально упакованная. 4 шт	Для отбора, подготовки, хранения и транспортировки образцов и растворов при проведении лабораторных и микробиологических исследований.	44	Сентябрь 2026 г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
650	Бумага А4	Офисная бумага формата А4 для печати и оформления документации. 15 пачек	Для печати протоколов, результатов лабораторных исследований, отчетных и сопроводительных документов по программе.	2 600	Сентябрь 2026 г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
	№ 3П МСХРК/26 «Гармонизация документов в области производства и оборота органической продукции с требованиями и основ формирования и функционирования системы совместных гарантий в Казахстане (PGS-QAZAQSTAN), базы научных данных об органическом производстве»						
651	Экспертиза проекта рекомендации по формированию показателей статистической отчетности о производстве и обороте органической продукции	Экспертиза проекта рекомендации по формированию показателей статистической отчетности о производстве и обороте органической продукции	для выполнения задач на 2026 год по календарному плану	1 550 000	Август 2026 год	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
652	Практический курс по созданию на основе ИИ мультidisциплинарного эксперта по производству и обороту органической продукции - Organic KZ Expert	Практический курс по созданию на основе ИИ мультidisциплинарного эксперта по производству и обороту органической продукции - Organic KZ Expert	для выполнения задач на 2026 год по календарному плану	500 000	Август 2026 год	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
	5460-ЖГ 24-26 "Обоснование коррелированного наследования генов устойчивости перспективных сортов и гибридов картофеля к основным распространенным вирусам и карантинным вредным организмам»						
641	Верификация сортообразцов	Назначение: испытание (нематода), 31 услуга	Оценка устойчивости к нематоде	370 756	Август 2026 год	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
642	Предварительное испытание (рак)	Назначение: испытание (рак), 37 услуг	Оценка устойчивости к раку	442 492	Август 2026 год	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
	24-24ГФ/26 АР23489183 «Эпидемиология гриппа птиц и разработка превентивных мер на основе методов количественной эпидемиологии и информационно-коммуникационных технологий»						
643	Издание научной монографии	объём 128 стр., тираж 100 экз	Согласно календарному плану проекта	1 000 000	Сентябрь 2026 г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
	17-24/ГФ26 «Использование генетического потенциала эдильбаевской породы для совершенствования продуктивных качеств дегересской породы овец»						
644	Сено злаково-разнотравное	Цвет зелёный до желтовато-зелёного; Запах приятный, травяной, характерный для сена; Консистенция сухая, рассыпчатая или спрессованная масса; Наличие посторонних примесей не допускается (камни, металл, плесень и др.), 4 тонны	необходимо для полноценного кормления овец, задействованных в проекте, поддержания их физиологического состояния, нормального роста и развития, а также обеспечения объективной оценки продуктивных качеств животных.	73 620×4 = 294 480	Сентябрь 2026 г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
645	Концентраты (ячмень)	Цвет светло-жёлтый, золотистый; Запах свежий, характерный для зерна ячменя; Консистенция твёрдое цельное; Вкус характерный, без горечи или плесени; Примеси не более 2% (по ГОСТ), 100 кг	необходимо для полноценного кормления овец, участвующих в проекте, обеспечения их энергией и питательными веществами, поддержания нормального роста, развития и продуктивных качеств животных.	140×100=140 000	Сентябрь 2026 г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz

646	Анализатор качества спермы SQA-V	Принцип работы основан на электрооптическом методе с использованием светодиодных источников света, фотодетекторов и встроенной видеомикроскопической системы. Среднее время анализа одного образца составляет около 75 секунд. SQA-V автоматически определяет концентрацию сперматозоидов, общую и прогрессивную подвижность, функциональную концентрацию подвижных сперматозоидов, индекс подвижности, общее количество сперматозоидов и другие расчетные показатели. Прибор оснащен жидкокристаллическим дисплеем, встроенным принтером, интерфейсами для подключения к компьютеру и лабораторной информационной системе, а также функциями автоматической калибровки, самодиагностики и внутреннего контроля качества, что обеспечивает высокую точность, воспроизводимость и оперативность проведения исследований. 1 шт	необходим для объективной оценки репродуктивных качеств баранов-производителей, включая определение концентрации, подвижности и других показателей сперматозоидов, с целью отбора животных с высоким генетическим и воспроизводительным потенциалом.	8 500 000	Сентябрь 2026 г.	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
	9П МСХ РК/26, НТП BR24992903 «Практическое внедрение современных молекулярно-генетических, физиолого-биохимических, биотехнологических методов и цифрового фенотипирования в селекцию экономически значимых сельскохозяйственных культур»						
647	Микс dNTP (10мМ каждая), 5х1мл.	Микс dNTP (10мМ каждая), 5х1мл. (1 упак)	для проведения лабораторных и молекулярно-генетических исследований	478 853	Август 2026 год	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
648	Маркер молекулярной массы ДНК GeneRuler™, готовый к использованию, 100–1000 п.н., 21 фрагмент, 50 мкг, 100 применений	Маркер молекулярной массы ДНК GeneRuler™, готовый к использованию, 100–1000 п.н., 21 фрагмент, 50 мкг, 100 применений (3 упак)	для проведения лабораторных и молекулярно-генетических исследований	210 708	Август 2026 год	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
649	Ферментная смесь RNase Cocktail™, 1 мл	Ферментная смесь RNase Cocktail™, 1 мл (1 упак)	для проведения лабораторных и молекулярно-генетических исследований	270 177,00	Август 2026 год	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
650	Жидкость UltraPure™ Phenol:Chloroform:Isoamyl Alcohol (25:24:1, v/v), 400 мл	Жидкость UltraPure™ Phenol:Chloroform:Isoamyl Alcohol (25:24:1, v/v), 400 мл (1 шт)	для проведения лабораторных и молекулярно-генетических исследований	622517	Август 2026 год	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
651	Краситель ROX, 500 мкл.	Краситель ROX, 500 мкл. (2 шт)	для проведения лабораторных и молекулярно-генетических исследований	161 244	Август 2026 год	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
652	ПЦР мастер мик (2X), 200 реак.	ПЦР мастер мик (2X), 200 реак. (1 упак)	для проведения лабораторных и молекулярно-генетических исследований	91 599	Август 2026 год	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
653	Адгезивные покрытия для ПЦР-планшет, 100шт/упак.	Адгезивные покрытия для ПЦР-планшет, 100шт/упак. (2 упак)	для проведения лабораторных и молекулярно-генетических исследований	250 612	Август 2026 год	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
654	Мастер микс для кПЦР PowerUp™ SYBR™ Green, 1 мл	Мастер микс для кПЦР PowerUp™ SYBR™ Green, 1 мл. (1 упак)	для проведения лабораторных и молекулярно-генетических исследований	77 195	Август 2026 год	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
655	ТАЕ Буфер (Трис-ацетат-ЭДТА) (50X), 1 л.	ТАЕ Буфер (Трис-ацетат-ЭДТА) (50X), 1 л. (3 шт)	для проведения лабораторных и молекулярно-генетических исследований	245 709	Август 2026 год	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
656	Буфер ТВЕ (трис-борат-ЭДТА) (10X), 1 л.	Буфер ТВЕ (трис-борат-ЭДТА) (10X), 1 л. (3 шт)	для проведения лабораторных и молекулярно-генетических исследований	153 456	Август 2026 год	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
657	Услуга по синтезу олигонуклеотидов	Химический синтез олигонуклеотидов заданной последовательности (1 услуга)	для проведения лабораторных и молекулярно-генетических исследований	1 000 000	Август 2026 год	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
	5-24/ГФ26, АР23490403 «Молекулярно-генетическая оценка, идентификация эффективных генов и локусов количественных признаков (QTL) продуктивности яровой мягкой пшеницы»						
659	Агар для размножения растений, 500 г, Condalab, 1812	Агар для размножения растений, 500 г, Condalab, 1812 (1 упак)	для проведения лабораторных и молекулярно-генетических исследований	72 014	Август 2026 год	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
660	Гидрохлорид тиамина ≥99%, 100 г, Apollo Scientific, ВIT0614-100G	Гидрохлорид тиамина ≥99%, 100 г, Apollo Scientific, ВIT0614-100G(1 упак)	для проведения лабораторных и молекулярно-генетических исследований	42 972	Август 2026 год	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
661	Пиридоксина гидрохлорид, 50 г, Roth Carl, T914.1	Пиридоксина гидрохлорид, 50 г, Roth Carl, T914.1 (1 упак)	для проведения лабораторных и молекулярно-генетических исследований	45 480,00	Август 2026 год	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
662	Чашка микробиологическая (Петри) полимерная Ø 100 мм стерильная, 10 шт/уп, МиниМед, 11000273Ч	Чашка микробиологическая (Петри) полимерная Ø 100 мм стерильная, 10 шт/уп, МиниМед, 11000273Ч (7 упак)	для проведения лабораторных и молекулярно-генетических исследований	33124	Август 2026 год	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz

663	N-лауроилсаркозин натриевая соль 95%, 100 г, Thermo Fisher Scientific, 434371000	N-лауроилсаркозин натриевая соль 95%, 100 г, Thermo Fisher Scientific, 434371000 (1 упак)	для проведения лабораторных и молекулярно-генетических исследований	71 928	Август 2026 год	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
664	Сшитый поливинилпирролидон, 500 г, Thermo Fisher Scientific, 227485000	Сшитый поливинилпирролидон, 500 г, Thermo Fisher Scientific, 227485000 (1 упак)	для проведения лабораторных и молекулярно-генетических исследований	227 592	Август 2026 год	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
665	Тиоцианат гуанидина ≥99,0%, 500 г, Apollo Scientific, B1MB1010-500G	Тиоцианат гуанидина ≥99,0%, 500 г, Apollo Scientific, B1MB1010-500G (1 упак)	для проведения лабораторных и молекулярно-генетических исследований	66 000	Август 2026 год	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
666	Мастер микс для ПЦР Quick-Load® с ДНК полимеразой OneTaq® Hot Start с стандартным буфером, концентрация 2X, 100 реакций (50 мкл), New England Biolabs, M0488S	Мастер микс для ПЦР Quick-Load® с ДНК полимеразой OneTaq® Hot Start с стандартным буфером, концентрация 2X, 100 реакций (50 мкл), New England Biolabs, M0488S (5 упак)	для проведения лабораторных и молекулярно-генетических исследований	388 800	Август 2026 год	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
667	Буфер TAE 50X (буфер TRIS-ацетат-EDTA), 1 л, Thermo Fisher Scientific, B49	Буфер TAE 50X (буфер TRIS-ацетат-EDTA), 1 л, Thermo Fisher Scientific, B49 (2 упак)	для проведения лабораторных и молекулярно-генетических исследований	198 000	Август 2026 год	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
668	Наконечники 1-200 мкл, градуированные, прозрачные, нестерильные, 10000 шт/упак Corning, 4844	Наконечники 1-200 мкл, градуированные, прозрачные, нестерильные, 10000 шт/упак Corning, 4844 (2 упак)	для проведения лабораторных и молекулярно-генетических исследований	224 672	Август 2026 год	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
669	Наконечники 0,2-10 мкл, градуированные, прозрачные, нестерильные, 10000 шт/упак Corning, 4840	Наконечники 0,2-10 мкл, градуированные, прозрачные, нестерильные, 10000 шт/упак Corning, 4840 (2 упак)	для проведения лабораторных и молекулярно-генетических исследований	272 076	Август 2026 год	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
670	Планшеты для ПЦР, 96-луночные, с полуюбкой устойчивости, объем лунок 0,2 мл, очищены от ДНКаз и РНКаз, прозрачные, изготовлены из полипропилена медицинского, 100 шт/упак, Biologix, 60-0056	Планшеты для ПЦР, 96-луночные, с полуюбкой устойчивости, объем лунок 0,2 мл, очищены от ДНКаз и РНКаз, прозрачные, изготовлены из полипропилена медицинского, 100 шт/упак, Biologix, 60-0056 (2 упак)	для проведения лабораторных и молекулярно-генетических исследований	308 000	Август 2026 год	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
671	Готовые гели для вертикального электрофореза TGX Stain-Free™, any kD, 12 лунок, 20 мкл, 10 шт/упак, Bio-Rad Laboratories, 4568125	Готовые гели для вертикального электрофореза TGX Stain-Free™, any kD, 12 лунок, 20 мкл, 10 шт/упак, Bio-Rad Laboratories, 4568125 (3 упак)	для проведения лабораторных и молекулярно-генетических исследований	454 530	Август 2026 год	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
672	Буфер 10× TBE (трис/борная кислота/ЭДТА), pH 8,3, 1 л, Bio-Rad Laboratories, 1610733	Буфер 10× TBE (трис/борная кислота/ЭДТА), pH 8,3, 1 л, Bio-Rad Laboratories, 1610733 (2 упак)	для проведения лабораторных и молекулярно-генетических исследований	135 050	Август 2026 год	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
673	Краситель для ДНК UView™ 6x, 1 мл, Bio-Rad Laboratories, 1665112	Краситель для ДНК UView™ 6x, 1 мл, Bio-Rad Laboratories, 1665112 (1 упак)	для проведения лабораторных и молекулярно-генетических исследований	117 061	Август 2026 год	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
674	Пленка для заклеивания ПЦР-планшетов Microseal 'B', клейкая, оптически прозрачная, 100 шт/упак, Bio-Rad Laboratories, MSB1001B	Пленка для заклеивания ПЦР-планшетов Microseal 'B', клейкая, оптически прозрачная, 100 шт/упак, Bio-Rad Laboratories, MSB1001B (1 упак)	для проведения лабораторных и молекулярно-генетических исследований	152 780	Август 2026 год	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz

675	Изопропанол, 99,8%, для ВЭЖХ, 2,5 л, Simson, SC3823	Изопропанол, 99,8%, для ВЭЖХ, 2,5 л, Simson, SC3823 (3 упак)	для проведения лабораторных и молекулярно-генетических исследований	151 500	Август 2026 год	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
676	EXS-500 ExS-Pure Enzymatic PCR Purification Kit 500 rxn	EXS-500 ExS-Pure Enzymatic PCR Purification Kit 500 rxn (1 упак)	для проведения лабораторных и молекулярно-генетических исследований	383 130	Август 2026 год	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
677	Покрывание SPL SEAL для ПЦП	Покрывание SPL SEAL для ПЦП-планшетов, PET/acrylate, Clear, 141x79mm (2 шт)	для проведения лабораторных и молекулярно-генетических исследований	102 522	Август 2026 год	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
678	M0496L Hot Start Taq 2X Master Mix - 500rxns , производитель New England Biolabs M0496L	M0496L Hot Start Taq 2X Master Mix - 500rxns , производитель New England Biolabs M0496L (3 упак)	для проведения лабораторных и молекулярно-генетических исследований	570 546	Август 2026 год	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
679	Taq 5X Master Mix - 500 reactions M0285L	Taq 5X Master Mix - 500 reactions M0285L (3 шт)	для проведения лабораторных и молекулярно-генетических исследований	360 228	Август 2026 год	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
680	Чашка Петри, PS (полистирол), 100x15mm, 72.30cm, стерильная, 200шт/уп	Чашка Петри, PS (полистирол), 100x15mm, 72.30cm, стерильная, 200шт/уп (2 шт)	для проведения лабораторных и молекулярно-генетических исследований	139 052	Август 2026 год	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
681	OneTaq Quick-Load 2X Master Mix with Standard Buffer - 100 rxns	OneTaq Quick-Load 2X Master Mix with Standard Buffer - 100 rxns (3 шт)	для проведения лабораторных и молекулярно-генетических исследований	116 613	Август 2026 год	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
682	2X Мастер-микс OneTaq со стандартнымбуфером, 100 рек. M0482S	2X Мастер-микс OneTaq со стандартнымбуфером, 100 рек. M0482S (2 шт)	для проведения лабораторных и молекулярно-генетических исследований	73 574	Август 2026 год	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
683	OneTaq Hot Start 2X Master Mix with Standard Buffer - 100 rxns M0484S	OneTaq Hot Start 2X Master Mix with Standard Buffer - 100 rxns M0484S (2 шт)	для проведения лабораторных и молекулярно-генетических исследований	123 548	Август 2026 год	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
684	Quick-Load Purple 1 kb Plus DNA Ladder - 250 gel lanes	Quick-Load Purple 1 kb Plus DNA Ladder - 250 gel lanes (2 шт)	для проведения лабораторных и молекулярно-генетических исследований	122 156	Август 2026 год	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
685	QuantiNova SYBR Green PCR Kit (100)	QuantiNova SYBR Green PCR Kit (100) (2 шт)	для проведения лабораторных и молекулярно-генетических исследований	210 888	Август 2026 год	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
686	Молекулярные ДНК маркеры «GelPilot DNA Loading Dye, 5x» 239901, производитель QIAGEN 239901	Молекулярные ДНК маркеры «GelPilot DNA Loading Dye, 5x» 239901, производитель QIAGEN 239901 (2 шт)	для проведения лабораторных и молекулярно-генетических исследований	111 708	Август 2026 год	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
687	Gel Loading Dye, Purple (6X), no SDS - 4,0 ml	Gel Loading Dye, Purple (6X), no SDS - 4,0 ml (2 шт)	для проведения лабораторных и молекулярно-генетических исследований	76 348	Август 2026 год	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
688	Краситель для загрузки геля, синий, 6X, 4 мл B7021S	Краситель для загрузки геля, синий, 6X, 4 мл B7021S (2 шт)	для проведения лабораторных и молекулярно-генетических исследований	83 292	Август 2026 год	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
689	Набор для проведения реакции обратной транскрипции, 200 000 ед./мл, 10 000 ед.	Набор для проведения реакции обратной транскрипции, 200 000 ед./мл, 10 000 ед. (2 шт)	для проведения лабораторных и молекулярно-генетических исследований	295 682	Август 2026 год	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
690	Услуга по синтезу олигонуклеотидов	Услуга по химическому синтезу олигонуклеотидов заданной последовательности (1 услуга)	для проведения лабораторных и молекулярно-генетических исследований	940 800	Август 2026 год	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
13-24/ГФ26 «Картофель с цветной мякотью для Северного Казахстана: подбор сортов и гибридов, создание биологизированной технологии защиты»							
691	Полный набор для ИФА вируса картофеля S, 480 реакций, Loewe, 07034C/480	Назначение: Набор для диагностики вируса картофеля S, 1 набор.	Набор используется для диагностики вируса картофеля	474 365	Август 2026 год	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
692	Полный набор для ИФА вируса картофеля M, 480 реакций, Loewe, 07032C/480	Назначение: Набор для диагностики вируса картофеля M, 1 набор.	Набор используется для диагностики вируса картофеля	474 365	Август 2026 год	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz

693	Полный набор для ИФА вируса картофеля X, 480 реакций, Loewe, 07037C/48	Назначение: Набор для диагностики вируса картофеля X, 1 набор.	Набор используется для диагностики вируса картофеля	474 365	Август 2026 год	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
694	Полный набор для ИФА вируса картофеля Y, 480 реакций, Loewe, 07038C/480	Назначение: Набор для диагностики вируса картофеля Y, 1 набор.	Набор используется для диагностики вируса картофеля	474 365	Август 2026 год	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
695	Полный набор для ИФА вируса картофеля PLRV, 480 реакций, Loewe, 07034C/480	Назначение: Набор для диагностики вируса картофеля PLRV, 1 набор.	Набор используется для диагностики вируса картофеля	474 365	Август 2026 год	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
696	Наконечники 1-200 мкл, рассыпью, желтые, нестерильные, 1000шт/уп, Corning,	Пластиковые наконечники для автоматических дозаторов объемом 10–200 мкл. Изготовлены из полипропилена, нестерильные, одноразовые, предназначены для точного и безопасного дозирования жидкостей при проведении лабораторных исследований. 20 уп.	Используются при проведении лабораторных исследований для точного дозирования реактивов и образцов при постановке ИФА и других анализов. Необходимы для обеспечения корректности и воспроизводимости результатов исследований.	8 344	Август 2026 год	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
697	ДНК-маркер 100 п.о., 50 мкг/мл,	ДНК-маркер Quick-Load® Purple на 100 п.о., 50 мкг/мл, 125 лунок (1.25 мл), New England Biolabs, 2 уп.	Для проведения исследований методом ПЦР	110 323	Август 2026 год	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
698	Агароза E, 100 г	Агароза E, 100 г, Condalab, 2 уп.	Для проведения электрофореза (ПЦР)	63 505	Август 2026 год	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
699	Сахароза, 500 г	Сахароза, 500 г, Condalab, 10 уп.	Для приготовления питательных сред	22 009	Август 2026 год	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
700	Taq 2X Master Mix, 500 реакций	Taq 2X Master Mix, 500 реакций, New England Biolabs, M0270L, 1 уп.	Для проведения исследований методом ПЦР	178 880	Август 2026 год	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz
701	Бензин	Бензин АИ92, 2000 литров	Для обеспечения выездных работ в рамках проведения полевого мониторинга, обследования территорий и выполнения мероприятий по уборке и поддержанию опытных участков	245	Август 2026 год	100% оплата после поставки	8(7172) 38 39 79, mail: goszakup@kazatu.edu.kz